

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
#GA-G05 赧即安膠原蛋白骨科填補物 5cc	36000	多孔性的陶瓷具有骨引導性且於使用上與自體骨混合使用時，赧即安所含之膠原蛋白有利於吸附生長因子，因此具有骨誘導性。不可用於具有牛膠原蛋白過敏病史的患者，包括但不限於：曾施用可注射性膠原蛋白、膠原蛋白植入物、止血棉或縫合線等膠原蛋白產品而產生過敏者。	適用於填補骨裂縫，可被用來填補四肢骨、脊椎、骨盆等骨骼系統的缺損及裂隙，或由手術及骨骼外傷產生的骨缺損。	患者有嚴重過敏病史或對牛膠原蛋白過敏者，不可使用本產品。	患者有嚴重過敏病史或對牛膠原蛋白過敏者，不可使用本產品。	赧即安所含之生物陶瓷為雙相陶瓷，TCP於植入6個月內降解完成，不會阻礙新骨生長，且因HA的降解速度較慢，故仍可維持植入空間，以配合新骨生長。
(每釘)OLYMPUS止血釘夾 #HX-610-135	400	止血，可有效預防術後再出血的狀況。	出血治療、內視鏡定位標記。	每一止血夾已滅菌包裝，且拆封後即可限單次使用。	無	現行臨床多使用傳統手術刀或單極/雙極傳統高溫電燒刀進行止血。
(重處理醫材)“柯惠” LigaSure #LF1937 Maryland含塗層鉗口閉合器/分割器 37cm	1000	藉由RF電外科能量作用夾於裝置鉗之脈管或組織束，此裝置可產生閉合效果適用於血管。塗層 Nano-Coated能使術中過程更順利減少沾黏情況發生，並藉由有Curved鉗口提供更有效率的手術時間。	手術時間縮短，止血效果更好，整體手術安全性高。	不可用於結紮7mm以上管徑之血管、淋巴管、組織束。不可用於輸精管、輸卵管之結紮。有體內或體外心臟節律器或其他植入式器材下應謹慎使用。	無	較健保給付手術刀或單極/雙極傳統高溫電燒刀止血效果更好。
(重處理醫材)ArthroCare鼻手術用氯化棒(ENT手術)#EIC4845-01	1000	無線射頻冷觸氣化手術是以生理食鹽水中的鈉離子為介質，運用射頻能量以氯化棒進入鼻腔產生低熱，使黏膜下的蛋白質組織凝固，經過蛋白質變性分解吸收後，使黏膜下組織體積縮小，因在黏膜下作用，黏膜表面受損小，最不影響黏膜功能。	有效改善鼻通量，對於打噴涕、流鼻水可減輕其嚴重度，可縮短手術時間外，亦減輕病人術後疼痛感。	1術後輕微鼻塞及少許血水分泌物2一週內避免劇烈運動、提重3禁止摳鼻孔及用力打噴涕4兩週內勿進食含酒精辛辣、過熱食物5返家仍出血不止請立即返院治療。	正常使用下無。	無線射頻作用溫度70-90度，周遭健康的組織較無傷害，傳統電燒接近300-400度的作用溫度，周遭健康的組織也連同受到熱傷害的波及。
(重處理醫材)Covidien” LigaSure #LF1837鈍頭腹腔鏡閉合器	1000	結紮血管僅需縫線結紮50%-60%的操作時間，結紮後血管可承受三倍收縮壓，有效確保術後血管止血(亦經FDA 核許血管結紮至7mm)?刀片設計於器械內，便利於手術切割及無刀片傳遞意外造成醫療人員傷害，器械37 cm 設計可用於一般腹腔鏡手術	利用自體組織完成結紮(組織內 Elastin及Collgaen 融合並重組來完全結紮)，術後幾乎無外來異物留於病人體內，結紮處可承受3倍收縮壓安全性佳。目前健保無相同品項	依醫生指示使用，只有當和 ForceTriad能量平台配合使用時，才可用於閉合血管。	無	目前健保無相同品項
“ArthroCare” Microblator 30度*1.4mm關節用氯化棒 #AC4050-01	21000	用於關節內視鏡以及骨科手術中，軟組織的切除、脫落和凝結，以及血管的止血、傷口的清創。	本產品用於關節內視鏡以及骨科手術中，軟組織的切除、氣化、熱縮和血管止血。用於肩、肘、膝等關節鏡使用。	本產品不適用於非關節鏡手術過程、手術過程未使用電導溶液、不適用有裝置心律調節器或其他電子植入式器材之患者。	輕微發炎反應或因操作過程而傷及周邊組織情況發生。	無健保品項
“ArthroCare” Super TURBOVAC 90度*3.75mm關節用氯化棒#ASC4250-01	21000	用於關節內視鏡以及骨科手術中，軟組織的切除、脫落和凝結，以及血管的止血、傷口的清創。	本產品用於關節內視鏡以及骨科手術中，軟組織的切除、氣化、熱縮和血管止血。用於肩、肘、膝等關節鏡使用。	本產品不適用於非關節鏡手術過程、手術過程未使用電導溶液、不適用有裝置心律調節器或其他電子植入式器材之患者。	輕微發炎反應或因操作過程而傷及周邊組織情況發生。	無健保品項

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
“Stryker” ICONIX1 縫合錨釘1.4mm #3910-500-512	28000	用於足部、踝部、膝部、髖部、手部、肘部、和肩部的縫合或組織固定的手術中，根據病人需求，採用不同的尺寸。肘部：二頭肌腱再接合術、尺骨側副韌帶或橈骨側副韌帶重建。肩部：旋轉肌修復、班卡特修復(Bankart)、SLAP損傷修復、二頭肌肌腱固定術。手部/腕部：舟月骨韌帶重建、腕骨韌帶重建、副韌帶修復/重建。足部及踝部：外側穩定、內側穩定、跟腱肌修復、聽骨韌帶修復。膝部：內側副韌帶修復、外側副韌帶修復、髌骨肌腱修復、膝後斜韌帶修復、髂脛束肌腱固定術。髖部：囊修復、髖白盂唇修復。	廠商不同意核定結果，暫未納入健保給付，需自費使用。	1. 本產品是暫時性的體內固定設備，限單次使用。2. 切勿向錨釘施加過度拉力或超過負荷，以免拉出設備或縫線。3. 本產品須在插入後再展開，使錨釘壓向骨皮質。	1. 病人可能能出現深度或淺度感染。2. 病人可能裝置材料過敏或產生其它不適反應3. 可能出現縫線或錨釘斷裂的情況。4. 手術期間可能出現固定失敗或錨釘拉出。	此為全縫線式錨釘，尺寸比健保給付品項小，所以對患者骨頭的創傷極小，固定力量較大，增加韌帶或軟組織與骨頭的癒合接觸面積，進而提升術合之癒合效果。
“Stryker” ICONIX2 縫合錨釘2.3mm #3910-500-522	28000	用於足部、踝部、膝部、髖部、手部、肘部、和肩部的縫合或組織固定的手術中，根據病人需求，採用不同的尺寸。肘部：二頭肌腱再接合術、尺骨側副韌帶或橈骨側副韌帶重建。肩部：旋轉肌修復、班卡特修復(Bankart)、SLAP損傷修復、二頭肌肌腱固定術。手部/腕部：舟月骨韌帶重建、腕骨韌帶重建、副韌帶修復/重建。足部及踝部：外側穩定、內側穩定、跟腱肌修復、聽骨韌帶修復。膝部：內側副韌帶修復、外側副韌帶修復、髌骨肌腱修復、膝後斜韌帶修復、髂脛束肌腱固定術。髖部：囊修復、髖白盂唇修復。	廠商不同意核定結果，暫未納入健保給付，需自費使用。	1. 本產品是暫時性的體內固定設備，限單次使用。2. 切勿向錨釘施加過度拉力或超過負荷，以免拉出設備或縫線。3. 本產品須在插入後再展開，使錨釘壓向骨皮質。	1. 病人可能能出現深度或淺度感染。2. 病人可能裝置材料過敏或產生其它不適反應3. 可能出現縫線或錨釘斷裂的情況。4. 手術期間可能出現固定失敗或錨釘拉出。	此為全縫線式錨釘，尺寸比健保給付品項小，所以對患者骨頭的創傷極小，固定力量較大，增加韌帶或軟組織與骨頭的癒合接觸面積，進而提升術合之癒合效果。
“Stryker” ICONIX25 縫合錨釘2.3mm #3910-500-525	28000	用於足部、踝部、膝部、髖部、手部、肘部、和肩部的縫合或組織固定的手術中，根據病人需求，採用不同的尺寸。肘部：二頭肌腱再接合術、尺骨側副韌帶或橈骨側副韌帶重建。肩部：旋轉肌修復、班卡特修復(Bankart)、SLAP損傷修復、二頭肌肌腱固定術。手部/腕部：舟月骨韌帶重建、腕骨韌帶重建、副韌帶修復/重建。足部及踝部：外側穩定、內側穩定、跟腱肌修復、聽骨韌帶修復。膝部：內側副韌帶修復、外側副韌帶修復、髌骨肌腱修復、膝後斜韌帶修復、髂脛束肌腱固定術。髖部：囊修復、髖白盂唇修復。	廠商不同意核定結果，暫未納入健保給付，需自費使用。	1. 本產品是暫時性的體內固定設備，限單次使用。2. 切勿向錨釘施加過度拉力或超過負荷，以免拉出設備或縫線。3. 本產品須在插入後再展開，使錨釘壓向骨皮質。	1. 病人可能能出現深度或淺度感染。2. 病人可能裝置材料過敏或產生其它不適反應3. 可能出現縫線或錨釘斷裂的情況。4. 手術期間可能出現固定失敗或錨釘拉出。	此為全縫線式錨釘，尺寸比健保給付品項小，所以對患者骨頭的創傷極小，固定力量較大，增加韌帶或軟組織與骨頭的癒合接觸面積，進而提升術合之癒合效果。

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
“Stryker” ReelX STT 4.5mm縫線固定錨釘	28000	本產品設計用於肩、足、踝、膝和肘部骨骼中的縫線固定或組織固定	1.術前及術後程序，包括外科技術知識以及正確選擇及放置植入物是使用本裝置的重要考慮事項。	本產品尚未在核磁共振(MR)環境中的安全性和兼容性進行評估，對其在核磁共振(MR)環境中的產熱或遷移也尚未測試。	1.可能出現縫線或錨釘斷裂的情況 2.縫合時可能出現固定失敗 3.深度或表層感染 4.對裝置材料過敏或產生其它不適反應	本錨釘為無結式縫合錨釘，縫合後無需打結即可固定，術後不會產生異物感。可進行交叉式雙列修補，增加術後癒合率。(傳統健保給付品項僅能進行單列式修補)
“史耐輝”福音免綁線固定錨釘 (4.5mm)	18000	本產品為不可吸收材質，含有插入器用來重新連接骨頭與軟組織免綁線縫合方式方便醫生使用	用於連接肩、足、踝、膝各病症之軟組織與骨頭	術後患部活動勿太激烈，遵照醫生指示	輕微發炎反應，輕微過敏反應	免綁線設計方便醫生使用，且提供最強固定效果
“史賽克”電極探針 3.5/4.0*135mm(射頻切除氣化棒)#90-S Accelerator	20000	本產品適用於膝、肩、踝、肘、髖與腕關節鏡手術，進行軟組織手術切除、凝結，血管止血。	本產品還具有"抽吸功能 Suction"，能使術中視野清楚，有利於手術進行。	包裝是否完整與消毒效期。禁用於：非關節鏡手術或手術中使用了非傳導性的灌注液。也禁用體內帶有心臟起搏器或者其他電子植入體的病人。	無	本產品還具有"抽吸功能，能使術中視野清楚，有利於手術進行；健保產品(無)此功能！
“因諾美”12mm/1.5mm拋棄式皮下針電極 #534643(神經監測)	14000	皮下針電極能記錄和刺激電極，可用於術中神經監測，更能精確的記錄電生理信號和刺激神經或肌肉。	在手術過程中使用本產品進行神經監測，用來避免傷害到病人神經功能。	單次使用，不可重複使用，不適用於心臟。	無。	無健保產品。
“曲克”愛佛盧迅膽道支架系統	50000	1.此產品釋放系統為槍型握把可控制支架釋放之速度及支架長度2.此產品之釋放系統於置放過程中，支架展放80%後尚可回收支架重新定位及置放	膽道惡性腫瘤的壓迫所產生的膽道狹窄或阻塞的病人可放置較長之時間及膽道擴張效果使膽汁能夠順暢引流	支架放置需在放射線下執行。放置支架後，不應採取其他方式治療，如化療或放射。	與逆行性胰膽管造影術相關的淺在併發症(但不限於)穿孔，對顯影劑或藥物的過敏反應	放置體內時間較健保塑膠材質長，擴張效果較佳，進而改善膽汁引流
“艾思瑞斯”泰若普肌腱固定懸吊鉗#AR-2257	34000	本特材主要用於將韌帶固定在所附屬破裂骨端和關節端的小骨片段及肌腱韌帶重建(肌腱韌帶破裂)與Weber B和C和腳踝骨折。	用於將韌帶固定在所附屬破裂骨端和關節端的小骨片段，也可與萬固定和長隨釘包含骨板合併，配合骨折支撐袋和石膏使用。	本產品不可重複滅菌使用。手術後至癒合前避免不良壓力加壓。	深層或表面的感染，或是對植入材料過敏或其他反應。	此特材與技術屬於微創手術，實屬臨床需使用且無同類健保給付品項之新功能品項
“邦士”下鼻甲造孔氣化棒 Turbin EX(電漿射頻手術系統)#AC304	13000	本產品是具有雙極和多極功能的電漿射頻手術系統。應用於人體組織的消融，切割，凝結和止血。	本手術系統適用於外科手術中軟組織的切割、切除、消融、凝固和止血。	禁止用於有心臟起搏器或其它電子植入物的病人，也不能靠近儀器工作的地方。	作為電外科手術的一個後果，可能發生由於醫源性損傷而損壞周圍組織。	無
“邦士”耳部消融氣化棒 Oto-Blator(電漿射頻手術系統)#BC402	22000	本產品是具有雙極和多極功能的電漿射頻手術系統。應用於人體組織的消融，切割，凝結和止血。	本手術系統適用於外科手術中軟組織的切割、切除、消融、凝固和止血。	禁止用於有心臟起搏器或其它電子植入物的病人，也不能靠近儀器工作的地方。	作為電外科手術的一個後果，可能發生由於醫源性損傷而損壞周圍組織。	無
“邦士”扁桃腺消融氣化棒 Tonsil-Blator(電漿射頻手術系統)#AC401	13000	本產品是具有雙極和多極功能的電漿射頻手術系統。應用於人體組織的消融，切割，凝結和止血。	本手術系統適用於外科手術中軟組織的切割、切除、消融、凝固和止血。	禁止用於有心臟起搏器或其它電子植入物的病人，也不能靠近儀器工作的地方。	作為電外科手術的一個後果，可能發生由於醫源性損傷而損壞周圍組織。	無
“邦士”軟顎造孔氣化棒 Palat EX(電漿射頻手術系統)#AC305	13000	本產品是具有雙極和多極功能的電漿射頻手術系統。應用於人體組織的消融，切割，凝結和止血。	本手術系統適用於外科手術中軟組織的切割、切除、消融、凝固和止血。	禁止用於有心臟起搏器或其它電子植入物的病人，也不能靠近儀器工作的地方。	作為電外科手術的一個後果，可能發生由於醫源性損傷而損壞周圍組織。	無
“邦士”喉部消融氣化棒 Laryn-Neo(電漿射頻手術系統)#BC403	22000	本產品是具有雙極和多極功能的電漿射頻手術系統。應用於人體組織的消融，切割，凝結和止血。	本手術系統適用於外科手術中軟組織的切割、切除、消融、凝固和止血。	禁止用於有心臟起搏器或其它電子植入物的病人，也不能靠近儀器工作的地方。	作為電外科手術的一個後果，可能發生由於醫源性損傷而損壞周圍組織。	無
“邦士”鼻咽喉消融氣化棒 Tonsil-BlatorMAX(電漿射頻手術系統)#MC402	16000	本產品是具有雙極和多極功能的電漿射頻手術系統。應用於人體組織的消融，切割，凝結和止血。	本手術系統適用於外科手術中軟組織的切割、切除、消融、凝固和止血。	禁止用於有心臟起搏器或其它電子植入物的病人，也不能靠近儀器工作的地方。	作為電外科手術的一個後果，可能發生由於醫源性損傷而損壞周圍組織。	無

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
“亞太醫療”立掌2.0mm鎖定骨板	52000	本骨板系統組為符合人體解剖學之鈦合金骨板、骨螺釘互鎖固定系統組，多重角度式的互鎖設計，可使骨螺釘固定骨折達到解剖學最適位置，骨板有加壓和鎖定孔洞的設計，搭配各式骨釘可讓骨折處達到穩固的解剖復位，促進骨折處癒合，手術傷口小，復原期縮短。骨板採鏡面拋光處理，薄型及圓弧狀之設計，可避免傷害軟組織，並讓肌腱有順暢的活動，減少併發症，避免異物感，且可及早回復活動度。	本骨板主要用於骨關節周圍及骨幹骨折復位之暫時性內固定鋼板，鎖定設計可以幫助醫師在骨折復位時提供最佳的固定效果。	1.與前述內固定骨板手術相關之注意事項相同。2.須遵照醫師指示活動。	1.身體狀況會抵消固定物的支架或造成延遲癒合等現象如骨質不佳前有感染者。2.注意患者是否對金屬過敏。3.骨骼未成熟之病患。	與健保不鏽鋼材質相比，自費為鈦合金材質質地較輕，穩定度較好不易鬆脫，對於骨質疏鬆及粉碎性的骨折承受力量大幅增加。
“亞太醫療”立掌鎖定骨釘1.6mm，2.0mm	3500	骨螺釘互鎖固定系統組採用漸進式螺紋間距設計，大幅提升骨頭抓附能力與乘載強度，穩定骨折，達到最佳治療效果。	骨板與骨釘有互鎖式功能，增加骨折復位後的穩定性。	1.與前述內固定骨板手術相關之注意事項相同。2.須遵照醫師指示活動。	1.身體狀況會抵消固定物的支架或造成延遲癒合等現象如骨質不佳前有感染者。2.注意患者是否對金屬過敏。3.骨骼未成熟之病患。	與健保不鏽鋼材質相比，自費為鈦合金材質質地較輕，穩定度較好不易鬆脫，對於骨質疏鬆及粉碎性的骨折承受力量大幅增加。
“信迪思”Femoral Neck系統(組)04.168.075S:130S	71000	骨板和骨釘植入物用於暫時固定或穩定符合股骨頸骨折的骨骼。	股骨頸骨折	請勿重複使用，當患者有下列情況不適用：敗血症，惡性原發或轉移性腫瘤，對植入物過敏，危及血管質...等。	與所有外科手術一樣可能發生血栓形成、栓塞感染、過度出血、醫源性神經和血管損傷、軟組織受損及過敏反應...等副作用。	無健保給付替代品。
“威朗”晶體囊張力環 #ACPi-11	12000	用於白內障手術時，植入晶體囊袋中。	本產品設計於避免因囊袋纖維化收縮或在受損、破裂或較弱的懸韌帶情況下穩定囊袋。	1.雙側先天性白內障2.小眼症3.孩童4.角膜營養不良或內皮不全5.正患有眼睛疾病6.囊袋脆弱7.懸韌帶鬆脫周超過140度。	併發症可能發生：囊袋穿孔、前房囊袋破裂、玻璃體穿孔、人工水晶體晶體囊張力還位移。	無健保相關
“柏朗”Lacrosse NSE ALPHA嵌入擴張氣球導管	40000	1.使用恩喜阿法嵌入擴張氣球導管進行病灶前處理的重大撕裂與剩餘狹窄百分比比較低2.減少病灶預擴張需要進行緊急置放支架的機率。裝置適用於參考血管直徑2.0-4.0mm的血管。	使用本產品的目的為擴張因為動脈粥狀硬化阻塞，而常規球囊導管血管成型術不易擴張的冠狀動脈區段，以改善冠狀動脈血流。	需由專業醫師執行，詳見醫療仿單。	本產品的使用過程中，可能發生下列或下列以外的不良反應:死亡；急性心肌梗塞；擴張後再度狹窄化；內出血或血腫；心室纖維顫動包括心律不整等；低血壓/高血壓；出血併發症；冠狀動脈痙攣；腦梗塞；遠端栓塞；動脈或旁路移植閉塞；冠狀動脈破裂、穿孔或損傷；不穩定型心絞痛；藥物反應或顯影劑過敏等；感染；動靜脈瘻；空氣栓塞；動脈剝離；穿刺部出血；長時間擴張導致缺血；血管內血栓；噁心或嘔吐；心悸；心搏過速；心搏過慢	使用恩喜阿法嵌入擴張氣球導管可減少急性阻塞事件比例，即減少使用一般氣球預擴張需要進行的緊急支架置放的機率
“柯惠”LigaSure #LF1923 Maryland含塗層鉗口閉合器/分割器23cm	30500	藉由RF電外科能量作用夾於裝置鉗之脈管或組織束，此裝置可產生閉合效果適用於血管。塗層Nano-Coated能使術中過程更順利減少沾黏情況發生，並藉由有Curved鉗口提供更有效率的手術時間。	手術時間縮短，止血效果更好，整體手術安全性高。	不可用於結紮7mm以上管徑之血管、淋巴管、組織束。不可用於輸精管、輸卵管之結紮。有體內或體外心臟節律器或其他植入式器材下應謹慎使用。	無	與健保給付手術刀或單極/雙極傳統高溫電燒刀比較止血效果更好。

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
“柯惠” LigaSure #LF1937 Maryland含塗層鉗口閉合器/分割器37cm	30500	藉由RF電外科能量作用夾於裝置鉗之脈管或組織束，此裝置可產生閉合效果適用於血管。塗層 Nano-Coated能使術中過程更順利減少沾黏情況發生，並藉由有Curved鉗口提供更有效率的手術時間。	手術時間縮短，止血效果更好，整體手術安全性高。	不可用於結紮7mm以上管徑之血管、淋巴管、組織束。不可用於輸精管、輸卵管之結紮。有體內或體外心臟節律器或其他植入式器材下應謹慎使用。	無	較健保給付手術刀或單極/雙極傳統高溫電燒刀止血效果更好。
“柯惠” LigaSure #LF1944 Maryland含塗層鉗口閉合器/分割器44cm	30500	藉由RF電外科能量作用夾於裝置鉗之脈管或組織束，此裝置可產生閉合效果適用於血管。塗層 Nano-Coated能使術中過程更順利減少沾黏情況發生，並藉由有Curved鉗口提供更有效率的手術時間。	手術時間縮短，止血效果更好，整體手術安全性高。	不可用於結紮7mm以上管徑之血管、淋巴管、組織束。不可用於輸精管、輸卵管之結紮。有體內或體外心臟節律器或其他植入式器材下應謹慎使用。	無	較健保給付手術刀或單極/雙極傳統高溫電燒刀止血效果更好。
“柯惠” LigaSure #LF4318 彎型大鉗口開放式手術閉合器/分割器	35000	結紮血管僅需縫線結紮50%-60%的操作時間，結紮後血管可承受三倍收縮壓，有效確保術後血管止血(亦經FDA 核許血管結紮至7mm)刀片設計於器械內, 便利於手術切割及無刀片傳遞意外造成醫療人員傷害，可用於一般開放性手術。	利用自體組織完成結紮(組織內 Elastin及Collgaen 融合並重組來完全結紮)術後幾乎無外來異物留於病人體內，結紮處可承受3倍收縮壓安全性佳。	依醫生指示使用， 只有當LF4200和ForceTriad能量平台配合使用時, 才可用於閉合血管。	無	目前健保無相同品項
“柯惠” 單一使用可吸收固定釘-15釘	18000	1. 適用於腹腔鏡或開腹式手術，取代傳統縫線固定的角色。2. 待組織植入人工網膜強化後，本品於人體內約一年左右可完全被吸收，無異物留存體內。3. 整體拋棄式個人專屬設計， 釘體深色及釘形於術中辨識度高，增加手術精確度。4. 植入大面積人工網膜時，更能有效縮短手術時間。5. 減緩病人術後因使用傳統縫線易引起的疼痛。	本裝置可用於低侵襲性(微創)及開放手術(疝氣修復術)，以將人造材料固定於軟組織上。	1. 本裝置不適用於禁用人造材料固定的情況。2. 本裝置不可用於需永久固定的部位。3. 本產品為一單次使用之器材，不可重消。	目前無文獻特別報告之。	健保給付品項無此類商品。
“庫欣” SPACER DIAM 活動式椎間輔助穩定植入物 #CB001A0008:10:12:14:15	100000	本產品適用於患有下背痛且保守治療超過6個月仍難以根治，或下背痛且出現坐骨神經痛超過2個月之腰椎手術，適用椎間盤突出或相關疾病及腰椎孔狹窄。	本產品適用於患有下背痛且保守治療超過6個月仍難以根治，或下背痛且出現坐骨神經痛超過2個月之腰椎手術，適用椎間盤突出或相關疾病及腰椎孔狹窄。	請勿在以下狀況使用：病患無法耐受矽化物、聚乙烯本二酸鹽或鈦金屬的情況下植入；成長中的兒童；敗血症。	發炎反應、永久韌帶損傷、韌帶斷裂、植入物的移除。	目前無類似健保給付品項。
“恩技” 蜂巢頸椎融合器	126000	BEE Cages是前路頸椎融合術(C3-C7)的體內鈦合金植入物。	頸椎盤退化及/或頸椎不穩定的骨骼發育成熟病患且非手術治療期至少六週。椎間盤脫出伴隨神經病變和/脊髓型頸椎病變、神經根型頸椎病/脊髓病的椎間孔和椎管狹窄。	禁忌症:60歲(含)以上男性或50歲(含)以上女性，經脊柱DXA法測定骨密度T值≤-2.5、活動性系統感染或手術部位感染、脊柱、髖部或手腕骨質疏鬆性骨折或骨質缺乏。	系統組件的損壞、故障、植入物部件移動、移位、可能的傷口癒合障礙、感染、神經損傷和脊髓損傷、腦脊髓液外流或感染、食道和氣管損傷、血管損傷、假體融合失敗、終身殘疾、死亡。	無相關健保
“海昌” 1.8 ml膠原蛋白基質(粉)#CD008318	15000	本敷料產品主要應用在局部性淺層傷口護理，適用於傷口照護，並具有高孔隙度，可吸附滲出液，維持傷口的濕潤及覆蓋，且不沾黏傷口。	本產品萃取自豬體的膠原蛋白。適用於淺層傷口，保護術後傷口表面，協助傷口癒合。	1. 凡對自豬萃取的蛋白質過敏者應該避免使用2. 本產品禁止單獨使用於大量和急速的動脈或靜脈出血。3. 本產品不得使用於血管內。	當患者產生蕁麻疹、假膜性喉頭炎、搔癢症、紅斑或其他過敏反應，請立即停用。	無
“海昌” 4.5 ml膠原蛋白基質(粉)#CD008345	28000	本敷料產品主要應用在局部性淺層傷口護理，適用於傷口照護，並具有高孔隙度，可吸附滲出液，維持傷口的濕潤及覆蓋，且不沾黏傷口。	本產品萃取自豬體的膠原蛋白。適用於淺層傷口，保護術後傷口表面，協助傷口癒合。	1. 凡對自豬萃取的蛋白質過敏者應該避免使用2. 本產品禁止單獨使用於大量和急速的動脈或靜脈出血。3. 本產品不得使用於血管內。	當患者產生蕁麻疹、假膜性喉頭炎、搔癢症、紅斑或其他過敏反應，請立即停用。	無

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
“奧林柏斯”單次用止血結紮環#HX-400U-30	4000	本器械室配合內視鏡使用，經由內視鏡輸送尼龍結紮環，用以預防或控制因息肉切除術所產生的出血。	用以預防或控制因息肉切除術所產生的出血。	息肉切除術併發症為出血，有服用抗凝血劑或非類固醇抗發炎劑之患者會增加手術的危險性，應提前告知醫師。	文獻指出治療過程中，結紮處有可能會發生輕微的潰瘍現象。曾做過腸道手術病人，當結紮環脫落實有可能發生阻塞危險。	無相似健保產品
“瑞寶德”肯尼斯腰椎椎間融合器	130000	使用後側路椎間孔椎間融合術(TLIF)或後入路椎間融合術(PLIF)的植入物系統。本產品設計可因應開放式手術或微創手術時使用。	用於第一腰椎至腰骶部L1-S1的椎間盤退化疾病：腰椎椎間盤退化疾病、椎間盤切除術後所產生併發症的重建手術、假關節或失敗的關節手術、退化性脊椎滑脫症、峽部脊椎滑脫症、峽部骨折。	禁忌症:椎體骨折、脊柱腫瘤、主要的脊柱不穩定、原發性脊柱畸形、經由X檢驗可見骨質疏鬆、軟骨病或是骨質偏低、局部或全身性的感染	失去知覺/藥物治療反應、感染、不明原因發燒、對於移植植物體、殘骸以及腐蝕物的異質身體反應(過敏)、呼吸問題的產生、組織或神經的損傷...等	健保品項保面無鈦層較不利於骨骼附著生長，融合機率較低。
ABBOT Perclose ProStyle經皮血管縫合與修復器系統 #12773-02	14500	本產品用於患者診斷和介入性導管插入後的動脈切開術和靜脈切開術縫合時，有更快的止血和離床時間。以及與手動加壓相比更低的血管併發症發生率。	本產品可在術後經皮遞送縫線，以縫合經診斷或介入性導管治療手術之患者股總動脈及股總靜脈的穿刺部位。	目前尚未發現任何使用本裝置的禁忌。	不良事件可能包括但不限於以下，對裝置元件有過敏反應或血管通路併發症：包括貧血、動脈瘤、栓塞、血管穿孔、心律不整、敗血症感染…等詳細件仿單說明。	市場上相關的股動、靜脈止血器產品，均未納入健保給付項目。
Ambu#740 38-45/25拋棄式同軸肌電圖針狀電極	230	1. 不鏽鋼針電極其針電極表面經特殊處理，與特殊銳角設計，易於穿透皮膚扎針使用。2. 不同針電極長度以顏色區分識別使用。	拋棄式針電極用完一位病人即丟棄，避免重複使用造成感染問題。	請勿重複消毒，僅供單次使用。	有傷口(銳利度佳，病人相較下不易疼痛)。	自費品項:拋棄式針電極用完一位病人即丟棄，避免重複使用造成感染問題。健保給付:重複使用，但容易鈍化。傷口較明顯，病人受檢部位易紅腫。
ArthroCare 內環固定鈕釦 ULTRABUTTON#72290003	32000	1. 以線卡線方式，提供更好的固定效果，亦能減少骨質流失 2. 使用高耐磨性縫合線固定，強度更佳可調式設計 3. 縫線獨特加強變寬設計，可降低移植植入物因縫線太細而切斷受損的機會 4. 操作簡單減少手術麻醉時間。	前/後十字韌帶修復/重建手術皆可連接各病症之軟組織與骨頭，可使軟組織留置於骨頭上已達修復與重建縫合。	1. 對植入物有過敏者，植入前請先做適當的檢查 2. 軟組織已產生病變或骨表面成碎片狀、供血情況不良、骨病變者，可能影響軟組織縫合錨釘的固定效果。	1. 輕微發炎反應的可能性發生2. 過敏反應的可能性 3. 深層及淺層感染的可能性4. 骨損壞或骨裂5. 神經損害或癱瘓6. 血栓或血塊產生...等不良反應。	比一般健保傳統螺絲強度固定，影響患者韌帶癒後的強度及恢復的活動程度。
ArthroCareMULTIFIX S Ultra 5.5mm雙圈免綁線錨釘	32000	1. 雙Loop設計，可達四條帶線功能，植入操作快速又穩固。2. 主體正反轉旋入，錨釘內部雙層固定構造設計，Pullout力度達190N。	特材可用於肩、肘、踝、足、膝關節。	可能影響縫合錨釘的固定效果者，例如：骨表面呈碎片狀、骨缺損空洞、供血情況不良。	不良反應包括感染發炎及過敏、骨損壞或骨裂、傷及周圍組織或血管，血栓或血塊產生、神經損害或癱瘓、處置或值入失敗。	健保品帶線錨釘為金屬材質，患者痊癒之後，金屬錨釘會留在骨頭裡，少數患者會感到異物感。
ArthroCareQ-Fix 高強度錨釘	32000	1. 1.8mm All suture anchor帶高分子量聚乙烯編織縫線，強度佳2. 減少異物感，球狀植入物設計平均pull out受力面積3. 依照病人Bone quality去擴大增強固定效果。	特材可用於肩、肘、踝、足、膝關節固定軟組織於骨頭。	可能影響縫合錨釘的固定效果者，例如：骨表面呈碎片狀、骨缺損空洞、供血情況不良。	不良反應包括感染發炎及過敏、骨損壞或骨裂、傷及周圍組織或血管，血栓或血塊產生、神經損害或癱瘓、處置或值入失敗。	健保品帶線錨釘為金屬材質，患者痊癒之後，金屬錨釘會留在骨頭裡，少數患者會感到異物感。
ArthroCare小兒喉顯微手術用氣化棒(ENT手術)PROcise MLW	29000	有別於傳統耳鼻喉喉顯微手術是以二氧化碳雷射高達百度以上的高溫方式進行，冷觸氣化技術是以射頻能量加上生理食鹽水中的鈉離子為介質，以40-70度的低溫更快速、更安全的進行喉顯微手術（適應症如:聲帶息肉、喉乳突瘤、會厭囊腫、聲門下狹窄等）。	避免聲帶及周遭組織受到嚴重的熱傷害，以減少病患術後的疼痛，病患可快速的恢復日常飲食作息為主要訴求。	醫師或護理人員會提供術後相關注意事項，其中包括抗生素，一些輕劑量的止痛藥也會依病患不同狀況給藥。	術後傷口腫脹及疼痛依病人不同而有不同反應，是正常現象。	冷觸氣化之原理以低溫方式進行治療，因此不會使得健康組織產生嚴重傷害，亦有效縮短手術時間。

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
ArthroCare扁桃腺手術用氫化棒(ENT手術)Evac 70 Xtra	13800	無線射頻冷觸氫化手術是以射頻能量加上生理食鹽水中的鈉離子為介質，快速更安全的進行扁桃腺摘除。	減少病患術後的疼痛，病患可快速的恢復日常飲食作息為主要訴求。在全球各地，冷觸氫化手術已幫助近二百萬病患接受耳鼻喉科等相關治療，也已擴及其他科別領域。	醫師或護理人員會提供術後相關注意事項，其中包括抗生素，一些輕劑量的止痛藥也會依病患不同狀況給藥。	術後傷口腫脹及疼痛依病人不同而有不同反應，是正常的。	有別於傳統扁桃腺手術是以高溫電方式進行，冷觸氫化之原理並非以高溫方式進行治療，因此不會使得健康組織產生嚴重傷害。
ArthroCare軟顎手術用氫化棒(ENT手術)Plasma Wand, ReFlex Ultra 55	13800	無線射頻軟顎冷觸氫化手術上，是以生理食鹽水中的鈉離子為介質，運用射頻能量，使蛋白質組織凝固，經過蛋白質變性、分解、吸收後，使軟顎組織體積縮小。	針對耳鼻喉科患者，治療改善睡眠障礙症候群及舌根肥厚。疼痛感小、出血少、安全性高，氫化棒採單次使用，無感染風險。	手術過程必須使用電導溶液，病人身上不能裝有心律調整器及其他電子植入器材。	術後傷口腫脹及疼痛依病人不同而有不同反應，是正常的。	無線射頻作用溫度70-90度，周遭健康的組織較無傷害，傳統電燒是以接近300-400度的作用溫度，周遭健康的組織也連同受到熱傷害的波及。
ArthroCare喉顯微手術用氫化棒(ENT手術)PROcise LW	27500	有別於傳統耳鼻喉科喉顯微手術是以二氧化碳雷射高達百度以上的高溫方式進行，冷觸氫化技術是以射頻能量加上生理食鹽水中的鈉離子為介質，以40-70度的低溫更快速、更安全的進行喉顯微手術（適應症如：聲帶息肉、喉乳突瘤、會厭囊腫、聲門下狹窄等）。	避免聲帶及周遭組織受到嚴重的熱傷害，以減少病患術後的疼痛，病患可快速的恢復日常飲食作息為主要訴求。	醫師或護理人員會提供術後相關注意事項，其中包括抗生素，一些輕劑量的止痛藥也會依病患不同狀況給藥。	術後傷口腫脹及疼痛依病人不同而有不同反應，是正常現象。	冷觸氫化之原理以低溫方式進行治療，因此不會使得健康組織產生嚴重傷害，亦有效縮短手術時間。
ArthroCare腺樣體手術用氫化棒(ENT手術)PROcise mAx	18000	冷觸氫化技術是以射頻能量加上生理食鹽水中的鈉離子為介質，快速、更安全的進行扁桃腺摘除。盾型設計，接觸面積大適用 tonsil & adenoid	創新冷觸氫化手術旨在減少病患術後疼痛，可快速恢復日常飲食作息，在全球各地，此手術已經幫助近二百萬病患接受耳鼻喉科等相關治療，也已擴及其他科別領域	醫師或護理人員會提供術後相關注意事項，其中包括抗生素，一些輕劑量的止痛藥也會依病患不同狀況給藥	術後傷口腫脹及疼痛依病人不同而有不同反應，是正常的	有別於傳統扁桃腺手術是以高溫電方式進行，冷觸氫化之原理並非以高溫方式進行治療，因此不會使得健康組織產生嚴重傷害
ArthroCare鼻手術用氫化棒(ENT手術)Plasma Wand, ReFlex Ultra 45	13800	無線射頻冷觸氫化手術是以生理食鹽水中的鈉離子為介質，運用射頻能量以氫化棒進入鼻腔產生低熱，使黏膜下的蛋白質組織凝固，經過蛋白質變性分解吸收後，使黏膜下組織體積縮小，因在黏膜下作用，黏膜表面受損小，最不影響黏膜功能。	有效改善鼻通量，對於打噴涕、流鼻水可減輕其嚴重度，可縮短手術時間外，亦減輕病人術後疼痛感。	1術後輕微鼻塞及少許血水分泌物2一週內避免劇烈運動。提重3禁止摳鼻孔及用力打噴涕4兩週內勿進食含酒精辛辣。過熱食物5返家仍出血不止請立即返院治療。	正常使用下無。	無線射頻作用溫度70-90度，周遭健康的組織較無傷害，傳統電燒接近300-400度的作用溫度，周遭健康的組織也連同受到熱傷害的波及。
ArthroCare鼻息肉手術用氫化棒(ENT手術)PROcise Clearview ICW	18000	冷觸氫化技術是以射頻能量加上生理食鹽水中的鈉離子為介質，快速、更安全的進行扁桃腺摘除	創新冷觸氫化手術旨在減少病患術後疼痛，可快速恢復日常飲食作息，在全球各地，此手術已經幫助近二百萬病患接受耳鼻喉科等相關治療，也已擴及其他科別領域	醫師或護理人員會提供術後相關注意事項，其中包括抗生素，一些輕劑量的止痛藥也會依病患不同狀況給藥	術後傷口腫脹及疼痛依病人不同而有不同反應，是正常的	有別於傳統扁桃腺手術是以高溫電方式進行，冷觸氫化之原理並非以高溫方式進行治療，因此不會使得健康組織產生嚴重傷害
ArthroCare懸壺垂/軟顎手術用氫化棒(ENT手術)Plasma Wand, ReFlex Ultra SP	17000	軟顎冷觸氫化棒用於無線射頻軟顎冷觸氫化手術上，是以生理食鹽水中的鈉離子為介質，運用射頻能量使蛋白質組織凝固，經過蛋白質變性分解吸收後，非高溫將組織移除，執行縮小組織體積。	針對耳鼻喉科患者治療改善睡眠障礙症候群及舌根肥厚。疼痛感小、出血少、安全性高，氫化棒採單次使用，無感染風險。	1.須確定病人不能裝有電子式植入器材2.術後一週請勿從事激烈運動3.兩週內請勿進食含酒類辛辣或高溫食物，依醫師指示使用藥物及若有止血不止情況請立即返院治療	正常使用下無	與傳統電燒300-400度作用溫度比較，週遭組織減少熱傷害的波及。
Avanos#CRK-17-100-4下肢射頻切口探針組	51000	本產品用於水冷式高頻熱凝治療，比傳統的燒灼體積多八倍的範圍，且因燒灼體為球型體積，所以不受入針角度影響，利用雙PROBE達到BIPOLAR EFFECT可大幅增加燒灼面積更有效阻斷病患之疼痛。	利用雙PROBE達到BIPOLAR EFFECT可大幅增加燒灼面積更有效阻斷病患之疼痛。	須由專業外科醫師使用，手術後的照護應嚴格遵守。	使用之併發症與其他手術進行時所使用藥物及麻醉時併發症相似，應小心進行滅菌否則導致感染。	相較於健保給付高頻熱凝治療(83079B)可提供更大範圍燒灼。治療效果更加，延緩疼痛更持久。

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
AvanosCRK-17-75-4下肢射頻切口探針組	51000	本產品用於水冷式高頻熱凝治療，比傳統的燒灼體積多八倍的範圍，且因燒灼體為球型體積，所以不受入針角度影響，利用雙PROBE達到BIPOLAR EFFECT可大幅增加燒灼面積更有效阻斷病患之疼痛。	利用雙PROBE達到BIPOLAR EFFECT可大幅增加燒灼面積更有效阻斷病患之疼痛。	須由專業外科醫師使用，手術後的照護應嚴格遵守。	使用之併發症與其他手術進行時所使用藥物及麻醉時併發症相似，應小心進行滅菌否則導致感染。	相較於健保給付高頻熱凝治療(83079B)可提供更大範圍燒灼。治療效果更加，延緩疼痛更持久。
AvanosTDK2-17-150-6脊椎射頻切口探針組	61000	本產品用於水冷式高頻熱凝治療，比傳統的燒灼體積多八倍的範圍，且因燒灼體為球型體積，所以不受入針角度影響，利用雙PROBE達到BIPOLAR EFFECT可大幅增加燒灼面積更有效阻斷病患之疼痛。	利用雙PROBE達到BIPOLAR EFFECT可大幅增加燒灼面積更有效阻斷病患之疼痛。	須由專業外科醫師使用，手術後的照護應嚴格遵守。	使用之併發症與其他手術進行時所使用藥物及麻醉時併發症相似，應小心進行滅菌否則導致感染。	相較於健保給付高頻熱凝治療(83079B)可提供更大範圍燒灼。治療效果更加，延緩疼痛更持久。
Biomet #110005198傑格免打結縫合錨釘2.1mm	32000	產品是由無芯袖套構造和縫線組合而成。本產品設計目的是藉由細綁於骨骼以固定軟組織。	傑格縫合錨釘屬於全縫線錨釘，擁有更小的錨釘尺寸，良好的生物相容性及抗拉力，並無相同材質的健保品項。	禁忌症：1感染。2限制血液供應及骨骼軟組織的質或量不足狀況。3病患精神或神經病症或其他狀況，導致無法遵從術後照護指示。4異物過敏。	1不癒合或延遲癒合，可能導致植入物破損。2植入物彎曲或斷裂。3植入物鬆脫或移位。4對異物的過敏反應。5因裝置存在造成疼痛、不適或異常感覺。	傑格縫合錨釘屬於全縫線錨釘，相同的適應症下，可以選擇更小的尺寸做固定，為病人保留更多的骨頭。良好的生物相容性及抗拉力，減少錨釘植入到骨頭後脫出的機率。
Biomet Oxford PKS-Mobile meniscal bearing	65000	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損。活動式的襯墊更符合人體工學。	本產品設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	患者術後必須遵從相關限制，避免植入物磨損、故障的可能。抽菸會導致延遲癒合、不癒合或減損植入物部位或周圍的穩定性。	過度的身體活動與損傷都可能造成植入物的鬆脫、磨損、斷裂。可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的社設計可自油滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損。活動式的襯墊更符合人體工學。
Biomet 傑格迷你縫合錨釘	30000	產品是由無芯袖套構造和縫線組合而成。本產品設計目的是藉由細綁於骨骼以固定軟組織。	傑格縫合錨釘屬於全縫線錨釘，擁有更小的錨釘尺寸，良好的生物相容性及抗拉力，並無相同材質的健保品項。也是目前市售最小尺寸的錨釘。	禁忌症：1感染。2限制血液供應及骨骼軟組織的質或量不足狀況。3病患精神或神經病症或其他狀況，導致無法遵從術後照護指示。4異物過敏。	1不癒合或延遲癒合，可能導致植入物破損。2植入物彎曲或斷裂。3植入物鬆脫或移位。4對異物的過敏反應。5因裝置存在造成疼痛、不適或異常感覺。	傑格縫合錨釘屬於全縫線錨釘，相同的適應症下，可以選擇更小的尺寸做固定，為病人保留更多的骨頭。良好的生物相容性及抗拉力，減少錨釘植入到骨頭後脫出的機率。
Biomet 傑格縫合錨釘	30000	產品是由無芯袖套構造和縫線組合而成。本產品設計目的是藉由細綁於骨骼以固定軟組織。	傑格縫合錨釘屬於全縫線錨釘，擁有更小的錨釘尺寸，良好的生物相容性及抗拉力，並無相同材質的健保品項。	禁忌症：1感染。2限制血液供應及骨骼軟組織的質或量不足狀況。3病患精神或神經病症或其他狀況，導致無法遵從術後照護指示。4異物過敏。	1不癒合或延遲癒合，可能導致植入物破損。2植入物彎曲或斷裂。3植入物鬆脫或移位。4對異物的過敏反應。5因裝置存在造成疼痛、不適或異常感覺。	傑格縫合錨釘屬於全縫線錨釘，相同的適應症下，可以選擇更小的尺寸做固定，為病人保留更多的骨頭。良好的生物相容性及抗拉力，減少錨釘植入到骨頭後脫出的機率。
Covidien" LigaSure #LF1837 鈍頭腹腔鏡閉合器 37mm	28100	結紮血管僅需縫線結紮50%-60%的操作時間，結紮後血管可承受三倍收縮壓，有效確保術後血管止血(亦經FDA 核許血管結紮至7mm)?刀片設計於器械內，便利於手術切割及無刀片傳遞意外造成醫療人員傷害，器械37 cm 設計可用於一般腹腔鏡手術	利用自體組織完成結紮(組織內Elastin及Collgaen 融合並重組來完全結紮)，術後幾乎無外來異物留於病人體內，結紮處可承受3倍收縮壓安全性佳。目前健保無相同品項	依醫生指示使用，只有當和ForceTriad能量平台配合使用時，才可用於閉合血管。	無	目前健保無相同品項

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
Nasopore FD'`史賽克`那梭波鼻用敷料8cm#5400-020-1081TL	8500	為高分子聚合物，碎化分解後直接附著在傷口，為5-7天快速降解型鼻用敷料。	較無脹痛及吞嚥異物感，使用後會自行碎化;不會有移除敷料時的疼痛及再次出血的可能性，並可防止傷口粘黏，提供組織良好修復環境。	依醫師指示回診治療	極少數病患可能填塞後仍有出血現象，需取出改用凡士林紗條填塞。可能存在（但不限於）下列不良反應：感染、過敏、中毒性休克綜合症。	健保凡士林紗條取出時鼻部傷口會較疼痛及較多流血。那梭波鼻用止血敷料不會有移除敷料時的疼痛及再次出血的可能性，並可防止傷口粘黏。
NasoPore鼻用敷料(ENT-滅菌)	3600	"波麗凱尼"那梭波鼻用敷料，為高分子聚合物，自行碎化後直接附著在傷口上，止血時壓力最小，較無脹痛及吞嚥異物感，使用後2-7天會自行碎化，不須取出，不會有抽出時疼痛及出血。	防止傷口沾粘，提供組織良好修復環境。	無特殊注意事項，依醫師指示回診檢查。	可能存在(但不限於)下列不良反應：感染，過敏，中毒性休克綜合症。	1. 不須取出，不會有抽出時疼痛及出血，防止傷口沾粘，提供組織良好修復環境2. 無脹痛及吞嚥異物感3. 健保給付內含凡士林紗條。
Prolong Patella超耐磨聚乙烯人工髌骨	40000	本產品耐磨損程度可明顯減少約80%磨損量，可有效降低因磨損而產生的微粒進而造成骨溶解，減少再置換手術。	全膝關節置換適用於治療因為風濕性關節炎、骨關節炎、膠原方面疾病等等症狀而引起嚴重膝蓋疼痛及行動不便的病人。	對功能方面預期過高、體重較重的患者，全膝關節置換術較易發生併發症抑或失敗，過度的身體活動與損傷都會造成膝蓋植入物的鬆脫、磨損、抑或斷裂。	髌骨或周圍組織的鬆脫或斷裂/損壞，關節脫位或關節不穩定，髌骨排列位置不良，腫脹或感染，關節活動不足，疼痛，發炎。	比起健保給付的髌骨，其耐磨損程度可明顯減少約80%磨損量，可有效降低因磨損而產生的微粒進而造成骨溶解，減少再置換手術。
Screw(思希比)	4000	(1)針對人工髌/膝關節周邊骨折設計(2)多軌式互鎖螺釘增加骨板穩定度(3)非接觸式骨板設計促進骨癒合(4)採用Ti6Al4V鈦合金素材	1. 針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等併發症，. 可搭配微創手術，減少術中血流量及對軟組織的傷害	本產品需按醫師指示使用。	錐體移位和鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、神經受損、金屬材質椎體腐壞、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、骨折、對金屬成分過敏、缺血性壞死。	(1)固定力強，患者可及早下床活動，搭配微創手術，住院時間較短(2)可提早進行復健，術後關節活動較佳(3)採近關節面解剖設計，關節處較薄，較不易有異物感
SORING 超音波Hose Set引流管(CUSA用)	6000	配合機器之滾輪之要求設計，柔軟度適中，接合手機之出水量精準，吸引管部份硬度適中，確保吸引進行時不變形	配合本科超音波切割吸引儀使用	產品及包裝受損時請勿使用。	無	目前無相關產品納入健保給付項目。
Synthes#04.114.002 LCP PLATE 1.5 straight 4Hole 23mm	39000	針對小骨骨折能加速癒合之功能	小骨骨折健保只能使用K-PIN, 外固定效果不佳及有感染之風險	不可與其他材質混用	異物感及感染	傳統是打K-PIN, 外固定因此活動受限, 使用此產品活動不受限制傷口小, 復原快
Synthes#04.114.003 Locking PLATE 1.5 straight 6Hole 29mm	39000	針對小骨骨折能加速癒合之功能	小骨骨折健保只能使用K-PIN, 外固定效果不佳及有感染之風險	不可與其他材質混用	異物感及感染	傳統是打K-PIN, 外固定因此活動受限, 使用此產品活動不受限制傷口小, 復原快
Synthes#04.114.004 LCP PLATE 1.5 straight 6Hole 36mm	39000	針對小骨骨折能加速癒合之功能	小骨骨折健保只能使用K-PIN, 外固定效果不佳及有感染之風險	不可與其他材質混用	異物感及感染	傳統是打K-PIN, 外固定因此活動受限, 使用此產品活動不受限制傷口小, 復原快
Synthes#04.114.005 Locking PLATE 1.5 straight 12Hole 59mm	39000	針對小骨骨折能加速癒合之功能	小骨骨折健保只能使用K-PIN, 外固定效果不佳及有感染之風險	不可與其他材質混用	異物感及感染	傳統是打K-PIN, 外固定因此活動受限, 使用此產品活動不受限制傷口小, 復原快
Synthes#04.114.006 Locking T-PLATE 1.5SHAF T8*HEAD 3Hole	39000	針對小骨骨折能加速癒合之功能	小骨骨折健保只能使用K-PIN, 外固定效果不佳及有感染之風險	不可與其他材質混用	異物感及感染	傳統是打K-PIN, 外固定因此活動受限, 使用此產品活動不受限制傷口小, 復原快
Synthes#04.114.007 Locking T-PLATE 1.5SHAF T8*HEAD 4Hole	39000	針對小骨骨折能加速癒合之功能	小骨骨折健保只能使用K-PIN, 外固定效果不佳及有感染之風險	不可與其他材質混用	異物感及感染	傳統是打K-PIN, 外固定因此活動受限, 使用此產品活動不受限制傷口小, 復原快

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
Synthes#04.114.009 Locking STRUT PLATE 1.5 8Hole left 23mm	39000	針對小骨骨折能加速癒合之功能	小骨骨折健保只能使用K-PIN, 外固定效果不佳及有感染之風險	不可與其他材質混用	異物感及感染	傳統是打K-PIN, 外固定因此活動受限, 使用此產品活動不受限制傷口小, 復原快
Synthes#04.114.010 Locking STRUT PLATE 1.5 8Hole right 23mm	39000	針對小骨骨折能加速癒合之功能	小骨骨折健保只能使用K-PIN, 外固定效果不佳及有感染之風險	不可與其他材質混用	異物感及感染	傳統是打K-PIN, 外固定因此活動受限, 使用此產品活動不受限制傷口小, 復原快
Synthes#04.114.013 Locking Y-PLATE 1.5SHAFT8*HEAD 3Hole	39000	針對小骨骨折能加速癒合之功能	小骨骨折健保只能使用K-PIN, 外固定效果不佳及有感染之風險	不可與其他材質混用	異物感及感染	傳統是打K-PIN, 外固定因此活動受限, 使用此產品活動不受限制傷口小, 復原快
Synthes#04.114.014 Locking Condylar PLATE1.5 SHAFT6*HEAD 2H	39000	針對小骨骨折能加速癒合之功能	小骨骨折健保只能使用K-PIN, 外固定效果不佳及有感染之風險	不可與其他材質混用	異物感及感染	傳統是打K-PIN, 外固定因此活動受限, 使用此產品活動不受限制傷口小, 復原快
ZIMMER倍力關節緣互鎖式骨板組(近端肱骨)	60000	1.依照人體解剖工學訂製, 較符合解剖構造可減少病人術後異物感。2. 採螺釘與鋼板互鎖, 固定力較強。	採螺釘與鋼板互鎖, 固定力較強, 適合粉碎性/骨質疏鬆骨折使用	本產品需按醫師指示搭配骨折關節面開放性復位術亦或是微創手術使用	1. 不適用於感染性骨折2. 不適用於胸骨亦或是脊椎骨折	1. 應固定力強, 患者可及早下床活動, 亦可搭配微創手術, 住院時間較短(2)可提早進行復健運動, 術後關節活動較佳(3)採近關節面解剖設計, 關節處較薄, 較不易有異物感
ZIMMER倍力關節緣互鎖式骨板組(近端脛骨)	60000	1.依照人體解剖工學訂製, 較符合解剖構造可減少病人術後異物感。2. 採螺釘與鋼板互鎖, 固定力較強。	採螺釘與鋼板互鎖, 固定力較強, 適合粉碎性/骨質疏鬆骨折使用	本產品需按醫師指示搭配骨折關節面開放性復位術亦或是微創手術使用	1. 不適用於感染性骨折2. 不適用於胸骨亦或是脊椎骨折	1. 應固定力強, 患者可及早下床活動, 亦可搭配微創手術, 住院時間較短(2)可提早進行復健運動, 術後關節活動較佳(3)採近關節面解剖設計, 關節處較薄, 較不易有異物感
ZIMMER倍力關節緣互鎖式骨板組(腓骨)	56000	1.依照人體解剖工學訂製, 較符合解剖構造可減少病人術後異物感。2. 採螺釘與鋼板互鎖, 固定力較強。	採螺釘與鋼板互鎖, 固定力較強, 適合粉碎性/骨質疏鬆骨折使用	本產品需按醫師指示搭配骨折關節面開放性復位術亦或是微創手術使用	1. 不適用於感染性骨折2. 不適用於胸骨亦或是脊椎骨折	1. 應固定力強, 患者可及早下床活動, 亦可搭配微創手術, 住院時間較短(2)可提早進行復健運動, 術後關節活動較佳(3)採近關節面解剖設計, 關節處較薄, 較不易有異物感
ZIMMER倍力關節緣互鎖式骨板組(遠端股骨)	60000	1.依照人體解剖工學訂製, 較符合解剖構造可減少病人術後異物感。2. 採螺釘與鋼板互鎖, 固定力較強。	採螺釘與鋼板互鎖, 固定力較強, 適合粉碎性/骨質疏鬆骨折使用	本產品需按醫師指示搭配骨折關節面開放性復位術亦或是微創手術使用	1. 不適用於感染性骨折2. 不適用於胸骨亦或是脊椎骨折	1. 應固定力強, 患者可及早下床活動, 亦可搭配微創手術, 住院時間較短(2)可提早進行復健運動, 術後關節活動較佳(3)採近關節面解剖設計, 關節處較薄, 較不易有異物感
ZIMMER倍力關節緣互鎖式骨板組(遠端肱骨/尺骨)	60000	1.依照人體解剖工學訂製, 較符合解剖構造可減少病人術後異物感。2. 採螺釘與鋼板互鎖, 固定力較強。	採螺釘與鋼板互鎖, 固定力較強, 適合粉碎性/骨質疏鬆骨折使用	本產品需按醫師指示搭配骨折關節面開放性復位術亦或是微創手術使用	1. 不適用於感染性骨折2. 不適用於胸骨亦或是脊椎骨折	1. 應固定力強, 患者可及早下床活動, 亦可搭配微創手術, 住院時間較短(2)可提早進行復健運動, 術後關節活動較佳(3)採近關節面解剖設計, 關節處較薄, 較不易有異物感
ZIMMER倍力關節緣互鎖式骨板組(遠端脛骨)	60000	1.依照人體解剖工學訂製, 較符合解剖構造可減少病人術後異物感。2. 採螺釘與鋼板互鎖, 固定力較強。	採螺釘與鋼板互鎖, 固定力較強, 適合粉碎性/骨質疏鬆骨折使用	本產品需按醫師指示搭配骨折關節面開放性復位術亦或是微創手術使用	1. 不適用於感染性骨折2. 不適用於胸骨亦或是脊椎骨折	1. 固定力強, 患者可及早下床活動, 住院時間較短2. 可提早進行復健運動3. 採近關節面解剖設計, 關節處較薄, 較不易有異物感

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
人工膝關節內襯墊片 #5962-22-10:#5962-51-17	54000	較傳統內襯可減少78%磨耗率,可提高使用年限,減少再次手術機會	適用於治療風濕性、骨關節炎、原發性或繼發性之外傷性關節炎、膠原方面疾病、股骨踝或假痛風的無血管性壞死、外傷後之關節結構喪失。	若有感染異常,須排除術前敗血病可能性;發燒或局部發炎、急速關節損傷、X光片顯示明顯的骨質疏失及其他疾病引起無法解釋沉降速度、白血球數增加或白血球分化明顯	當植入物部正確的放入或者力量過大將導致脛骨或股骨骨折。	耐磨損程度為一般健保給付品的78%-82%,可有效降低因磨損而產生的微粒進而造成骨溶解
久方拋棄式無線超音波刀	32000	適用於在需要控制出血及將熱傷害減輕到最低的情況下,將軟組織切開。	一般外科、整形外科、小兒科、婦科、泌尿科、骨科(暴露骨結構如脊椎和關節間隙)手術以及其他開放式和內視鏡手術中的電外科手術	禁忌症:不適用於切割骨骼。本產品不適用以避免為目的之輸卵管結紮。	潛在的併發症包括但不限於出血、熱損傷、組織壞死、內部血管損傷、相鄰組織和器官損傷或穿孔。	健保使用傳統電燒刀,提供另一選擇。
大小腿部骨幹預先造型鎖定骨板系統	65000	針對骨質酥鬆及複雜性骨折有更好的固定效果	適用於治療創傷性和/或病理性骨骼病變。	不可混用不相同材質	異物感	更好的穩定性與固定效果,鈦合金更符合人體適應性。
大骨LC-LCP Narrow(Plate424.52-66*1+Screw413.314-390*支+w	37500	針對骨質酥鬆及複雜性骨折有更好的固定效果	適用於治療創傷性和/或病理性骨骼病變。	不可混用不相同材質	異物感	更好的穩定性與固定效果,鈦合金更符合人體適應性。
丹妮絲脊椎系統(三節)	98000	利用動態穩定原理保持椎節的活動度,整體腰椎術後活動率較佳,並保持一定的前凸自然形狀,可以有效率的降低鄰近節的退化疾病和降低再次開刀率	輕微症狀之以動態方式固定,保留脊椎活動度及保護鄰近椎節初中期椎間盤退化。非金屬性植入物達成腰椎受力分散效果,降低椎間盤內部壓力修復退化促進盤軟骨再生	本產品需按醫師指示使用。	無	1.降低脊椎破壞和術後僵硬度。2.保持術後脊椎的活動度3.維持椎間盤正常高度,避免神經壓迫。
巴德庫格疝氣修補網	9000	用於無張力疝氣修補手術,放置於腹膜前腔處,特點:1.獨創防捲環(memory recoil)設計及口袋與背帶之設計,可完全避免補片彎折並確保補片可完全於腹膜前腔內開展覆蓋整個腹股溝包含直接疝氣,間接疝氣,和股疝氣,手術傷口小且只需少針縫合固定,使復發或修補不完全的風險降至最低。2.材質為單股聚丙烯,可促進組織快速巷內生長。	適用於需要以非吸收性支撐物質以強化修補疝氣。	不可使用在嬰幼兒或兒童身上,聚丙烯材質面不可放置與腸子或內臟有接觸,避免造成黏著之情形。	可能的併發症包括血清腫、黏著、血腫、發炎、凸出、形成瘻管及疝氣復發或軟組織缺陷。如果感染並未解決,則需移除修補網。	無類似的健保品項
手部關節周圍預先造型鎖定骨板系統	65000	針對骨質酥鬆及複雜性骨折有更好的固定效果	適用於治療創傷性和/或病理性骨骼病變。	不可混用不相同材質	異物感	更好的穩定性與固定效果,鈦合金更符合人體適應性。
手腕手掌部位鎖定骨板系統	50000	針對骨質酥鬆及複雜性骨折有更好的固定效果	適用於治療創傷性和/或病理性骨骼病變。	不可混用不相同材質	異物感	更好的穩定性與固定效果,鈦合金更符合人體適應性。
史耐輝#72200777可吸收肩關節軟組織固定錨釘 5.0mm(TWINFIX)	19000	使用時可吸收PLLA材質的錨釘,用於肩關節Rotator cuff破裂時之縫合,及各關節連接軟組織與骨頭之縫合	用於連接肩、足、踝、肘、腕、膝各病症之軟組織與骨頭	1. 無菌單次使用 2. 錨釘需完全插進才能固定 3. 植入點需用擴張器才不會斷掉 4. 勿植入在生長軟骨板內或非骨質的組織	不良反應包括感染發炎及過敏、骨損壞或骨裂、傷及周圍組織或血管,血栓或血塊產生、神經損害或癱瘓、處置或植入失敗。	可吸收材質PLLA且x光不顯影,採用兩條高剛性的縫線,使縫合效果佳,病人復原快且無異物感
史耐輝HEALICOIL PK軟組織固定錨釘	31000	獨家中空錨釘設計。在鎖入screw的同時也將bone鎖入,增加癒合速度同時提供Ultrabraid縫線,強度佳。	用於連接肩、足、踝、肘、膝、髖各病症之軟組織與骨頭。使用PEEK材質的中空錨釘,用於肩關節Rotator cuff破裂時之縫合。	可能影響縫合錨釘的固定效果者,例如:骨表面呈碎片狀、骨缺損空洞、供血情況不良。	不良反應包括感染發炎及過敏、骨損壞或骨裂、傷及周圍組織或血管,血栓或血塊產生、神經損害或癱瘓、處置或植入失敗。	帶線錨釘為金屬材質,患者痊癒之後,金屬錨釘會留在骨頭裡,少數患者會感到異物感。

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
尼歐椎弓螺釘系統-二節(配合微創手術使用)	160000	本產品為提供患者脊椎節段之固定和穩定，使其作為融合術的輔助手段。	配合微創手術使用本產品進行以下適應症的後方非頸椎固定：退化性椎間盤疾病、腰椎滑脫症、創傷、脊椎狹窄症、腫瘤、假關節和/或以前的融合失敗等。	本產品需按醫師指示使用。	對植入物、碎片、腐蝕產物的異物反應，因疤痕形成導致神經缺損、神經周圍的壓迫或疼痛等。	本產品之螺釘設計具備多重功能，並可應用在微創手術，其多功能合一的設計，除可對到多種適應症上，目前無類似健保品項。
尼歐椎弓螺釘系統-三節(配合微創手術使用)	230000	本產品為提供患者脊椎節段之固定和穩定，使其作為融合術的輔助手段。	配合微創手術使用本產品進行以下適應症的後方非頸椎固定：退化性椎間盤疾病、腰椎滑脫症、創傷、脊椎狹窄症、腫瘤、假關節和/或以前的融合失敗等。	本產品需按醫師指示使用。	對植入物、碎片、腐蝕產物的異物反應，因疤痕形成導致神經缺損、神經周圍的壓迫或疼痛等。	本產品之螺釘設計具備多重功能，並可應用在微創手術，其多功能合一的設計，除可對到多種適應症上，目前無類似健保品項。
尼歐椎弓螺釘系統-四節(配合微創手術使用)	300000	本產品為提供患者脊椎節段之固定和穩定，使其作為融合術的輔助手段。	配合微創手術使用本產品進行以下適應症的後方非頸椎固定：退化性椎間盤疾病、腰椎滑脫症、創傷、脊椎狹窄症、腫瘤、假關節和/或以前的融合失敗等。	本產品需按醫師指示使用。	對植入物、碎片、腐蝕產物的異物反應，因疤痕形成導致神經缺損、神經周圍的壓迫或疼痛等。	本產品之螺釘設計具備多重功能，並可應用在微創手術，其多功能合一的設計，除可對到多種適應症上，目前無類似健保品項。
瓦里歐 II 頸椎椎間融合器 14x12mm 6度, 5-10mm	120000	1. 抑菌：因氮化矽材質的特殊性可以抑制細菌的生長。2. 影像學不影響：氮化矽本身材質不屬於金屬，所以在術後MRI追蹤不受影響。3. 親水性：吸附蛋白質提供優良的骨生長環境，提高骨融合機率。	“瓦里歐”椎間融合器適用於退化性椎間盤病變的骨骼成熟患者，伴有一個椎節段或兩個連續椎節段的神經根症狀。	禁忌症包含感染、懷孕者、骨質疏鬆、藥物/酒精濫用、精神疾病、神經系統疾病、免疫系統障礙、對植入物過敏者、病態性肥胖、不配合指導之患者。	潛在的不良事件或併發症包括但不限於：假性關節病、裝置鬆動、彎曲裂開或組件斷裂、骨骼固定不當造成神經系統損害，容易形成假關節、骨質不足、過動活動或抬高、一種或多種禁忌因素，警告和注意事項：感染的話可能需去除裝置。	抑菌功能，影像學不影響，均優於健保品。
禾伸堂舒健玻尿酸注射液 SportVis 12mg/1.2ml	15000	舒緩及協助恢復第一或第二等級之踝關節扭傷、緩減肱骨外上髁炎網球肘的慢性疼痛與緩解病患肩旋轉肌群肌腱炎的慢性疼痛。	可用於但不限於以下診斷名稱：1. 第一或第二等級之踝關節扭傷2. 肱骨外上髁炎網球肘的慢性疼痛3. 肩旋轉肌群肌腱炎的慢性疼痛。	禁忌症：與四級鉍鹽不相容。對玻尿酸過敏、關節感染或發炎、注射部位附近皮膚患病或感染者應排除。有肝臟病史、使用抗凝血劑、或有出血傾向者應特別謹慎。	使用後，可能出現輕微的紅斑，會隨時間而緩解。	目前健保尚未收載類似功能類別之特材。替代選擇可能為口服消炎藥、注射類固醇等方式緩解疼痛。
因諾美0.4mm單極神經刺激探針頭#525608(神經監測)	6400	使用單極刺激探頭可供術中神經監測，已降低手術過程造成之併發症。	顏面神經、喉頭手術、顱內/外科手術、脊椎手術..等透過神經監測減少神經損傷。	此系統無法監測生命維繫功能，亦無法診斷腦死。	無	無健保之產品
安特福DBX Putty 0.5cc去礦化異質骨補骨材	23000	安特福”去礦化異質骨補骨材為去礦物質處理並結合透明質酸的人體骨骼，其中透明質酸為自然衍生、非動物性來源、具有生物相容性且可分解的物質。去礦物質骨骼結合透明質酸後，形成泥膠狀或均勻組成物質，讓手術使用過程變得容易且具彈性。	植骨可填充於骨缺損或外傷造成的空洞或縫隙中，本產品具骨誘導能力，目的在於激活骨質修復以加強新骨質成形，協助骨缺損癒合進而恢復骨本。	僅限單一病患單次使用，補骨材不適用於承重和不穩定型適應症。禁忌症：發燒、血管神經疾病、重度退化性骨骼、懷孕、腎功能受損、敗血症…等患者。	副作用包含但不限於下列：發燒、軟組織感染、骨骼生長不全、高鈣血症、新生骨破裂…等。	健保無同等產品
安特福DBX Putty 1cc去礦化異質骨補骨材	38000	安特福”去礦化異質骨補骨材為去礦物質處理並結合透明質酸的人體骨骼，其中透明質酸為自然衍生、非動物性來源、具有生物相容性且可分解的物質。去礦物質骨骼結合透明質酸後，形成泥膠狀或均勻組成物質，讓手術使用過程變得容易且具彈性。	植骨可填充於骨缺損或外傷造成的空洞或縫隙中，本產品具骨誘導能力，目的在於激活骨質修復以加強新骨質成形，協助骨缺損癒合進而恢復骨本。	僅限單一病患單次使用，補骨材不適用於承重和不穩定型適應症。禁忌症：發燒、血管神經疾病、重度退化性骨骼、懷孕、腎功能受損、敗血症…等患者。	副作用包含但不限於下列：發燒、軟組織感染、骨骼生長不全、高鈣血症、新生骨破裂…等。	健保無同等產品

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
安特福DBX Putty 5cc去礦化異質骨補骨材	95500	安特福”去礦化異質骨補骨材為去礦物質處理並結合透明質酸的人體骨骼，其中透明質酸為自然衍生、非動物性來源、具有生物相容性且可分解的物質。去礦物質骨骼結合透明質酸後，形成泥膠狀或均勻組成物質，讓手術使用過程變得容易且具彈性。	植骨可填充於骨缺損或外傷造成的空洞或縫隙中，本產品具骨誘導能力，目的在於激活骨質修復以加強新骨質成形，協助骨缺損癒合進而恢復骨本。	僅限單一病患單次使用，補骨材不適用於承重和不穩定型適應症。禁忌症：發燒、血管神經疾病、重度退化性骨骼、懷孕、腎功能受損、敗血症…等患者。	副作用包含但不限於下列：發燒、軟組織感染、骨骼生長不全、高鈣血症、新生骨破裂…等。	健保無同等產品
安培” 19.3cm Voyant Fine 精細式組織凝結刀#EB230	26000	為雙極電外科裝置，藉由將射頻電外科能量作用至夾於裝置鉗口之脈管（血管及淋巴管）或組織束，此裝置可產生閉合效果。可以密封和分割直徑最大為7MM的血管和組織束，並可以將其捕抓在鉗口中。	適用於需要對血管、組織束和淋巴管進行結紮和切斷的腹腔鏡手術及專科手術。例如一般外科、大腸直腸外科、婦科、泌尿科等。	禁忌症:本產品不可用於輸卵管結紮或輸卵管凝結的節育手術。請注意是否裝有心臟調節器或其他活動植入物，可能存在電燒設備會干擾調節器的風險。	潛在的併發症包括但不限於出血、熱損傷、組織壞死、內部血管損傷、相鄰組織和器官損傷或穿孔，起火和電擊。	健保使用傳統電燒刀，提供另一選擇。
安培” 5mm*37cm Voyant Maryland(彎式)組織凝結刀 #EB215	26000	為雙極電外科裝置，藉由將射頻電外科能量作用至夾於裝置鉗口之脈管（血管及淋巴管）或組織束，此裝置可產生閉合效果。可以密封和分割直徑最大為7MM的血管和組織束，並可以將其捕抓在鉗口中。	適用於需要對血管、組織束和淋巴管進行結紮和切斷的腹腔鏡手術及專科手術。例如一般外科、大腸直腸外科、婦科、泌尿科等。	禁忌症:本產品不可用於輸卵管結紮或輸卵管凝結的節育手術。請注意是否裝有心臟調節器或其他活動植入物，可能存在電燒設備會干擾調節器的風險。	潛在的併發症包括但不限於出血、熱損傷、組織壞死、內部血管損傷、相鄰組織和器官損傷或穿孔，起火和電擊。	健保使用傳統電燒刀，提供另一選擇。
安培” 5mm*37cm Voyant 組織凝結刀(圓鈍) #EB210	26000	為雙極電外科裝置，藉由將射頻電外科能量作用至夾於裝置鉗口之脈管（血管及淋巴管）或組織束，此裝置可產生閉合效果。可以密封和分割直徑最大為7MM的血管和組織束，並可以將其捕抓在鉗口中。	適用於需要對血管、組織束和淋巴管進行結紮和切斷的腹腔鏡手術及專科手術。例如一般外科、大腸直腸外科、婦科、泌尿科等。	禁忌症:本產品不可用於輸卵管結紮或輸卵管凝結的節育手術。請注意是否裝有心臟調節器或其他活動植入物，可能存在電燒設備會干擾調節器的風險。	潛在的併發症包括但不限於出血、熱損傷、組織壞死、內部血管損傷、相鄰組織和器官損傷或穿孔，起火和電擊。	健保使用傳統電燒刀，提供另一選擇。
安培Alexis #C8303腹壁牽引器9-14cm	3600	可使用於9-14cm傷口，360度環狀撐開，可擴大手術視野降低術後傷口疼痛，減少傷口感染。	單次使用，降低感染發生率，減少手術時間。	產品及包裝受損時請勿使用。	無	目前無相關產品納入健保給付項目。
安培Alexis #C8701腹腔鏡系統帶穿刺套管-傷口保護器及保護蓋	6500	本產品包括0型傷口保護套/牽引器組成，是一種經由切口進入腹腔的裝置。以最小切口尺寸提供最大視野。	用在心臟和一般外科手術過程中進入胸腔或其他軟組織時使用，保護開放手術和腹腔鏡手術期間防止傷口感染。	單次使用，勿重複滅菌。使用區域以確保組織布會夾在環與組織層之間。	無	健保無同產品
安培Inzii(10mm)內視鏡檢體袋#CD001	4500	用於在內視鏡手術時作為放置及取出組織，器官以及結石之用。	可將置入的標本完整包覆，避免組織外漏風險。	此產品僅可由醫師或經醫師指示使用。	無	無類似健保給付品項
安培Inzii(12/15mm)內視鏡檢體袋#CD004	6500	用於在內視鏡手術時作為放置及取出組織，器官以及結石之用。	可將置入的標本完整包覆，避免組織外漏風險。	此產品僅可由醫師或經醫師指示使用。	無	無類似健保給付品項
安培艾力克斯腹壁牽引器	3000	可使用於2-4cm傷口，360度環狀撐開，可擴大手術視野，降低術後傷口疼痛，減少傷口感染。	單次使用，降低感染發生率，減少手術時間	產品及包裝受損時請勿使用	無	目前無相關產品納入健保給付項目。
安培腹腔鏡組織夾持鉗 5MM*35CM #C4130	6000	在內視鏡手術時為夾持組織或器官之用	本產品用於傳統腹腔鏡手術時夾持或剪裁組織或器官之用。	屬於個人專屬拋棄式耗材，不宜與他人共用。	無	無類似功能之健保給付品項
曲克愛佛盧迅膽道支架系統-半覆蓋和全覆蓋	51500	1.此產品釋放系統為槍型握把可控制支架釋放之速度及支架長度2.此產品之釋放系統於置放過程中，支架展放80%後尚可回收支架重新定位及置放	膽道惡性腫瘤的壓迫所產生的膽道狹窄或阻塞的病人可放置較長之時間及膽道擴張效果使膽汁能夠順暢引流	支架放置需在放射線下執行。放置支架後，不應採取其他方式治療，如化療或放射。	與逆行性胰膽管造影術相關的淺在併發症(但不限於)穿孔,，對顯影劑或藥物的過敏反應	放置體內時間較健保塑膠材質長，擴張效果較佳，進而改善膽汁引流

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
百特45*45mm Hemopatch血倍去封合止血貼片	9000	本產品由膠原蛋白和NHS-PEG構成。膠原蛋白與血液接觸時會使血小板活化並聚集，促使纖維蛋白形成。可提供立體結構以促進凝血機制。按照推薦方法使用時，將於 6-8 週內被吸收，組織反應小。	適用於程序中發生出血或其他體液或空氣滲漏，且傳統外科技術無法有效控制或無法實行時，作為止血產品與外科手術封合劑。亦可用於密合硬膜缺陷。	1. 本品不能使用在搏動、嚴重出血的部位。2. 當有進展中之感染時，不宜使用本品。	用於已知對牛蛋白或亮藍（FD&C 藍色 1 號，藍色 1 號）過敏的患者，可能會有過敏反應。	傳統止血棉（歸類於手術耗材中）：止血時間長易影響手術品質，且移除後有再出血的疑慮。
百特45*90mm Hemopatch血倍去封合止血貼片	15500	本產品由膠原蛋白和NHS-PEG構成。膠原蛋白與血液接觸時會使血小板活化並聚集，促使纖維蛋白形成。可提供立體結構以促進凝血機制。按照推薦方法使用時，將於 6-8 週內被吸收，組織反應小。	適用於程序中發生出血或其他體液或空氣滲漏，且傳統外科技術無法有效控制或無法實行時，作為止血產品與外科手術封合劑。亦可用於密合硬膜缺陷。	1. 本品不能使用在搏動、嚴重出血的部位。2. 當有進展中之感染時，不宜使用本品。	用於已知對牛蛋白或亮藍（FD&C 藍色 1 號，藍色 1 號）過敏的患者，可能會有過敏反應。	傳統止血棉（歸類於手術耗材中）：止血時間長易影響手術品質，且移除後有再出血的疑慮。
百特Duplospray MIS多普樂噴灑微創侵入式外科應用導管(Ø5mm*30cm)	4000	搭配克滲凝外科手術封合劑，適用於內視鏡手術使用。	"百特" 多普樂噴灑微創侵入式外科應用導管係用以搭配"百特" 克滲凝外科手術封合劑使用。	請只連接經調節的醫用二氧化碳(CO2)氣體來源，最大輸出壓力不超過100psi。	無副作用之記載。	無類似健保給付品項
百特FloSeal 伏血凝止血劑 #1503350(無針式) 5ml/組	16000	1. 一種凝膠和凝血?基質，用於滲血到噴血狀況的止血。 2. 針對組織出血能快速有效的止血。 3. 不須身體凝血因子就能達到止血效果。 4. 只限用於止血功能。 5. 符合生理性，6至8週即可被人體吸收。	除眼科手術外，伏血凝止血劑可作為手術過程中，當結紮術止血法或傳統的止血方式都不可行時的止血輔助物。	1. 勿注射或壓縮血管內、勿用於夾緊的血管或無活動血流的部位、勿將本產品注射到血管組織中。 2. 皮膚切割口密合縫隙中、對牛來源物質過敏，請勿使用本產品。	紀錄中最常見不良反應為貧血、心房纖維性顫動、感染及出血。嚴重低血壓反應立即以當前休克處理介入處理。	止血棉：止血時間長易影響手術品質，且移除後有再出血的疑慮。FloSeal 能針對組織出血快速有效止血，需自費。
百特FloSeal 伏血凝止血劑 10ml #1503352(無針式)	27000	1. 一種凝膠和凝血?基質，用於滲血到噴血狀況的止血。 2. 針對組織出血能快速有效的止血。 3. 不須身體凝血因子就能達到止血效果。 4. 只限用於止血功能。 5. 符合生理性，6至8週即可被人體吸收。	除眼科手術外，伏血凝止血劑可作為手術過程中，當結紮術止血法或傳統的止血方式都不可行時的止血輔助物。	1. 勿注射或壓縮血管內、勿用於夾緊的血管或無活動血流的部位、勿將本產品注射到血管組織中。 2. 皮膚切割口密合縫隙中、對牛來源物質過敏，請勿使用本產品。	紀錄中最常見不良反應為貧血、心房纖維性顫動、感染及出血。嚴重低血壓反應立即以當前休克處理介入處理。	止血棉：止血時間長易影響手術品質，且移除後有再出血的疑慮。FloSeal 能針對組織出血快速有效止血，需自費。
百特Ostene(骨蠟1g)水溶性骨用止血材	4000	1. 為一種水溶性手術用植入物，提供物理性屏障功能，以控制骨表面出血。2. 具生物相容性。3. 不抑制骨頭生長。4. 不易感染。5. 不會造成慢性發炎。6. 適用所有骨切面出血。	產品是一種水溶性手術用植入物，可提供物理性屏障之功能，以控制骨表面之出血。	切勿使用已喪失無菌狀態的產品。因有汙染之風險，若滅菌範圍已遭到破壞，則不得重覆使用該產品。	目前無已知副作用。	止血棉:止血時間長，且移除後有再出血的疑慮。
百特Ostene(骨蠟3.5g)水溶性骨用止血材	9800	1. 為一種水溶性手術用植入物，提供物理性屏障功能，以控制骨表面出血。2. 具生物相容性。3. 不抑制骨頭生長。4. 不易感染。5. 不會造成慢性發炎。6. 適用所有骨切面出血。	產品是一種水溶性手術用植入物，可提供物理性屏障之功能，以控制骨表面之出血。	切勿使用已喪失無菌狀態的產品，因有汙染之風險，若滅菌範圍已遭到破壞，則不得重覆使用該產品。	目前無已知副作用。	止血棉:止血時間長，且移除後有再出血的疑慮。
百特克沾黏溶液	15000	1. Adept 為目前唯一通過美國FDA核准可以使用在婦科內視鏡手術的防沾黏產品。2. Adept能提供腹骨盆腔全方位防沾黏的產品（Broad coverage）。3. 使用方便，Adept用於腹骨盆腔滴注以減少腹骨盆腔手術後沾黏，手術中宜以沖洗液方式使用，灌注Adept於腹骨盆腔中，無須改變手術流程，可有效減少沾黏的發生，人體會自動代謝，不殘留於體內。	目前防沾黏產品健保均不給付，其他的防沾黏產品，屬於“區域性防沾黏”，唯有Adept能提供完整防護。	Adept不適用於腸切除或腸道修補手術。	1. 患者可能有腹脹感，但在術後2-3天就會自行吸收緩解。2. 極少數患者在使用Adept後可能發生外陰部腫大，稍有不適感，但在術後2-3天就會自行吸收緩解。	目前防沾黏產品健保均不給付。

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
百特克滲凝Coseal外科手術封合劑-2ml #934073	21500	1為一種全合成的手術密合劑及黏著屏障，不包含人類血液來源的添加物。2能快速封合人工血管吻合口。3文獻上顯示能預防術後組織的沾黏發生。4產品會在30天內完全吸收，並維持彈性，不會限制正常生理擴張。	輔助血管吻合口的封合，減少針孔處和吻合口血液滲漏。快速止血，縮短手術時間及沾黏的發生機率，進而降低二次手術時的困難度與風險。	1不得使用血管內，使用於血管內可能產生血栓性栓塞導致生命危險。2塗抹本產品時如果使用加壓氣體，可能伴隨潛在的風險如空氣栓塞，組織裂傷，或壓縮氣體滯留。	在多中心臨床研究中沒有其他與本產品有關的不良反應事件被通報。	以傳統電燒、縫合結紮方式或止血棉加壓止血，可能需時較久而延長手術與麻醉時間、增加失血量。
百特克滲凝Coseal外科手術封合劑-4ml	29000	1為一種全合成的手術密合劑及黏著屏障，不包含人類血液來源的添加物。2能快速封合人工血管吻合口。3文獻上顯示能預防術後組織的沾黏發生。4產品會在30天內完全吸收，並維持彈性，不會限制正常生理擴張。	輔助血管吻合口的封合，減少針孔處和吻合口血液滲漏。快速止血，縮短手術時間及沾黏的發生機率，進而降低二次手術時的困難度與風險。	1不得使用血管內，使用於血管內可能產生血栓性栓塞導致生命危險。2塗抹本產品時如果使用加壓氣體，可能伴隨潛在的風險如空氣栓塞，組織裂傷，或壓縮氣體滯留。	在多中心臨床研究中沒有其他與本產品有關的不良反應事件被通報。	以傳統電燒、縫合結紮方式或止血棉加壓止血，可能需時較久而延長手術與麻醉時間、增加失血量。
百優生物可吸收骨接合植入骨釘(骨釘骨針系統)	25000	應用於在適當固定基礎上的骨折、截骨術、骨滑脫和骨軟骨裂縫。	Bioretec植入物可自體吸收不需移除，可減少感染風險。	1.高負荷情形。2.當不宜進行體內固定術時，例如正在感染或即將感染部位以及患者不能保證配合手術的部位。	1.感染，包含與手術相關的深層和表面感染2.對麻醉劑和本產品過敏和其他反應3.外科手術可能引起神經損傷。4.使用百優生物可吸收性骨釘骨針系統作體內修復，可能會引起暫時性局部積液或形成囊竇。	開放式復位後利用金屬植入物達到固定效果，但是健保品項金屬植入物需移除可能造成病人的二次感染風險。
百優生物可吸收骨接合螺釘(骨釘骨針系統)	32000	應用於在適當固定基礎上的骨折、截骨術、骨滑脫和骨軟骨裂縫。	Bioretec植入物可自體吸收不需移除，可減少感染風險。	1.高負荷情形。2.當不宜進行體內固定術時，例如正在感染或即將感染部位以及患者不能保證配合手術的部位。	1.感染，包含與手術相關的深層和表面感染2.對麻醉劑和本產品過敏和其他反應3.外科手術可能引起神經損傷。4.使用百優生物可吸收性骨釘骨針系統作體內修復，可能會引起暫時性局部積液或形成囊竇。	開放式復位後利用金屬植入物達到固定效果，但是健保品項金屬植入物需移除可能造成病人的二次感染風險。
艾克曼(手部)貼附迷你骨板	53000	“艾克曼”貼附骨板系統中的骨板與其配件是用來提供骨折時的固定、融合，與切除。	“艾克曼”貼附骨板系統包含了骨釘與骨板組合，適合用於掌骨的手術使用。	此植入物絕不可重複使用，所有的手術器械在使用前皆須經過嚴格的檢視。避免植入物的刮傷與裂痕，諸如此類的缺陷會導致手術失敗。	病人可能對植入物有過敏或排斥形象。疼痛、不舒服或對植入物產生異樣感。受手術過程中所造成的傷口或植入物可能對神經細胞或是軟組織的傷害。壞疽，骨疽或傷口不充分癒合現象亦可能發生。	採鈦合金材質且依據人體原生骨型設計，可保有最佳的結構剛性；健保品項大部分不銹鋼材質，必須經折彎器才能貼附人體原生骨，會破壞骨板結構剛性。
艾克曼手腕骨板系統	51000	“艾克曼”手腕骨板系統-為美國知名大廠ACUMED研發、生產、製作，依各不同骨折部位解剖形狀做一預塑成形的骨板，採生物相容性高的純鈦材質製作，能提供較傳統骨板更輕薄低觸感，支撐強度更強的效果。	遠端橈骨骨折,遠端尺骨骨折。	本產品不可重覆使用，手術後應依照醫囑做復健指示。	病人可能對植入物有過敏或排斥形象。疼痛、不舒服或對植入物產生異樣感。受手術過程中所造成的傷口或植入物可能對神經細胞或是軟組織的傷害。壞疽，骨疽或傷口不充分癒合現象亦可能發生。	健保材料醫師須在手術期間破壞骨板結構塑形骨板，術後異物感重且非鎖定骨板，骨釘易鬆脫支撐強度不足。不銹鋼材質不適合長期在病人體內，須二次手術取出。
艾克曼貼附骨板系統	59000	包含不同的植入物類型與尺寸，可選擇最適合病人的類型與尺寸以確保植入物最佳的支撐效果。	產品依據人體原生骨構造設計，能完全貼附於原生骨，有塑形的效果，輕薄設計大幅降低病人異物感，對於骨折後復位固定效果極佳。	此植入物絕對不可重複使用，所有手術器械使用前須經過嚴格檢視。避免植入物的刮傷與裂痕，諸如此類的缺陷皆有可能造成手術失敗。	1.過多活動量、不完全的癒合或過大的壓力壓迫皆可能造成植入物破裂移位鬆脫。2.病人可能對植入物過敏或排斥現象、疼痛或異物感3.植入物可能造成神經細胞、軟組織損害導致壞疽或是傷口不完全癒合。	鈦合金材質依據人體原生骨型設計優於健保需折彎不銹鋼材質，結構性及生物相容性佳，也節省手術時間。

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
艾克曼貼附骨板系統-手腕關節:肘骨板二代	64000	主要使用於手腕及手肘骨折使用，骨板依據人體原生骨構造設計，因此術中不須再使用折彎器塑形，可保有骨板最佳的結構剛性，鈦合金的材質與人體也有較佳的生物相容性	此產品依據人體原生骨構造設計，能完全貼附於原生骨，輕薄的設計大幅度降低病人異物感，對於病人骨折後復位固定效果極佳	過多的活動量、植入時的拖延、不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、移位、鬆脫	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中所產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞、軟組織損害導致壞疽、骨疽、或是傷口不充分的癒合現象皆有可能產生	本公司產品皆採用鈦合金材質製造且依據人體原生骨型設計；健保品項大部分才不銹鋼材質，且必須經由折彎器才能貼附人體原生骨，折彎後的骨板會破壞骨板結構剛性
艾思瑞斯”迷你泰若普肌腱固定懸吊鈕	42000	本特材主要用於將韌帶固定在所附屬破裂骨端和關節端的小骨片段以及Hallux Valgus重建以減少第一與第二趾骨間角度	用於將韌帶固定在所附屬破裂骨端和關節端的小骨片段，也可與萬固定和長隨釘包含骨板合併，配合骨折支撐袋和石膏使用。	本產品不可重複滅菌使用。手術後至癒合前避免不良壓力加壓。	深層或表面的感染，或是對植入材料過敏或其他反應。	此特材與技術屬於微創手術，實屬臨床需使用且無同類健保給付品項之新功能品項。
艾思瑞斯Fiber Tape Loop 4.75*19.1mm思維拉克縫合鉗釘	35000	1. 鉗釘完全中空及外側孔洞設計，可使骨髓液流入鉗釘內，加速骨癒合生長2. 加壓式免綁線設計，固定效果好亦能減少手術時間3. 鉗釘前端eyelet帶線孔洞設計，可調整修復後的韌帶鬆緊度後再將螺絲鎖入4. 尾端縫線設計，可再做額外的修補更加強固定效果5. 前端使用fibertape，應用於肌腱韌帶縫補不會對組織造成傷害的風險	1. 改良帶狀縫線可提供軟組織更好固定效果，並可避免組織受線狀縫線切割，造成二次傷害2. 可使患者更早接受復健治療，擁有較佳預後效果	1. 單次使用，不可重複滅菌使用2. 手術後至完全癒合前，患處都需被保護	1. 可能會有深層或表面的感染2. 對植入的材料過敏或有其他的反應	無健保給付品項
”艾思瑞斯”十字韌帶泰若普肌腱固定懸吊鈕AR-1588RT/AR-1588TN+AR-1588TB-1	35000	本產品是用於將韌帶固定在所附屬破裂骨端和關節端的小骨片段，此處多無法用骨螺絲固定，此系統也可與外固定和長隨釘包含骨板合併，配合骨折支稱帶和石膏使用。	用於十字韌帶重建，可調式迴圈設計，使十字韌帶以最佳鬆緊度重建	1. 已植入的固定物不可以重複使用 2. 手術後直到癒合，患處是必須完全被保護的。	1. 可能會有深層或表面的感染。2. 對植入的材料過敏或有其他的反應。	1. 需二次手術移除2. 復原效果一般
艾思瑞斯思維拉克縫合鉗釘	26000	1. 鉗釘完全中空及外側孔洞設計，可使骨髓液流入鉗釘內，加速骨癒合生長2. 加壓式免綁線設計，固定效果好亦能減少手術時間3. 鉗釘前端eyelet帶線孔洞設計，可調整修復後的韌帶鬆緊度後再將螺絲鎖入4. 尾端縫線設計，可再做額外的修補更加強固定效果	1. 搭配swivelock with fibertape可提供最佳固定效果2. 使fiber wire縫線，擁有事之強的強度可用於受力較大的組織	1. 單次使用，不可重複滅菌使用2. 手術後至完全癒合前，患處都需被保護	1. 可能會有深層或表面的感染2. 對植入的材料過敏或有其他的反應	固定方式不同可將fiber tape 與其它縫線更穩定固定於鉗釘內
佛柔美德MEDISHIELD抗粘黏凝膠	35000	本產品用在椎板切除術、椎板切開術及/或椎間盤切除術等手術患者的硬膜外的受傷傷口組織處，形成暫時之機械屏障，分開相對應組織的表面。	無	已滅菌產品且僅供單次使用，若包裝破損或開啟請勿使用。不可重複滅菌使用。請捨棄已開啟或未用完的產品。本產品不是硬膜密封劑。使用前必須先修補硬膜的缺損。	無	目前無類似健保給付品項
壯生”可吸收鼻腔固定物PDS PLATE (ZX5/ZX6/ZX8)	15500	作為鼻軟骨重建的臨時平台用以搭建植入的軟骨碎片，在術後癒合期間提供穩固的支架，塑造一個流線型的鼻軟骨外觀。	鼻中膈重建，增加支撐，延長鼻子長度，增加鼻頭挺度，改善朝天鼻或短鼻。	請勿將本產品植入手術部位目前存在感染的病患體內。	可能的不良反應包括慢性發炎性異物反應、血清腫型成、感染增強、瘻管型成以及裝置被排擠。	可被人體完全吸收的人造醫材，有效降低併發症發生率及二次修復手術率，並提供組織良好的支撐，也沒有取自體軟骨的疤痕。
邦美A. L. P. S(大型足部)互鎖式骨板+骨釘系統	46000	①人體解剖學，低平面設計，減少病人術後活動異物感。②鋼板互鎖設計亦可搭配多軸式螺釘，提供更穩定的固定。③骨板提供專利拋棄式照準器輔助可縮短手術耗時，降低感染險。④適合粉碎性/骨質疏鬆骨折使用。	依病患病情所需醫師建議使用該品項，因該品為健保不給付項目或已受理審核中項目。	本產品需按醫師指示;搭配骨折關節面開放性復位術亦或是微創手術使用。	①不適用於感染性骨折。②不適用於胸骨亦或是脊椎骨折。	①因固定力強，亦可搭配微創手術，恢復時間較短。②可提早進行復健運動，術後關節活動較佳。③採近低平面設計，關節處較薄，較不易有異物感。

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
邦美A. L. P. S(小型足部)互鎖式骨板+骨釘系統	46000	①人體解剖工學，低平面設計，減少病人術後活動異物感。②鋼板互鎖設計亦可搭選配多軸式螺釘，提供更穩定的固定。③骨板提供專利拋棄式照準器輔助可縮短手術耗時，降低感染險。④適合粉碎性/骨質疏鬆骨折使用。	依病患病情所需醫師建議使用該品項，因該品為健保不給付項目或已受理審核中項目。	本產品需按醫師指示;搭配骨折關節面開放性復位術亦或是微創手術使用。	①不適用於感染性骨折。②不適用於胸骨亦或是脊椎骨折。	①因固定力強，亦可搭配微創手術，恢復時間較短。②可提早進行復健運動，術後關節活動較佳。③採近低平面設計，關節處較薄，較不易有異物感。
邦美A. L. P. S(小型足部)互鎖式骨釘	2500	①人工關節特殊材質CoCrMo鈷鉻鉬合金製造，與鋼板形成多軸式互鎖螺釘，提供更好、更穩定的關節骨折固定。②低平面設計，可減少病人術後活動異物感，提升術後滿意度。③適合粉碎性/骨質疏鬆骨折使用。	依病患病情所需醫師建議使用該品項，因該品為健保不給付項目或已受理審核中項目。	本產品需按醫師指示使用。	不適用於感染性骨折。	①因固定力強，搭配專屬骨板微創手術，恢復時間較短。②可提早進行復健運動，術後關節活動較佳。③採近低平面設計，關節處較薄，較不易有異物感。
邦美A. L. P. S(小骨型)互鎖式骨板+骨釘系統	46000	①依照人體解剖工學設計，較符合解剖構造，可減少病人術後異物感。②採螺釘與鋼板互鎖，固定力較強。③適合粉碎性/骨質疏鬆骨折使用。	依病患病情所需醫師建議使用該品項，因該品為健保不給付項目或已受理審核中項目。	本產品需按醫師指示;搭配骨折關節面開放性復位術亦或是微創手術使用。	①不適用於感染性骨折。②不適用於胸骨亦或是脊椎骨折。	①因固定力強，亦可搭配微創手術，恢復時間較短。②可提早進行復健運動，術後關節活動較佳。③採近低平面設計，關節處較薄，較不易有異物感。
邦美A. L. P. S(小骨型)互鎖式骨釘	2500	①人工關節特殊材質CoCrMo鈷鉻鉬合金製造，與鋼板形成多軸式互鎖螺釘，提供更好、更穩定的關節骨折固定。②低平面設計，可減少病人術後活動異物感，提升術後滿意度。③適合粉碎性/骨質疏鬆骨折使用。	依病患病情所需醫師建議使用該品項，因該品為健保不給付項目或已受理審核中項目。	本產品需按醫師指示使用。	不適用於感染性骨折。	①因固定力強，搭配專屬骨板微創手術，恢復時間較短。②可提早進行復健運動，術後關節活動較佳。③採近低平面設計，關節處較薄，較不易有異物感。
邦美A. L. P. S(手部)互鎖式骨釘	2500	①人工關節特殊材質CoCrMo鈷鉻鉬合金製造，與鋼板形成多軸式互鎖螺釘，提供更好、更穩定的關節骨折固定。②低平面設計，可減少病人術後活動異物感，提升術後滿意度。③適合粉碎性/骨質疏鬆骨折使用。	依病患病情所需醫師建議使用該品項，因該品為健保不給付項目或已受理審核中項目。	本產品需按醫師指示使用。	不適用於感染性骨折。	①因固定力強，搭配專屬骨板微創手術，恢復時間較短。②可提早進行復健運動，術後關節活動較佳。③採近低平面設計，關節處較薄，較不易有異物感。
邦美A. L. P. S(手部1.5mm)互鎖式骨板+骨釘系統	46000	①人體解剖工學，低平面設計，減少病人術後活動異物感。②鋼板互鎖設計亦可搭選配多軸式螺釘，提供更穩定的固定。③骨板提供專利拋棄式照準器輔助可縮短手術耗時，降低感染風險。④適合粉碎性/骨質疏鬆骨折使用。	依病患病情所需醫師建議使用該品項，因該品為健保不給付項目或已受理審核中項目。	本產品需按醫師指示;搭配骨折關節面開放性復位術亦或是微創手術使用。	①不適用於感染性骨折。②不適用於胸骨亦或是脊椎骨折。	①因固定力強，亦可搭配微創手術，恢復時間較短。②可提早進行復健運動，術後關節活動較佳。③採近低平面設計，關節處較薄，較不易有異物感。
邦美A. L. P. S(近端肱骨)互鎖式骨板+骨釘系統	66500	①依人體解剖工學，提供高、低位設計骨板，可減少病人術後活動異物感。②採放射式螺釘排列與鋼板互鎖設計，可搭選多軸式骨釘，提供更穩定的關節骨折固定。③骨板提供專利拋棄式照準器輔助，縮短手術耗時，降低感染風險。④適合粉碎性/骨質疏鬆骨折使用。	依病患病情所需醫師建議使用該品項，因該品為健保不給付項目或已受理審核中項目。	本產品需按醫師指示;搭配骨折關節面開放性復位術亦或是微創手術使用。	①不適用於感染性骨折。②不適用於胸骨亦或是脊椎骨折。	①因固定力強，亦可搭配微創手術，恢復時間較短。②可提早進行復健運動，術後關節活動較佳。③採近低平面設計，關節處較薄，較不易有異物感。

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
邦美A. L. P. S(近端肱骨)互鎖式骨釘	2500	①人工關節特殊材質CoCrMo鈷鉻鉬合金製造，與鋼板形成多軸式互鎖螺釘，提供更好、更穩定的關節骨折固定。②低平面設計，可減少病人術後活動異物感，提升術後滿意度。③適合粉碎性/骨質疏鬆骨折使用。	依病患病情所需醫師建議使用該品項，因該品為健保不給付項目或已受理審核中項目。	本產品需按醫師指示使用。	不適用於感染性骨折。	①因固定力強，搭配專屬骨板微創手術，恢復時間較短。②可提早進行復健運動，術後關節活動較佳。③採近低平面設計，關節處較薄，較不易有異物感。
邦美A. L. P. S(跟骨)互鎖式骨板+骨釘系統	65000	①依人體解剖工學低平面設計，減少病人術後活動異物感。②骨板為專利箱型連結結構互鎖設計，亦可搭配選用多軸式螺釘，提供更穩定的固定。③骨板提供專利拋棄式照準器輔助，可縮短手術耗時，降低感染險。④適合粉碎性/骨質疏鬆骨折使用。	依病患病情所需醫師建議使用該品項，因該品為健保不給付項目或已受理審核中項目。	本產品需按醫師指示;搭配骨折關節面開放性復位術亦或是微創手術使用。	①不適用於感染性骨折。②不適用於胸骨亦或是脊椎骨折。	①因固定力強，亦可搭配微創手術，恢復時間較短。②可提早進行復健運動，術後關節活動較佳。③採近低平面設計，關節處較薄，較不易有異物感。
邦美A. L. P. S(跟骨)互鎖式骨釘	2500	①人工關節特殊材質CoCrMo鈷鉻鉬合金製造，與鋼板形成多軸式互鎖螺釘，提供更好、更穩定的關節骨折固定。②低平面設計，可減少病人術後活動異物感，提升術後滿意度。③適合粉碎性/骨質疏鬆骨折使用。	依病患病情所需醫師建議使用該品項，因該品為健保不給付項目或已受理審核中項目。	本產品需按醫師指示使用。	不適用於感染性骨折。	①因固定力強，搭配專屬骨板微創手術，恢復時間較短。②可提早進行復健運動，術後關節活動較佳。③採近低平面設計，關節處較薄，較不易有異物感。
邦美A. L. P. S系列(肘部)互鎖式骨板	77600	①人體工學解剖設計，減少病人術後活動異物感，提升術後滿意度。②特殊材質CoCrMo鈷鉻鉬合金製造，與鋼板形成多軸式互鎖螺釘，提供更穩定的骨折固定。③骨板提供專利拋棄式照準器輔助，可縮短手術耗時，降低感染險。⑤適用於肱骨、橈骨、尺骨、鷹嘴突，特別是骨質缺乏骨的骨折、融合、骨切開術和不癒合之固定。	適用於肱骨、橈骨、尺骨、鷹嘴突，特別是骨質缺乏骨的骨折、融合、骨切開術和不癒合之固定。	本產品需按醫師指示;搭配骨折關節面開放性復位術亦或是微創手術使用。	產品的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂，或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。對材料過敏或其他反應。	①因固定力強，患者可及早下床活動，亦可搭配微創手術，住院時間較短。②可提早進行復健運動，術後關節活動較佳。③採近關節面解剖設計，關節處較薄，較不易有異物感。
邦美A. L. P. S系列(肘部及近端脛骨)互鎖式骨釘	2200	①人工關節特殊材質CoCrMo鈷鉻鉬合金製造，與鋼板形成多軸式互鎖螺釘，提供更好、更穩定的關節骨折固定。②低平面設計，可減少病人術後活動異物感，提升術後滿意度。③適合粉碎性/骨質疏鬆骨折使用。	適用於肱骨、橈骨、尺骨、鷹嘴突，特別是骨質缺乏骨的骨折、融合、骨切開術和不癒合之固定。	本產品需按醫師指示;搭配骨折關節面開放性復位術亦或是微創手術使用。	產品的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂，或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。對材料過敏或其他反應。	①因固定力強，搭配專屬骨板微創手術，恢復時間較短。②可提早進行復健運動，術後關節活動較佳。③採近低平面設計，關節處較薄，較不易有異物感。
邦美A. L. P. S系列(近端脛骨)互鎖式骨板	86600	①結合低側面的骨板設計以配合近端脛骨的解剖，將植入物厚度降到最低，可減少病人術後活動異物感。②雙排、多平面鎖定軟骨下骨釘技術，對粉碎骨折和骨質缺乏骨提供強而有力的固定。③材質為Ti6Al4V鈦合金採TiMax特殊表層處理，提供更好、更穩定的關節骨折固定。	適用於肱骨、橈骨、尺骨、鷹嘴突，特別是骨質缺乏骨的骨折、融合、骨切開術和不癒合之固定。	本產品需按醫師指示;搭配骨折關節面開放性復位術亦或是微創手術使用。	產品的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂，或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。對材料過敏或其他反應。	TiMax強化處理鈦合金使用Ti6Al4V，Type II陽極處理鈦合金，擁有超越一般鈦合金的金屬強度。
邦美遠端橈骨交叉互鎖式骨板系統-骨板	57000	1. 多向角度螺釘可避開關節面固定骨塊2. 無紋螺釘能固定橈骨關節面並降低二次骨折的機率3. 定角精準置入骨板復位橈骨掌傾角4. 符合橈骨結構與watershed line相符能避免干擾肌腱降低術後活動的不適5. 內建F. A. S. T. 提升手術效率	1. 低姿態的末端設計避免干擾肌腱2. 無紋螺釘能固定橈骨關節面並降低術中骨折的可能性擴散型螺釘排列增加dorsal side固定力3. 內建F. A. S. T. 縮短手術時間	1. 此裝置未核可用頸, 胸, 腰椎後側元素(椎弓足)螺釘安裝或固定。2. 滅菌前請勿移除預先組裝的F. A. S. T guide插件。請於使用後移除並丟棄所有的 F. A. S. T guide 插件。	骨螺釘、骨板、螺釘-組合的鬆脫彎曲、裂縫或斷裂，或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。	目前無類似健保給付品項。

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
亞太醫療”3.5鎖骨;尺骨近端加壓骨板骨釘系統	60000	本骨釘和骨板互鎖之系統是結合亞洲解剖型之3D曲率，可在身體的承載力下達到最適合的支撐力，病人術後可提早做關節活動。材質為目前臨床文獻生物相容最高之鈦合金鋼材。	本骨板主要用於骨關節周圍及骨幹骨折復位之暫時性內固定鋼板，鎖定設計可以幫助醫師在骨折復位時提供更佳的固定效果。	1. 與前述內固定骨板手術相關之注意事項相同。2. 須遵照醫師指示活動。	1. 身體狀況會抵消固定物的支架或造成延遲癒合等現象如骨質不佳前有感染者。2. 注意患者是否對金屬過敏。3. 骨骼未成熟之病患。	與健保不鏽鋼材質相比，自費為鈦合金材質質地較輕，穩定度較好不易鬆脫，對於骨質疏鬆及粉碎性的骨折承受力量大幅增加。
亞太醫療”加壓骨板系統-3.5，4.5脛骨/腓骨 近/遠端加壓骨板	60000	本產品是結合亞洲解剖型的3D曲率，可以在身體的承載力下達到最適合的支撐力，病人術後可提早作關節活動。	主要用於骨關節周圍及骨幹骨折復位之暫時性內固定鈦合金鋼板，鎖定設計可以幫助醫師在骨折復位時提供更佳固定效果。	避免感染，須遵照醫師指示活動。不可重複使用。	1. 身體狀況會抵銷固定物的支撐或造成延遲癒合，例如血液循環不良、骨質不佳過於肥胖或感染者。2. 注意患者是否金屬過敏，免疫機能不全。3. 在骨折部位出現危險性神經血管損害或嚴重骨質疏鬆症。	本產品為鈦合金質地較輕，穩定度較好不易鬆脫，承受力量較健保品不鏽鋼材質大幅增加。
亞太醫療鈦金屬上肢鎖定骨板-鎖定骨板系統	60000	本產品可依骨折部位選擇需求長度及尺寸植入，骨板採用鎖定鋼板與骨頭密合服貼度高，融合度佳。	本骨釘配合骨板主要用於骨折固定促進骨折癒合以及患者功能恢復。	避免感染，遵從醫師指示。不可重複使用。	1. 身體狀況會抵銷固定物的支撐或造成延遲癒合，例如血液循環不良、骨質不佳過於肥胖或感染者。2. 注意患者是否金屬過敏，免疫機能不全。3. 在骨折部位出現危險性神經血管損害或嚴重骨質疏鬆症。	
亞太醫療鎖定骨釘系統-鈦鎖定螺釘	2000	骨螺釘互鎖固定系統組採用漸進式螺紋間距設計，大幅提升骨頭抓附能力承載強度，穩定骨折。	本骨釘配合骨板主要用於骨折固定促進骨折癒合以及患者功能恢復。	避免感染，遵從醫師指示。不可重複使用。	1. 身體狀況會抵銷固定物的支撐或造成延遲癒合，例如血液循環不良、骨質不佳過於肥胖或感染者。2. 注意患者是否金屬過敏，免疫機能不全。3. 在骨折部位出現危險性神經血管損害或嚴重骨質疏鬆症。	本產品為鈦合金質地較輕，穩定度較好不易鬆脫，承受力量較健保品不鏽鋼材質大幅增加。
亞比斯.可拉骨填料ICC #ABG26H0	25000	膠原蛋白骨填料是源自豬骨，含有第1型膠原蛋白及具有多孔結構，物理和化學特性類似於天然骨基質，並具有可吸收性。	適用於填補非穩定(或非直接受力區)骨骼結構處之骨缺損及骨缺陷。	對豬來源物質過敏、有感染發炎之傷口、高鈣血症、植入部位惡性腫瘤或血管性或神經性損傷者...等患者不建議使用。	根據手術部位，可能的副作用包含但不限於：破裂、水腫、感染、血腫、或血漿累積。	無汙染、無塵室豬隻，經SCCO2二氧化碳超臨界技術製成，無狂牛症及病毒感染之風險。親水性佳，易與骨整合。Ca/P比率為1.66與人骨最相近。
亞比斯10*10cm可拉colla膠原蛋白敷料	34500	1.取自 SPF 豬，無狂牛症或其他病毒感染風險。2.100%膠原蛋白成份，具良好的生物相容性，能加速傷口癒合。3.操作簡單且準備時間短，不需二次手術取出。4.具生物可吸收性，依傷口狀況可被人體吸收，不需額外換藥，大量簡化傷口照護流程。5.覆蓋膠原蛋白敷料能維持傷口濕潤，降低傷口疼痛及止血。	適用於潰瘍、第1.2度燒燙傷、創傷及手術傷口。	對豬組織來源物質過敏之病患。	可能的不良反應與併發症包括但不限於下列反應：感染、慢性發炎、過敏反應、不明原因的發燒、發冷、過度紅腫、疼痛、腫脹等。	健保無相似之品項

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
亞比斯10CC可拉colla膠原蛋白敷料	16000	1.取自 SPF 豬，無狂牛症或其他病毒感染風險。2.100%膠原蛋白成份，具良好的生物相容性，能加速傷口癒合。3.操作簡單且準備時間短，不需二次手術取出。4.具生物可吸收性，依傷口狀況可被人體吸收，不需額外換藥，大量簡化傷口照護流程。5.覆蓋膠原蛋白敷料能維持傷口濕潤，降低傷口疼痛及止血。	適用於潰瘍、第1.2度燒燙傷、創傷及手術傷口。	對豬組織來源物質過敏之病患。	可能的不良反應與併發症包括但不限於下列反應：感染、慢性發炎、過敏反應、不明原因的發燒、發冷、過度紅腫、疼痛、腫脹等。	健保無相似之品項
亞比斯2*3cm可拉colla膠原蛋白敷料	12000	1.取自 SPF 豬，無狂牛症或其他病毒感染風險。2.100%膠原蛋白成份，具良好的生物相容性，能加速傷口癒合。3.操作簡單且準備時間短，不需二次手術取出。4.具生物可吸收性，依傷口狀況可被人體吸收，不需額外換藥，大量簡化傷口照護流程。5.覆蓋膠原蛋白敷料能維持傷口濕潤，降低傷口疼痛及止血。	適用於潰瘍、第1.2度燒燙傷、創傷及手術傷口。	對豬組織來源物質過敏之病患。	可能的不良反應與併發症包括但不限於下列反應：感染、慢性發炎、過敏反應、不明原因的發燒、發冷、過度紅腫、疼痛、腫脹等。	健保無相似之品項
亞比斯3*4cm可拉colla膠原蛋白敷料	15800	1.取自 SPF 豬，無狂牛症或其他病毒感染風險。2.100%膠原蛋白成份，具良好的生物相容性，能加速傷口癒合。3.操作簡單且準備時間短，不需二次手術取出。4.具生物可吸收性，依傷口狀況可被人體吸收，不需額外換藥，大量簡化傷口照護流程。5.覆蓋膠原蛋白敷料能維持傷口濕潤，降低傷口疼痛及止血。	適用於潰瘍、第1.2度燒燙傷、創傷及手術傷口。	對豬組織來源物質過敏之病患。	可能的不良反應與併發症包括但不限於下列反應：感染、慢性發炎、過敏反應、不明原因的發燒、發冷、過度紅腫、疼痛、腫脹等。	健保無相似之品項
亞比斯30CC可拉colla膠原蛋白敷料	24000	1.取自 SPF 豬，無狂牛症或其他病毒感染風險。2.100%膠原蛋白成份，具良好的生物相容性，能加速傷口癒合。3.操作簡單且準備時間短，不需二次手術取出。4.具生物可吸收性，依傷口狀況可被人體吸收，不需額外換藥，大量簡化傷口照護流程。5.覆蓋膠原蛋白敷料能維持傷口濕潤，降低傷口疼痛及止血。	適用於潰瘍、第1.2度燒燙傷、創傷及手術傷口。	對豬組織來源物質過敏之病患。	可能的不良反應與併發症包括但不限於下列反應：感染、慢性發炎、過敏反應、不明原因的發燒、發冷、過度紅腫、疼痛、腫脹等。	健保無相似之品項
亞比斯5*5cm可拉colla膠原蛋白敷料	22000	1.取自 SPF 豬，無狂牛症或其他病毒感染風險。2.100%膠原蛋白成份，具良好的生物相容性，能加速傷口癒合。3.操作簡單且準備時間短，不需二次手術取出。4.具生物可吸收性，依傷口狀況可被人體吸收，不需額外換藥，大量簡化傷口照護流程。5.覆蓋膠原蛋白敷料能維持傷口濕潤，降低傷口疼痛及止血。	適用於潰瘍、第1.2度燒燙傷、創傷及手術傷口。	對豬組織來源物質過敏之病患。	可能的不良反應與併發症包括但不限於下列反應：感染、慢性發炎、過敏反應、不明原因的發燒、發冷、過度紅腫、疼痛、腫脹等。	健保無相似之品項
''亞斯克雷皮恩''多波光雷射系統輸尿管腫瘤專用光纖	87500	本產品需搭配''亞斯克雷皮恩''多波光雷射系統（衛部醫器輸字第026979號）之雷射主機，本機型結合最高120W波長1940奈米之鈦雷射及最高30W波長1470奈米之二極體雷射，可應用於泌尿科輸尿管腫瘤之手術治療。	本品搭配亞斯克雷皮恩多波光雷射系統擁有兩種雷射波長。具備鈦雷射的優勢及類二極體雷射效能奈米波長雷射提供良好的止血效果，適合健康狀況較差的病人。	雷射治療時應配戴護目鏡，並且需經過良好訓練的醫師使用。	雷射治療所產生的副作用與雷射手術程序有關。可能的副作用有疼痛、出血、水腫、組織穿孔的風險。	體表不會有任何傷口。出血極少，手術過程中幾乎不需要輸血，凝血機能異常之病患亦可使用。住院天數較短，可提早恢復正常作息。

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
亞羅士Puros (DBM)骨泥 2. 5c. c	45000	材質為係去礦化處理之人體組織，摻入反向介質(poloxamer)配製成泥狀之型態。在室溫下為軟性質地，以方便塑型，當放入體內或手術部位質地改變為硬，提供完整骨架構，含良好的疏水性在體內不易移位，塑型力極佳	適用於不影響骨性結構或穩定性之骨缺損或空隙的骨填補物。本產品需和緩地塞入骨骼系統中的骨缺損處，做為植骨延伸物以及四肢、骨盆骨骼空隙之填充物	嚴重的血管或神經學上疾病、不受抑制糖尿病患者、嚴重退化骨骼疾病、懷孕、無法遵守術後指導病人，濫用藥物酗酒者、高血鈣症、腎臟損傷、活性波特病，不可使用	如同所有外科手術程序一樣，確實存在感染可能性。	為去礦化處理之人體組織，摻入反向介質配製成泥狀。室溫為軟性質地，方便塑型，放入體內或手術部位質地變為硬，提供完整骨架構
昌固EVA 23mm可擴張椎體強化系統(含骨水泥)#CG708-9011	135000	傳統骨水泥椎體成形術，是使用微創手法將骨水泥灌注進已經壓迫性骨折的椎體當中，藉此穩定椎體。但是該手術 方式無法將已經塌陷扁掉的椎體恢復原始的高度，又因為椎體塌陷後內部空間狹小，所以灌注骨水泥時 壓力較大，骨水泥有滲漏的風險。本產品“昌固”可擴張椎體強化系統可以藉由可變形的鈦合金金屬系統，將已經塌陷的椎體頂起回復高度，再由專用的骨水泥加壓器將骨水泥灌注進椎體內，將植入物及椎體一起固定提供椎體穩定度。	植入物在椎體內撐開一個紡錘球狀立體空間；擴張過程可以將椎體高度復位，並此空間可讓骨水泥順利灌注充填以增強椎體強度。	本產品禁止用於：1頸椎2感染、肥胖、懷孕、精神疾病...等..都將被禁止3不穩定之爆裂粉碎性骨折4椎弓根自椎體脫落離之脊椎損傷5無法由後路進入椎體之脊椎骨折。	以下併發症和不良反應顯示可能發生在類似的脊椎裝置上1手術部位疼痛2表面(軟組織)感染3軟組織血液凝塊(血腫)4麻醉後之併發症5深部感染6深層結構出血(包含脊椎)，其將需要手術干預來停止出血。 7手術期間靠近手術部位骨折8局部損傷或運動障礙(局部麻痺)9新發神經根病變(神經根損傷)。	目前椎體內擴張器無健保給付產品
法柏特多波光雷射光纖#Bare Fiber/Endoprobe	120000	本系統全國唯一一台機器透過光纖傳輸能產生1940奈米及1470奈米波長的雷射光，可應用在外科手術治療，依照不同的手術治療方式，可以切割、凝固。本系統的切割及凝固兩種治療模式：切割模式可以選擇採用1940奈米波長或1470奈米波長雷射光，凝固模式則採用1470奈米波長的雷射光。	可有效縮短手術時間、減少長時間麻醉風險、手術出血少並降低感染及復發率	1. 應仔細評估目標及附近組織，並使用式當的能量及脈衝時間。2. 當過度使用能量時，組織穿孔情況會發生。3. 請以組織全視方式瞄準與使用雷射。	疼痛、水腫、發炎、組織穿孔等	傳統電刀出血量較大，且單極電刀易出現水中毒、影響勃起功能及逆行性射精等副作用。多波光雷射切割效率與止血效果更佳，有效縮短時間、出血少並降低感染及復發率
信迪思(一個)兩片式手部關節鎖定骨板系統 2. 7/3. 5	60000	針對骨質酥鬆及複雜性骨折有更好的固定效果	針對骨質酥鬆及複雜性骨折有更好的固定效果	不可混用不相同材質	異物感	無
信迪思(二個)兩片式手部關節鎖定骨板系統 2. 7/3. 5	120000	針對骨質酥鬆及複雜性骨折有更好的固定效果	針對骨質酥鬆及複雜性骨折有更好的固定效果	不可混用不相同材質	異物感	無
信迪思Low Profile Pelvic System骨盤用骨板系統	62500	骨盤用骨板系統是用於骨盤和髖臼之重建手術，也可用於肱骨末端、鎖骨和肩胛骨。	骨盤用骨板系統是用於骨盤和髖臼之重建手術，也可用於肱骨末端、鎖骨和肩胛骨。	1. 勿重複使用植入物。2. 醫師必須提醒病人活動上的限制，否則會減緩骨骼癒合、植入物失敗、感染、血栓性靜脈炎。	1. 植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷。2. 無法適應材質產生過敏反應。3. 癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙。4. 植入物引起疼痛感。	自費鈦合金材質複合人體骨頭解剖形狀設計，針對骨鬆病患及粉碎性骨折，穩定效果較好。
信迪思多角度鎖定加壓足/後足骨板系統-2. 7mm跟骨骨板	67000	針對跟骨骨折固定性較佳、骨板與骨釘有互鎖功能，術後可較早活動。傷口癒合性佳。	骨折	不可與其他材質共用	異物感	健保骨板與骨釘無互鎖功能，固定效果較差。
信迪思多角度鎖定加壓股骨髁骨板	83000	針對骨質酥鬆及複雜性骨折有更好的固定效果	適用於治療創傷性和/或病理性骨骼病變。	不可混用不相同材質	異物感	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性。
信迪思鎖定加壓遠端腓骨骨板系統	62500	鈦合金材質，人體適應性良好	針對遠端腓骨骨折	不可以混用其他材質	異物感	穩定度更佳
信迪思鎖骨遠端預先造型骨板	50000	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	1. 骨質疏鬆。2. 複雜性骨折。3. 縮短手術時間。4. 材質較好。	1. 需由專業外科醫師使用。2. 遵照醫師術教規定。3. 不可與不同材質內植物混用。	1. 異物感。2. 術後癒合前疼痛感。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
柏朗組織黏膠 Histoacryl(藍色) #105005/2	2600	快速凝結於出血處、低複雜度、節省手術時間	胃出血止血,食道靜脈瘤止血	需與顯影劑混合	無	健保臨床上已有替代之縫線可供選擇。
柯惠#173016內視鏡手術用縫線持針器	8700	本產品為單次使用縫合裝置可應用於軟組織的間斷式或連續縫合之內視鏡手術。	產品為單次使用縫合裝置可應用於軟組織的間斷式或連續縫合之內視鏡手術且為健保署認定之尚未納入健保給付之過程面醫材品項。	本裝置經設計、測試及生產、僅供單一病患使用。重複使用本產品或對本產品進行再加工,可能會導致本產品失效並因此傷害病患。	檢查施術位置,確定已止血,視情況,進行其他縫合或使用電燒縫合;V-Loc重新填入組件不適用於筋膜縫合(腹壁、胸腔、四肢筋膜縫合)、胃腸穿刺、心血管穿刺、神經、眼科、、整形外科或顯微手術,否則可能有安全與效用上的疑慮。	目前尚無類似之健保已給付品項或其他類似之裝置可供臨床選擇使用。產品特殊設計,可有效增加內視鏡下操作縫合的效率及安全性。
柯惠#VLOCL可吸收傷口縫合裝置	1500	每1mm有兩個倒鉤,緊密散佈組織,提供最完整的固定,密合組織產生間斷縫合效果。	腹腔鏡手術中縫合使用,不須打結,節省時間,也提高安全性,減少失血量。	縫合完成後,須再多縫兩針,已增加更多倒鉤固定即可,此縫合裝置無須打結。	無	一般縫線於腹腔鏡手術中打結較費時間,傷口比較有滲血情況。
柯惠#內視鏡手術縫線匣	2000	本產品單次使用裝填裝置(SULU)應搭配ENDO STITCH持針器使用,在內視鏡手術中用於在軟組織進行單次或連續縫合。	本產品適用於內視鏡手術中,用於軟組織進行單次或連續縫合且為健保署認定之尚未納入健保給付之過程面醫材品項。	檢查施用部已止血。必要時,需增加縫線或電燒以完全止血。術中併用其他廠商裝置,請先確認裝置機械與電子相容性。本裝置已經滅菌,僅供單次手術使用。	本產品可能發生的不良影響包括傷口裂開;無法提供延展、拉伸或擴張的傷口適當的傷口支撐力;無法提供傷口癒合緩慢的患者充分的傷口支撐力;皮膚縫線留置7天以上出現局部不適;長期接觸鹽溶液時導致結石形成;輕微急性發炎反應。	目前尚無類似之健保已給付品項或其他類似之裝置可供臨床選擇使用。產品特殊設計,可有效增加內視鏡下操作縫合的效率及安全性。
柯惠” HET雙極痔瘡電燒鉗 #180-1022	22500	該產品治療針對的是齒狀線上方的區域,其低治療溫度可最大程度地減少附帶組織的損害。它的獨特設計可將能量精準地傳遞到目標組織,並提供實時溫度監測和經過校準的恆定組織壓縮。	此產品是一項專有技術,可在一個過程中對所有有症狀的一級和二級痔瘡進行溫和、簡單且有效的治療。	需搭配HET溫度監控器及電燒主機使用。不適用於切割與封閉血管,不應使用於輸軟管結紮手術。	術後可能併發症:肛裂、皮贅、肛門灼熱/搔癢、肛門膿傷…等。	無健保相同品項
柯惠” 12mm(2發/包)內視鏡雙層可吸收性血管夾及釘匣LAPRO-CLIP	4200	獨特生物可吸收材質製造:聚甘醇酸及聚甘醇碳酸,不導電、不傳熱,術中使用更安全。術後6個月人體吸收代謝,無異物殘留,避免結石及發炎反應產生。不會干擾X-ray、CT/MRI等檢查。雙層夾閉設計:柔軟內層將血管包住,保護血管並避免血管壁的受傷。堅硬外層扣在內層的軟墊上,並提供了比titanium更強的ligate強度。遠端閉合設計:使得在閉合的過程中血管不會被擠出血管夾外,施夾更精準安全。	在內視鏡手術下,作為可吸收結紮線使用。其可吸收血管夾釘匣不會被放射線穿透,而且不會影響術後X-ray、CT或MRI掃描的判讀。亦可用於其他一般結紮。	勿重複使用。除既定用途外,不得應用於其他用途。搭配之擊發器在使用前必須依仿單指示進行清潔及滅菌。需由專業外科醫師操作,並請詳讀操作方法及禁忌症。	目前無文獻特別報告之。	健保給付止血夾皆不可吸收,為鈦金屬材質。本品閉合血管範圍大,特殊設計使clip較不易從血管或組織上滑脫。無異物殘留、不會干擾X-ray或CT等檢查、不導電不燙。
柯惠3X6 Endo Bag 內視鏡專用檢體袋	1400	本產品是拋棄式的檢體容器,設計在內視鏡手術中取回檢體,產品以無菌方式包裝於分配管內,以利標準的內視鏡穿刺套管穿過	於內視鏡手術中,從腹腔中取出切除的組織或是碎片。	內視鏡檢體袋不得以指示外之方式使用,並不供內視鏡以外的手術使用	無	無健保品項療效比較
柯惠5X8 Endo Bag 內視鏡專用檢體袋	1800	本產品是拋棄式的檢體容器,設計在內視鏡手術中取回檢體,產品以無菌方式包裝於分配管內,以利標準的內視鏡穿刺套管穿過	於內視鏡手術中,從腹腔中取出切除的組織或是碎片	內視鏡檢體袋不得以指示外之方式使用,並不供內視鏡以外的手術使用	無	無健保品項療效比較

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
柯惠''8mm(2發/包)內視鏡雙層可吸收性血管夾及釘匣	4200	獨特生物可吸收材質製造:聚甘醇酸及聚甘醇碳酸,不導電、不傳熱,術中使用更安全。術後6個月人體吸收代謝,無異物殘留,避免結石及發炎反應產生。不會干擾X-ray、CT/MRI等檢查。雙層夾閉設計:柔軟內層將血管包住,保護血管並避免血管壁的受傷。堅硬外層扣在內層的軟墊上,並提供了比titanium更強的ligate強度。遠端閉合設計:使得在閉合的過程中血管不會被擠出血管夾外,施夾更精準安全。	在內視鏡手術下,作為可吸收結紮線使用。其可吸收血管夾釘匣不會被放射線穿透,而且不會影響術後X-ray、CT或MRI掃描的判讀。亦可用於其他一般結紮。	勿重複使用。除既定用途外,不得應用於其他用途。搭配之擊發器在使用前必須依仿單指示進行清潔及滅菌。需由專業外科醫師操作,並請詳讀操作方法及禁忌症。	目前無文獻特別報告之。	健保給付止血夾皆不可吸收,為鈦金屬材質。本品閉合血管範圍大,特殊設計使clip較不易從血管或組織上滑脫。無異物殘留、不會干擾X-ray或CT等檢查、不導電不燙。
柯惠LigaSure #LF1212彎型小鉗口手術閉合器/分割器	33000	結紮血管僅需縫線結紮50%-60%的操作時間,結紮後血管可承受三倍收縮壓,有效確保術後血管止血(亦經FDA核許血管結紮至7mm)?刀片設計於器械內,便利於手術切割及無刀片傳遞意外造成醫療人員傷害,亦加有防滑軟墊設計,可用於頭頸部腫瘤、乳房外科及大直腸外科等	利用自體組織完成結紮(組織內Elastin及Collgaen融合並重組來完全結紮),術後幾乎無外來異物留於病人體內,結紮處可承受3倍收縮壓安全性佳。目前健保無相同品項	依醫生指示使用,只有當LF1212和ForceTriad能量平台配合使用時,才可用於閉合血管。	無	目前健保無相同品項
柯惠''LigaSure #LF2019艾賽克Exact Dissector塗層分離器19.8mm	30000	具有較佳的止血能力及對組織熱傷害較小的低溫特性。奈米防沾黏塗層,可有效減少手術過程的沾粘。	可應用於7mm以下血管、組織束和淋巴管進行結紮和切斷的開放式外科手術。	不可應用於絕育手術中的輸卵管結紮術或輸卵管凝結術。	潛在的嚴重不良反應為扁桃腺切除後發生繼發性出血狀況。	健保品使用傳統高溫電燒刀
柯惠ProGrip腹腔鏡15*10cm自固吸收網狀編網	25500	腹腔鏡疝氣手術專用,材質為聚脂、親水性好、有促進細胞生長特性,透過水解在體內吸收分解。	腹腔鏡中修復鼠蹊部疝氣傷口,強化軟組織。	本品布會因應組織成長而伸展,不適用成長階段病患,懷孕婦女有效性與安全性未確立。術後照護請聽從醫師指示。	相關併發症:血清腫、血腫、發炎、慢性疼痛,過敏。	與健保品比較,不須釘子固定、自行吸收。
柯惠VersaStep階梯式安全擴張器(包括充氣導入針14G)	7900	1.Versastep為目前唯一使用徑向擴張技術的trocar,以擴張袖套來擴張分隔組織,而非以切割方式穿刺,減低對體組織的傷害,降低切口疼痛感。2.插入不同尺寸的擴張器,只要藉由徑向擴張袖套,在同一處可達到逐步擴張通道而不需製造新的傷口。3.術後遺留的筋膜缺陷較小且密合緊緻,可依情況選擇不縫合筋膜,縮短手術時間,並可降低incision hernia的發生。	單次使用系統可用來提供腹腔與胸腔的擴張入口,以進行診斷以及腹腔和胸腔手術。	1.本品不得使用於禁用腹腔鏡或胸腔鏡之病患。2.僅限單次使用,不可重複滅菌再次使用。3.術後照護請聽從醫師護理人員指示。	目前尚無明顯副作用報告。	Versastep降低套管穿刺併發症(如腹壁出血、臟器和血管損傷)。術後筋膜缺陷較小,可依情況選擇不縫合,病人術後疼痛感較低。
柯惠單一使用可吸收固定釘-30釘	24000	1.適用於腹腔鏡或開腹式手術2.待組織植入人工網膜強化後,約一年左右可完全被吸收,無異物留存體內。3.整體拋棄式個人專屬設計,釘體深色及釘形於術中辨識度高,增加手術精確度。4.植入大面積人工網膜時,能縮短手術時間,減緩病人術後疼痛感。	本裝置可用於低侵襲性(微創)及開放手術(疝氣修復術),以將人造材料固定於軟組織上。健保局已核准自費。	1.不適用禁用人造材料固定的情況2.無法目側方式檢查是否止血的組織勿用3.勿用於大血管構造有直接解剖關係的組織。4.勿用缺血或壞死的組織。	與本產品相關的不良反應和潛在的併發症可能包括但不限於血清腫,出血/血腫,復發,慢性疼痛,感染,過敏反應,發炎反應,內臟黏連,神經卡壓和小腸穿孔。	健保給付品項無此類商品。
柯惠舒法定帕瑞挺寶格麗編網12*8cm	12000	本品包括可自體吸收的Polylactic Acid形成似魔鬼氈效果的固定系統,取代縫線的角色,提供全面均勻的固定效應。可減少縫線操作,縮短手術時間,降低病人因縫線固定的不舒適感與慢性疼痛。植入15個月後本網膜自體吸收重量減少一半,異物感更低。	透過前開無張力技術進行鼠蹊部疝氣修補手術。	本產品之禁忌症如下(但不侷限於此):1.病人正處於成長階段,發育之際,網狀貼布可能無法充分伸縮。2.在受感染或受汙染之處進行手術。3.腹腔鏡疝氣修補。	可能出現因網狀貼布進行腹部壁層重件所引起之相關併發症包括(但不侷限於此):血清腫、血腫、復發、慢性疼痛、感染、內臟沾黏,對產品成分產生過敏反應。	魔鬼氈設計的網膜較健保品項1.縮短手術時間。2.減少住院天數。3.免縫線疼痛感減少、恢復快。4.部分可吸收材質,降低異物感。

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
柯惠舒法定帕瑞得15*10cm(右側)人工編網#TECT1510ADP2R	16000	人工編網多股纖維聚酯人工編網質地與透明度，相當適用於腔壁缺陷的修補，特別是腹腔鏡手術。	PARIETEX人工編網、懸帶或預先裁剪植入，都是用於泌尿生殖系統和直腸脫出的修補，不建議使用於其他症狀。	1病患處於成長階段；人工編網的有限延展性可能無法滿足孩童的成長速度。2勿在受感染或污染的處所進行手術。	可能併發症血清腫、血腫，復發，慢性疼痛，感染，內臟沾黏，過敏反應。	健保無類似品項。
柯惠舒法定帕瑞得15*10cm(左側)人工編網#TECT1510ADP2L	16000	多股纖維聚酯人工編網質地與透明度，相當適用於腔壁缺陷的修補，特別是腹腔鏡手術。	PARIETEX人工編網、懸帶或預先裁剪植入，都是用於泌尿生殖系統和直腸脫出的修補，不建議使用於其他症狀。	1病患處於成長階段；人工編網的有限延展性可能無法滿足孩童的成長速度。2勿在受感染或污染的處所進行手術。	可能併發症血清腫、血腫，復發，慢性疼痛，感染，內臟沾黏，過敏反應。	健保無類似品項。
柯惠舒法定帕瑞得15*10cm複合式人工編網#PC01510F	32000	1.3D聚酯人工網，具高親水性，植入後黏貼組織性佳，組織長的好。2.可吸收膠原蛋白，植入後12天開始吸收，20天後完全吸收，有效防止組織沾粘。3.附有固定線(可自行增加)，方便mesh懸吊定位。4.可防止腹內組織沾黏，有效降低腹部疝氣併發症、復發率	治療腹部疝氣，可防止腹內組織沾黏。使用OPEN開刀、腹腔鏡2種術式皆可。健保局審核中。審核期間，暫以自費項目收費。	所有關於壁層強化使用的一般禁忌症皆適用於本產品，這些包括(但不侷限於):本產品的有限延展性可能無法滿足孩童成長速度。在受感染的或受污染的處所進行手術。	使用本品之後，可能出現因使用本產品腹壁層重建所引起的相關併發症，包括(但不侷限於):血清腫、血腫。復發。感染。內臟沾黏。對產品成分產生過敏反應。	1.有效減低腹部疝氣病人的復發率 2.可防止組織沾黏並自體吸收；能部份自體吸收，依人體工學彈性編織，有效減少病人疼痛感3.可微創腹腔鏡術式治療。
柯惠舒法定帕瑞得20*15cm複合式人工編網#PC02015F	38000	1.3D聚酯人工網，具高親水性，植入後黏貼組織性佳，組織長的好。2.可吸收膠原蛋白，植入後12天開始吸收，20天後完全吸收，有效防止組織沾粘。3.附有固定線(可自行增加)，方便mesh懸吊定位。4.可防止腹內組織沾黏，有效降低腹部疝氣併發症、復發率	治療腹部疝氣，可防止腹內組織沾黏。使用OPEN開刀、腹腔鏡2種術式皆可。健保局審核中。審核期間，暫以自費項目收費。	所有關於壁層強化使用的一般禁忌症皆適用於本產品，這些包括(但不侷限於):本產品的有限延展性可能無法滿足孩童成長速度。在受感染的或受污染的處所進行手術。	使用本品之後，可能出現因使用本產品腹壁層重建所引起的相關併發症，包括(但不侷限於):血清腫、血腫。復發。感染。內臟沾黏。對產品成分產生過敏反應。	1.有效減低腹部疝氣病人的復發率 2.可防止組織沾黏並自體吸收；能部份自體吸收，依人體工學彈性編織，有效減少病人疼痛感3.可微創腹腔鏡術式治療。
柯惠舒法定帕瑞得25*20cm複合式人工編網#PC02520F	48200	1.3D聚酯人工網，具高親水性，植入後黏貼組織性佳，組織長的好。2.可吸收膠原蛋白，植入後12天開始吸收，20天後完全吸收，有效防止組織沾粘。3.附有固定線(可自行增加)，方便mesh懸吊定位。4.可防止腹內組織沾黏，有效降低腹部疝氣併發症、復發率	治療腹部疝氣，可防止腹內組織沾黏。使用OPEN開刀、腹腔鏡2種術式皆可。健保局審核中。審核期間，暫以自費項目收費。	所有關於壁層強化使用的一般禁忌症皆適用於本產品，這些包括(但不侷限於):本產品的有限延展性可能無法滿足孩童成長速度。在受感染的或受污染的處所進行手術。	使用本品之後，可能出現因使用本產品腹壁層重建所引起的相關併發症，包括(但不侷限於):血清腫、血腫。復發。感染。內臟沾黏。對產品成分產生過敏反應。	1.有效減低腹部疝氣病人的復發率 2.可防止組織沾黏並自體吸收；能部份自體吸收，依人體工學彈性編織，有效減少病人疼痛感3.可微創腹腔鏡術式治療。
派瑞德賀福司固定系統:動態連接器	40000	可於因脊椎固定後而發生臨近節段之病患，無需更換原有骨釘，且可提供脊椎穩定，並有限度保留椎體活動度及減少鄰近節段的退變。	適用於脊椎具有退化性椎間盤疾病，半剛性固定及融合手術。	1.超過15度的退化性脊椎側彎2.發育不良行脊椎滑脫3.骨折 4.腫瘤 5.感染6.嚴重不穩定	對植入物材質的過敏反應、疼痛或異物感。	目前無類似健保給付項目
派瑞德賀福司固定系統:連接桿(長桿)	16000	可於因脊椎固定後而發生臨近節段之病患，無需更換原有骨釘，且可提供脊椎穩定，並有限度保留椎體活動度及減少鄰近節段的退變。	適用於脊椎具有退化性椎間盤疾病，半剛性固定及融合手術。	1.超過15度的退化性脊椎側彎2.發育不良行脊椎滑脫3.骨折 4.腫瘤 5.感染6.嚴重不穩定	對植入物材質的過敏反應、疼痛或異物感。	目前無類似健保給付項目
派瑞德賀福司固定系統:連接桿(短桿)	12000	可於因脊椎固定後而發生臨近節段之病患，無需更換原有骨釘，且可提供脊椎穩定，並有限度保留椎體活動度及減少鄰近節段的退變。	適用於脊椎具有退化性椎間盤疾病，半剛性固定及融合手術。	1.超過15度的退化性脊椎側彎2.發育不良行脊椎滑脫3.骨折 4.腫瘤 5.感染6.嚴重不穩定	對植入物材質的過敏反應、疼痛或異物感。	目前無類似健保給付項目
美敦力” SCREW MAS 4.0x20mm:7.5*65mm索樂拉脊椎固定系統	21000	本系統作為胸椎，腰椎或薦椎融合的輔助，協助提供脊椎節段的固定和穩定。	退化性椎間盤，脊椎滑脫症，外傷，脊椎狹窄症，脊椎彎曲、腫瘤、假關節、以及/或前次骨融合失敗。	由於椎弓根骨釘固定手術為極具技術性的手術程序，有使患者受到嚴重傷害的風險，本器材需有經驗豐富的脊椎外科醫師進行植入手術。	可能因為應力遮蔽所引起的骨質流失或骨質密度降低，植骨取出部位併發症，包括疼痛、骨折、或傷口癒合問題…因內容太多無法逐一列出。(請參考衛署許可證之中文仿單)	健保無此品項

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
美敦力PEAK低溫電漿手術刀 #PS210-030S(plasma blade 3.0S)	16500	微創電漿刀具低溫低熱傷害，減少病患術後疼痛，加速組織癒合速度。含吸引裝置，術中無煙，能有效保護醫護人員。	微創電漿刀使用於耳鼻喉、婦科、骨科、關節內視鏡、脊椎和神經手術等術式中，因其低溫低熱傷害，進行軟組織切除及凝血，能減少病患術後疼痛、加速組織癒合速度。	使用期間，請確保裝置上正在作用的刀頭接觸到病患。	無	因微創電漿刀具低溫低熱傷害，相較於傳統電燒刀，能使病患術後疼痛感大幅降低並加速組織癒合速度。
美敦力SCREW Cannulated 5.5x35mm:7.5x45mm索樂拉脊椎固定系統	21000	本系統作為胸椎，腰椎或薦椎融合的輔助，協助提供脊椎節段的固定和穩定。	退化性椎間盤，脊椎滑脫症，外傷，脊椎狹窄症，脊椎彎曲、腫瘤、假關節、以及/或前次骨融合失敗。	由於椎弓根骨釘固定手術為極具技術性的手術程序，有使患者受到嚴重傷害的風險，本器材需有經驗豐富的脊椎外科醫師進行植入手術。	可能因為應力遮蔽所引起的骨質流失或骨質密度降低，植骨取出部位併發症，包括疼痛、骨折、或傷口癒合問題…因內容太多無法逐一列出。(請參考衛署許可證之中文仿單)	健保無此品項
美敦力正中置物骨板固定系統-骨板	30000	本產品使用是提供一種工具，可以在完成椎板成形術之後，避免植骨材料被擠壓出。本產品包含不同形狀和規格的鈦合金骨板和骨釘。	本產品是用在下頸椎及上胸椎(C3到T3)的椎板成形術；用來支撐施行椎板成形術所用的植骨，以避免植骨材料(Graft material)被擠壓出或侵犯到脊椎神經。	禁忌症:手術部位局部性感染、發燒或白血球增多症、病態的肥胖、懷孕、精神疾病、急性關節疾病、骨質吸收、骨質缺失和/或骨質疏鬆。	任何或全部組件提早或延遲鬆脫、植入物移動、分離、彎曲、鬆脫、滑動、及/或斷裂；對植入物產生異物反應、包括可能腫瘤生成、自體免疫症、金屬源發炎症、及/或結疤。	健保無此品項
美敦力正中置物骨板固定系統-骨釘	4000	本產品使用是提供一種工具，可以在完成椎板成形術之後，避免植骨材料被擠壓出。本產品包含不同形狀和規格的鈦合金骨板和骨釘。	本產品是用在下頸椎及上胸椎(C3到T3)的椎板成形術；用來支撐施行椎板成形術所用的植骨，以避免植骨材料(Graft material)被擠壓出或侵犯到脊椎神經。	禁忌症:手術部位局部性感染、發燒或白血球增多症、病態的肥胖、懷孕、精神疾病、急性關節疾病、骨質吸收、骨質缺失和/或骨質疏鬆。	任何或全部組件提早或延遲鬆脫、植入物移動、分離、彎曲、鬆脫、滑動、及/或斷裂；對植入物產生異物反應、包括可能腫瘤生成、自體免疫症、金屬源發炎症、及/或結疤。	健保無此品項
''美敦力''克萊迪脊椎系統 8:16x40:60	125000	本產品包括多種寬度與高度的PEEK融合器，它可置入於兩個腰椎或薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正。此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體移植骨質體相互包覆。	本產品搭配自體移植骨體一起使用以促使骨頭融合，可搭配核准使用於腰椎之補強性固定系統。本產品適用於L2至S1患有1節或2節相鄰節段退化性椎間盤疾病的病患。	已植入之產品在任何情況下皆不可重覆使用、再加工、或重新滅菌。病患若曾於治療部位施行脊椎手術，可能產生不同的臨床結果。	所有未使用輔助裝置的脊椎融合手術相關的潛在不良事件均有可能發生。可能發生的不良事件包括：對於植入物的異常反應，包括可能的腫瘤形成、自體免疫疾病和/或疤痕形成、失去神經功能，出現神經根病變、硬膜撕裂和/或產生疼痛等。	無健保品項可以比較
美敦力思迪經皮脊椎固定系統-長節固定桿	14300	椎本產品是適用後方非頸部固定在以下的適應症：椎間盤退化症(由病患病史和放射性照片判定其下背痛是因椎間盤引起)、脊椎滑脫症、外傷(如骨折或脫臼)、脊椎狹窄症、脊椎彎曲(如脊椎側彎、後彎、或前彎)、腫瘤、假性關節炎、以及/或前次骨融合手術失敗。	經皮微創內固定脊椎固定骨釘產品其必須配合使用特殊肌肉組織撐開?置而非將肌肉組織切開方式植入內固定骨釘固定椎體。	1對植入物、殘劑、腐蝕性產品(發生在破口或磨損處、或一般性的生鏽)產生異物(過敏)反應，包括金屬源發炎症、異物附著症、腫瘤生成、或自體免疫症。	椎間盤髓核突出、手術部位處或其上下的椎間盤破壞。結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	經皮微創脊椎內固定手術採肌肉組織撐開方式,不僅手術傷口小且不需大量面積切開肌肉組織,病患術後復原快。

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
美敦力思迪經皮脊椎固定系統-短節固定	11440	本產品是適用後方非頸部固定在以下的適應症：椎間盤退化症(由病患病史和放射性照片判定其下背痛是因椎間盤引起)、脊椎滑脫症、外傷(如骨折或脫臼)、脊椎狹窄症、脊椎彎曲(如脊椎側彎、後彎、或前彎)、腫瘤、假性關節炎、以及/或前次骨融合手術失敗。	經皮微創內固定脊椎固定骨釘產品其必須配合使用特殊肌肉組織撐開?置而非將肌肉組織切開方式植入內固定骨釘固定椎體。	1對植入物、殘劑、腐蝕性產品(發生在破口或磨損處、或一般性的生鏽)產生異物(過敏)反應，包括金屬源發炎症、異物附著症、腫瘤生成、或自體免疫症。	椎間盤髓核突出、手術部位處或其上下的椎間盤破壞。結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	經皮微創脊椎內固定手術採肌肉組織撐開方式，不僅手術傷口小且不需大量面積切開肌肉組織，病患術後復原快。
''美敦力''科能鈦塗層椎間融合系統	65000	本裝置用途頸椎疾病矯正手術後用於穩定及正常癒合過程中促進骨融合。包含各式寬度、高度及形狀的椎間融合器，由純鈦塗層的聚醚醚酮(PEEK)所製成，可在椎體間融合術時置入在兩個頸椎椎體間，提供支撐及矯正。植入物的中空構造可填入如自體移植骨及骨替代物等材料。本裝置一般適用於：退化性椎間盤疾病及不穩定、假性關節或關節固定術失敗。	本裝置用途為頸椎矯正手術後用於穩定及在正常癒合過程中促住骨融合。	本裝置系統不可作為支撐脊椎的唯一方法。本品如未搭配自體移植骨或沒癒合情況，手術無法成功。在此情況下，裝置最後可能會彎曲、鬆動、解體或破損	在未使用相關器械時，可能因移動或不穩定性而提高。潛在風險包括：裝置鬆動或移動、植入物移位、對植入物產生異物反應，包括可能形成腫瘤、自體免疫疾病和形成疤痕、感染、血管出血及血腫等。	CORNERSTONE PTC表面塗鈦層，增加孔洞以及提供粗糙面，使得骨頭更容易附著以及幫助融合。
美敦力索樂拉脊椎固定系統-短節固定桿4.75x30mm：90mm	20000	本系統作為胸椎，腰椎或薦椎融合的輔助，協助提供脊椎節段的固定和穩定。	本系統作為胸椎，腰椎或薦椎融合的輔助，協助提供脊椎節段的固定和穩定。	由於椎弓根骨釘固定手術為極具技術性的手術程序，有使患者受到嚴重傷害的風險，本器材需有經驗豐富的脊椎外科醫師進行植入手術。	可能因為應力遮蔽所引起的骨質流失或骨質密度降低，植骨取出部位併發症，包括疼痛、骨折、或傷口癒合問題…因內容太多無法逐一列出。(請參考衛署許可證之中文仿單)	健保無此品項
美敦力凱豐球囊錐體成形術套組(骨水泥)	73000	KYPHON Xpander擴張裝置附有完整壓力傳導器、微電腦、背光顯示器、彈性高壓延伸管、以及三向壓活塞。壓力可承受-7至441磅(PSI)	KYPHON Xpander擴張骨球囊適用於作傳統式骨球囊，以降低骨折發生，或在脊椎(包括在球囊椎體成形術中搭配KYPHON HV-R骨水泥使用。)	本裝置為單次使用，請勿重覆使用，操作裝置前，詳細閱覽使用說明，這點相當重要。請在包裝標示的使用期限前使用此裝置。	血腫、意外形成穿刺傷口，包括血管穿刺與硬膜破損，神經傷害，包括導致神經根病變，輕癱或癱瘓脊髓或神經根穿刺。	目前無類似健保給付品項
美敦力愛樂菲特脊椎系統 ELEVATE Spinal System	180000	ELEVATE脊椎系統為聚醚醚酮(PEEK)、鈹及鈦合金材質的可撐開椎間裝置，有多種長度及初始高度，可置入兩個腰椎或腰薦椎體之間，在腰椎體間融合術的過程中提供支撐及矯正功能。ELEVATE脊椎系統可延展調整脊柱前凸角度及高度以符合病人解剖結構。此植入物結構為中空設計，因此可放入自體移植骨。	經病史及放射線檢查確認為椎間盤原因性背痛及椎間盤退化者。適用於L2至S1間一或二個連續節段的退化性椎間盤疾病DDD病患。	肥胖、營養不良及/或酒精/藥物濫用的病患、及肌肉骨骼品質不良及/或神經麻痺者，同樣為不理想的脊椎融合術接受者。	本裝置不論是否與相關器械一起使用，皆有可能發生不良事件：植入物移位、血管出血及/或血腫、椎間盤炎、蛛網膜炎及/或其他類型之發炎、脊椎活動度或功能下降或增加、手術處之脊椎部分停止生長等請詳閱衛署許可證上相關事宜。	無健保品項可比較
美敦力雷格斯脊椎矯正系統-骨釘組	16380	適用後方非頸部固定在以下的適應症：椎間盤退化症(由病患病史和放射性照片判定其下背痛是因椎間盤引起)、脊椎滑脫症、外傷(如骨折或脫臼)、脊椎狹窄症、脊椎彎曲(如脊椎側彎、後彎、或前彎)、腫瘤、假性關節炎、以及/或前次骨融合手術失敗。	經皮微創內固定脊椎固定骨釘產品其必須配合使用特殊肌肉組織撐開?置而非將肌肉組織切開方式植入內固定骨釘固定椎體。	1對植入物、殘劑、腐蝕性產品(發生在破口或磨損處、或一般性的生鏽)產生異物(過敏)反應，包括金屬源發炎症、異物附著症、腫瘤生成、或自體免疫症。	椎間盤髓核突出、手術部位處或其上下的椎間盤破壞。結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	經皮微創脊椎內固定手術採肌肉組織撐開方式，不僅手術傷口小且不需大量面積切開肌肉組織，病患術後復原快。

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
''美敦力''蓋普斯鈦塗層脊椎固定系統-融合器(側開型，鈦塗層PEEK)	100000	本產品具有多種寬度與高度，由純鈦(CP Ti)塗層的PEEK融合器所構成，它可置入二個腰椎或薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正。此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合。亦適用於退化性脊椎側彎的病患，可補強椎弓根骨釘的固定以輔助矯正變形的脊椎。	用於矯正變形時，若植入物尺寸過小可能限制椎間盤終板的癒合，進而導致植入物移位和/或脫出。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件。在未提供互補性的支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險。包括：植入物位移、器材斷裂、對植入物產生異物反應，包括可能形成腫瘤、自體免疫疾病和形成疤痕、對周邊的組織或器官造成壓迫、神經功能喪失、神經向血管受損、血管出血及自腫等。	CAPSTONE PTC表面塗鈦層，增加孔隙以及提供粗糙面，使得骨頭更容易附著以及幫助融合。
飛洛散 斯龐嘉止血棉-MS0008 (1g)Powder	15000	止血產品	一般外科手術止血用	盡量避免用於皮膚邊緣的癒合及血管腔內	無	自費品能多用途使用於手術中，於4-6星期完全吸收；健保品屬於異質物，會停留於體內。
飛洛散Surgiflo止血劑(8ml)#MS0010	19500	本產品具止血功能,在凝血機制正常下,流體明膠基質為血小板的黏附和凝集,能達止血效果	傷口較大,不容易止血或較深傷口時	不能直接對血管加壓,以免產生栓塞	感染,發熱	凝膠能均勻塗抹傷口周圍,止血效果較縫線、紗布佳
恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組(DF/PF)	71000	(1)針對人工髌/膝關節周邊骨折設計(2)多軌式互鎖螺釘增加骨板穩定度(3)非接觸式骨板設計促進骨癒合(4)採用Ti6Al4V鈦合金素材	1. 針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等併發症，.可搭配微創手術，減少術中血流量及對軟組織的傷害	本產品需按醫師指示使用。	錐體移位和鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、神經受損、金屬材質椎體腐壞、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、骨折、對金屬成分過敏、缺血性壞死。	(1)固定力強，患者可及早下床活動，搭配微創手術，住院時間較短(2)可提早進行復健，術後關節活動較佳(3)採近關節面解剖設計，關節處較薄，較不易有異物感
恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組(Shaft)	66000	(1)針對人工髌/膝關節周邊骨折設計(2)多軌式互鎖螺釘增加骨板穩定度(3)非接觸式骨板設計促進骨癒合(4)採用Ti6Al4V鈦合金素材	1. 針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等併發症，.可搭配微創手術，減少術中血流量及對軟組織的傷害	本產品需按醫師指示使用。	錐體移位和鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、神經受損、金屬材質椎體腐壞、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、骨折、對金屬成分過敏、缺血性壞死。	(1)固定力強，患者可及早下床活動，搭配微創手術，住院時間較短(2)可提早進行復健，術後關節活動較佳(3)採近關節面解剖設計，關節處較薄，較不易有異物感
恩希比多軸性螺釘固定骨板組	71000	(1)多軌式互鎖螺釘可達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力(2)採用Ti6Al4V鈦合金素材(3)採取生理解剖性設計，患者植入時間較不易感到異物感(4)MontionLoc具有彈性,可提高癒合效果。	1. 針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等併發症，可搭配微創手術，減少術中血流量以及對軟組織的傷害	本產品需按醫師指示使用。	錐體移位和鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、神經受損、金屬材質椎體腐壞、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、骨折、對金屬成分過敏、缺血性壞死。	(1)固定力強，患者可及早下床活動，搭配微創手術，住院時間較短(2)可提早進行復健，術後關節活動較佳(3)採近關節面解剖設計，關節處較薄，較不易有異物感
恩希比多軸性螺釘固定骨板組-Tibial	71000	多軸式(可改變方向)螺釘設計，提供關節周邊及複雜性關節骨折最佳的固定。非接觸式設計搭配專利微創器械，有效降低骨外膜破壞，有效減少恢復時間。適合粉碎性/骨質疏鬆/人工關節周邊骨折使用。	用於治療近端脛骨之複雜性骨折。Non-Contact-Bridging孔洞讓醫師能以多軸性的方式安裝螺釘。骨板不需與骨骼表面接觸，可降低骨骼周圍血液供應不良的風險。	依醫囑服藥及追蹤。	和所有外科手術一樣，都可能發生某些併發症。	對關節周邊及複雜性關節骨折有更佳的固定。降低骨外膜破壞，恢復時間縮短。固定力強，患者可早下床活動。近關節面解剖設計，較不易有異物感。

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保署字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
恩希比窄直骨幹板組	66000	多軸式(可改變方向)螺釘設計，提供骨折更佳的固定。非接觸式設計搭配專利微創器械，有效降低骨外膜破壞，有效減少恢復時間。	用於治療肱骨和脛骨的骨幹骨折，Non-Contact-Bridging孔洞讓醫師能以多軸性的方式安裝螺釘。骨板不需與骨骼表面接觸，可降低骨骼周圍血液供應不良的風險。	依醫囑服藥及追蹤。	和所有外科手術一樣，都可能發生某些併發症。	多軸式螺釘設計，提供骨折更佳的固定。非接觸式設計，有效降低骨外膜破壞，有效減少恢復時間。因固定力強，患者可及早下床活動，縮短住院時間。
秘杉思#MXB-20LC超音波手術系統-骨刀震盪頭	32500	脊椎手術，要進行減壓手術，在過程中要有效的清除及減壓，要顧及推動脈、及硬腦膜破裂問題，因為骨刀是單面操作，操作過程中視野清晰，對於骨刺有效切割及有效朔型，過程是精細而快速，有效降低失血率及進行研磨及清除硬化的韌帶，直到硬腦膜上，不會造成硬腦膜破裂。	骨刀切割使用時，因同時沖水進而有效對於手術部份溫度COOLING，如有流血的狀況，輕易進行止血，可有效縮短手術時間及減少手術中流血，骨頭流失比較少，有效保留骨頭。	1. 如果沖洗流量不足，尖端和沖洗溫度可能會造成組織壞死。2. 沒有操作骨刀時，切除頭斷裂將導致鋒利的邊緣，可能會傷害軟組織。	無	1. 骨鋸切割間隙比較大，骨頭流失比較多，骨頭變型不易生長，術後復原因難，會有塌陷困擾。2. 骨鋸研磨或切割因而產生高溫容易造成骨頭壞死。
秘杉思#MXB-B1超音波手術系統-骨刀震盪頭	32500	脊椎手術，要進行減壓手術，在過程中要有效的清除及減壓，要顧及推動脈、及硬腦膜破裂問題，因為骨刀是單面操作，操作過程中視野清晰，對於骨刺有效切割及有效朔型，過程是精細而快速，有效降低失血率及進行研磨及清除硬化的韌帶，直到硬腦膜上，不會造成硬腦膜破裂。	骨刀切割使用時，因同時沖水進而有效對於手術部份溫度COOLING，如有流血的狀況，輕易進行止血，可有效縮短手術時間及減少手術中流血，骨頭流失比較少，有效保留骨頭。	1. 如果沖洗流量不足，尖端和沖洗溫度可能會造成組織壞死。2. 沒有操作骨刀時，切除頭斷裂將導致鋒利的邊緣，可能會傷害軟組織。	無	1. 骨鋸切割間隙比較大，骨頭流失比較多，骨頭變型不易生長，術後復原因難，會有塌陷困擾。2. 骨鋸研磨或切割因而產生高溫容易造成骨頭壞死。
秘杉思#MXB-S1超音波手術系統-骨刀震盪頭	32500	脊椎手術，要進行減壓手術，在過程中要有效的清除及減壓，要顧及推動脈、及硬腦膜破裂問題，因為骨刀是單面操作，操作過程中視野清晰，對於骨刺有效切割及有效朔型，過程是精細而快速，有效降低失血率及進行研磨及清除硬化的韌帶，直到硬腦膜上，不會造成硬腦膜破裂。	骨刀切割使用時，因同時沖水進而有效對於手術部份溫度COOLING，如有流血的狀況，輕易進行止血，可有效縮短手術時間及減少手術中流血，骨頭流失比較少，有效保留骨頭。	1. 如果沖洗流量不足，尖端和沖洗溫度可能會造成組織壞死。2. 沒有操作骨刀時，切除頭斷裂將導致鋒利的邊緣，可能會傷害軟組織。	無	1. 骨鋸切割間隙比較大，骨頭流失比較多，骨頭變型不易生長，術後復原因難，會有塌陷困擾。2. 骨鋸研磨或切割因而產生高溫容易造成骨頭壞死。
秘杉思#MXB-S3超音波手術系統-骨刀震盪頭	32500	脊椎手術，要進行減壓手術，在過程中要有效的清除及減壓，要顧及推動脈、及硬腦膜破裂問題，因為骨刀是單面操作，操作過程中視野清晰，對於骨刺有效切割及有效朔型，過程是精細而快速，有效降低失血率及進行研磨及清除硬化的韌帶，直到硬腦膜上，不會造成硬腦膜破裂。	骨刀切割使用時，因同時沖水進而有效對於手術部份溫度COOLING，如有流血的狀況，輕易進行止血，可有效縮短手術時間及減少手術中流血，骨頭流失比較少，有效保留骨頭。	1. 如果沖洗流量不足，尖端和沖洗溫度可能會造成組織壞死。2. 沒有操作骨刀時，切除頭斷裂將導致鋒利的邊緣，可能會傷害軟組織。	無	1. 骨鋸切割間隙比較大，骨頭流失比較多，骨頭變型不易生長，術後復原因難，會有塌陷困擾。2. 骨鋸研磨或切割因而產生高溫容易造成骨頭壞死。
秘杉思#MXB-T超音波手術系統-沖洗管路	6500	脊椎手術，要進行減壓手術，在過程中要有效的清除及減壓，要顧及推動脈、及硬腦膜破裂問題，因為骨刀是單面操作，操作過程中視野清晰，對於骨刺有效切割及有效朔型，過程是精細而快速，有效降低失血率及進行研磨及清除硬化的韌帶，直到硬腦膜上，不會造成硬腦膜破裂。	骨刀切割使用時，因同時沖水進而有效對於手術部份溫度COOLING，如有流血的狀況，輕易進行止血，可有效縮短手術時間及減少手術中流血，骨頭流失比較少，有效保留骨頭。	1. 如果沖洗流量不足，尖端和沖洗溫度可能會造成組織壞死。2. 沒有操作骨刀時，切除頭斷裂將導致鋒利的邊緣，可能會傷害軟組織。	無	1. 骨鋸切割間隙比較大，骨頭流失比較多，骨頭變型不易生長，術後復原因難，會有塌陷困擾。2. 骨鋸研磨或切割因而產生高溫容易造成骨頭壞死。

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
馬斯特(大)生物消溶阻黏膜 0.02*130*200mm	18000	新一代PLA可吸收防沾黏膜,通過美國FDA及歐盟CE認證,最接近物理性隔離效果之防沾黏膜,臨床應用效果最佳,本品無任何副作用,安全有效。手術中不會有遇水膠化難以操作之缺點,可使用於腹腔鏡微創手術,病人傷口小,復原較快速。本品可任意裁剪、包覆、移動、縫合、塑形,不浪費材料。	產品可分解吸收,且形成物理性隔離防止組織沾黏	1.本醫療器材只限由醫師操作使用 2.不要曝露於攝氏49度以上	1.可能使神經血管受到損傷。 2.劇烈活動、創傷或載荷過重導致本品彎曲、破裂、鬆脫、摩擦或固定位置移動。 3.植入異物可能引起炎症或過敏反應。	1.本產品可分解吸收。 2.本產品除可形成物理性隔離層外,更具防止組織沾粘之功能。 3.本產品使用部位及科別較廣。
馬斯特(小)生物消溶阻黏膜 0.02*100*130mm	15000	新一代PLA可吸收防沾黏膜,通過美國FDA及歐盟CE認證,最接近物理性隔離效果之防沾黏膜,臨床應用效果最佳,本品無任何副作用,安全有效。手術中不會有遇水膠化難以操作之缺點,可使用於腹腔鏡微創手術,病人傷口小,復原較快速。本品可任意裁剪、包覆、移動、縫合、塑形,不浪費材料。	產品可分解吸收,且形成物理性隔離防止組織沾黏	1.本醫療器材只限由醫師操作使用 2.不要曝露於攝氏49度以上	1.可能使神經血管受到損傷。 2.劇烈活動、創傷或載荷過重導致本品彎曲、破裂、鬆脫、摩擦或固定位置移動。 3.植入異物可能引起炎症或過敏反應。	1.本產品可分解吸收。 2.本產品除可形成物理性隔離層外,更具防止組織沾粘之功能。 3.本產品使用部位及科別較廣。
馬斯特(特小-薄)0.02*50*70mm生物消溶阻黏膜	11000	1為聚乳酸材質,防沾黏效果比吸收快速的玻尿酸長2可分離血管及神經之間壓迫,吸收防沾黏膜可置於其間作為隔離保護血管和神經3可修補肌腱與神經,提供肌腱暫時性支撐,隔離保護血管和神經4用於脊椎融合或椎板減壓術等,預防硬脊膜與相連組織沾黏造成神經牽連疼痛	有效達到手術防沾黏目的	有感染風險請勿使用	1.可能使神經血管受到損傷。 2.劇烈活動、創傷或載荷過重導致本品彎曲、破裂、鬆脫、摩擦或固定位置移動。 3.植入異物可能引起炎症或過敏反應。	1.本產品可分解吸收。 2.本產品除可形成物理性隔離層外,更具防止組織沾粘之功能。 3.本產品使用部位及科別較廣。
捷邁博適耐PS維生素E襯墊(SURFACE)人工膝關節	129000	Vivacit-E聚乙炔含維生素E具有出色的氧化穩定性可有效預防氧化並保持耐磨性和植入物整個生命週期的強度。	用於治療因為風濕性關節癌、骨關節炎、膝蓋骨功能喪失或曾接受切除術、中度足外翻或內翻或彎曲變形等症狀而引起嚴重膝蓋疼痛及行動不便的病人。	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節,患者於術後必須遵從醫囑,避免造成植入物磨損、故障的可能性。	一般術中可能發生的併發症均可能發生。	Vivacit-E聚乙炔含維生素E具有出色的氧化穩定性可有效預防氧化並保持耐磨性和植入物整個生命週期的強度。
捷邁博適耐人工膝關節系統-MC含維生素E高度交聯襯墊	130000	維他命E擁有抗氧化的特徵,比起傳統的PE保有較強的耐磨度、高抗氧化性能及較強的機械強度。維他命E襯墊產生的PE顆粒比傳統少95%,增加了人工關節的使用壽命。	用於治療因為風濕性關節癌、骨關節炎、原發性、續發性之外傷性關節癌、膝蓋骨功能喪失或曾接受切除術、中度足外翻或內彎變型等症狀引起嚴重疼痛及行動不便的病人。	姻關節植體強度不如自然健康關節,術後必須遵從醫囑,避免植入物磨損故障的可能性	一般術中可能發生的併發症或對材料的敏感反應。	較傳統PE襯墊可減少96%磨損,延長膝關節壽命減少再次手術。
捷邁博適耐維生素E高度交聯髌骨組件-人工膝關節系統 42-5402-000-26:29:32:35	55000	維生素E擁有抗氧化的特徵,比起傳統的PE(CPE)材質保有較強耐磨度、高抗氧化性能,以及較強的機械強度。PE磨損在體內產生的PE顆粒會阻礙免疫系統,增加骨吸收和骨溶解的風險,維生素E髌骨產生的PE顆粒比CPE少95%,增加人工關節壽命。	用於治療因為風濕性關節癌、骨關節炎、原發性、續發性之外傷性關節癌、膝蓋骨功能喪失或曾接受切除術、中度足外翻或內翻變形等症狀之病人。	禁忌症:患部關節曾有感染病史,股骨或脛骨關節面的骨存量不足。神經病變性關節病變,骨質疏鬆或任何影響患肢的肌肉喪失或神經肌肉疾病。	對磨損碎屑的異物反應造成的進行性骨再吸收(骨溶解),軟組織夾擠或傷害,關節脫臼及/或不穩定,神經傷害,腫脹,感染。	材質保有較強耐磨度、高抗氧化性能,以及較強的機械強度,增加人工關節壽命。
荷摩史黛斯NexPak XL 鼻腔內固定夾板#9112066	8500	本產品為一100%由植物基底-多醣體組成之海綿,旨在降低出血、水腫、避免鼻腔及中隔沾黏且能於手術後輔助傷口癒合之鼻敷料。形狀為壓縮之長方形,加水後能快速膨脹,提供組織間的隔絕以防止沾黏,能自然降解並藉由鼻部纖毛的擺動而清除。	適用於術後在鼻腔/鼻竇內放置之鼻敷料。	本產品不適用在對馬鈴薯澱粉過敏之患者。	鼻腔手術相關之行為都有可能含有中毒性休克症候群或感染之風險。	健保產品美樂紗,材質較硬,填塞時有較明顯的脹痛情形。術後須放置1-5日才移除、較有明顯的不適感。

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
荷摩史黛絲PosiSepX止血敷料/鼻腔內固定夾板	3800	1. 本產品為止血敷料暨鼻內夾板，能減少出血和水腫以及防止隔膜和鼻腔之間的黏著。2. 由殼聚醣聚合物(Chitosan)所製成。手術或創傷後，有助於控制和減少出血。藉由填塞效應、出血吸收及血小板聚集以控制和減少因手術或鼻腔創傷後而引起的出血。	適用於接受鼻腔/鼻竇手術患者，作為鼻腔內固定夾板和止血物。	本產品對於既有感染不具抑菌作用，亦無法預防新感染發生。若不慎感染，請連絡醫院採行適當治療方法。	本產品不適用於已知會對貝類過敏之患者。	健保給付凡士林紗條，使用上壓迫最緊實但會脹痛，取出時鼻部傷口會較疼痛及流血。
貫達樂高能量鈦光外科雷射光纖(200瓦)/(Fiber600um)	120000	治療良性攝護腺肥大症	治療良性攝護腺肥大症	下列病患禁止使用：1身體狀況不佳不可動手術者2有禁止使用麻醉藥病史者3組織(尤其是腫瘤)有鈣化者4治療之血管直徑大於約2mm以上者5雷射療法不列為治療考慮者	無	無
斯爾弗含凝血酶止血基質組8ml #MS0012	40000	SURGIFLO具止血特性。流動性明膠基質提供血小板黏附的環境，可在患者凝血功能正常基礎上，促進血小板黏附凝集。	適用於手術中（眼科手術除外），在以結紮或其他傳統止血方法未能控制出血（包括滲液到噴濺）或不可行時，用於輔助止血。	SURGIFLO不得注入或壓入血管、不得在血管腔內使用、不得用於已知對人體血液產品曾有急性過敏或嚴重全身性過敏反應患者、不得用於已知對豬明膠過敏患者..等。	明膠成分的止血劑可能孳生感染和膿腫。曾在植入部位觀察到異物反應、液體包囊及血腫。	無健保產品。
普欣奇可調環骨植入物 #0234-102-060/#0234-102-090	31250	本產品為骨科皮質懸吊固定植入物，由一個安裝到鈦鈕扣的可調節非吸收性縫線環組成。	適用於前/後十字韌帶重建時，股骨側韌帶懸吊固定，優於健保可吸收骨釘固定方式。	包裝、標明與消毒效期。	潛在過敏以及其他對產品材質的過敏反應。	固定修復之韌帶效果優於單純使用健保給付之可吸收骨釘，因它是將韌帶懸吊固定在骨頭上。
普蘭堤4DFlap塗佈器38cm(腹腔鏡用) #LA0038	2400	在腹腔鏡手術中用於噴塗4DryField PH止血劑。	搭配腹腔鏡手術使用。	無	無副作用之記載。	無
普蘭堤4DryField PH 1g可吸收性止血劑及敷料#SK0001	11000	本產品為輔助止血之器材，適用在手術中或創傷無法以常規方式控制的小動脈、微血管或靜脈出血。有限的臨床證據顯示，在有間皮(mesothelial)(或類間皮(mesothelial like)的體腔內(例如:腹腔、胸腔)使用本產品，可產生防止沾粘效果。	本產品為可吸收性澱粉粉末，不含任何動物或人類來源成份，由植物來源純化澱粉所產生的親水性微粒構成，具止血及防沾粘效果。	在已知對澱粉或含澱粉物質不耐受的情況下，禁止用本產品。不可用在血管內。如用於顱腔，必須考慮到其由於吸收液體而膨脹。不應用於感染的部位及產後出血情形。	本品為可吸收性澱粉粉末(由植物來源純化澱粉所產生的親水性微粒構成)，極少副作用。在極少數情況下，發現使用本產品後幾天內C反應蛋白(CRP)的選擇性增加，而在幾天後下降到正常範圍的水平。	無類似功能健保給付品項。
普蘭堤4DryField PH 3g可吸收性止血劑及敷料#SK0003	18800	本產品為輔助止血之器材，適用在手術中或創傷無法以常規方式控制的小動脈、微血管或靜脈出血。有限的臨床證據顯示，在有間皮(mesothelial)(或類間皮(mesothelial like)的體腔內(例如:腹腔、胸腔)使用本產品，可產生防止沾粘效果。	本產品為可吸收性澱粉粉末，不含任何動物或人類來源成份，由植物來源純化澱粉所產生的親水性微粒構成，具止血及防沾粘效果。	在已知對澱粉或含澱粉物質不耐受的情況下，禁止用本產品。不可用在血管內。如用於顱腔，必須考慮到其由於吸收液體而膨脹。不應用於感染的部位及產後出血情形。	本品為可吸收性澱粉粉末(由植物來源純化澱粉所產生的親水性微粒構成)，極少副作用。在極少數情況下，發現使用本產品後幾天內C反應蛋白(CRP)的選擇性增加，而在幾天後下降到正常範圍的水平。	無類似功能健保給付品項。
普蘭堤4DryField PH 5g可吸收性止血劑及敷料#SK0005	21000	本產品為輔助止血之器材，適用在手術中或創傷無法以常規方式控制的小動脈、微血管或靜脈出血。有限的臨床證據顯示，在有間皮(mesothelial)(或類間皮(mesothelial like)的體腔內(例如:腹腔、胸腔)使用本產品，可產生防止沾粘效果。	本產品為可吸收性澱粉粉末，不含任何動物或人類來源成份，由植物來源純化澱粉所產生的親水性微粒構成，具止血及防沾粘效果。	在已知對澱粉或含澱粉物質不耐受的情況下，禁止用本產品。不可用在血管內。如用於顱腔，必須考慮到其由於吸收液體而膨脹。不應用於感染的部位及產後出血情形。	本品為可吸收性澱粉粉末(由植物來源純化澱粉所產生的親水性微粒構成)，極少副作用。在極少數情況下，發現使用本產品後幾天內C反應蛋白(CRP)的選擇性增加，而在幾天後下降到正常範圍的水平。	無類似功能健保給付品項。

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
普蘭提4DryField PH 9g可吸收性止血劑及敷料#SK0009	29500	本產品為輔助止血之器材，適用在手術中或創傷無法以常規方式控制的小動脈、微血管或靜脈出血。有限的臨床證據顯示，在有間皮(mesothelial)(或類間皮(mesothelial like)的體腔內(例如:腹腔、胸腔)使用本產品，可產生防止沾粘效果。	本產品為可吸收性澱粉粉末，不含任何動物或人類來源成份，由植物來源純化澱粉所產生的親水性微粒構成，具止血及防沾粘效果。	在已知對澱粉或含澱粉物質不耐受的情況下，禁止用本產品。不可用在血管內。如用於顱腔，必須考慮到其由於吸收液體而膨脹。不應用於感染的部位及產後出血情形。	本品為可吸收性澱粉粉末(由植物來源純化澱粉所產生的親水性微粒構成)，極少副作用。在極少數情況下，發現使用本產品後幾天內C反應蛋白(CRP)的選擇性增加，而在幾天後下降到正常範圍的水平。	無類似功能健保給付品項。
逸思醫療”(超音波)諧波刀儀-手術剪	26000	利用超音波震盪原理，對軟組織進行切割及止血，可降低對組織熱傷害。	適用於需要出血控制及熱傷害軟組織切割。	禁忌症為不適用骨組織切割及避孕性輸軟管結紮。	無	健保電刀溫度較高，切割組織會有焦痂產生，對於組織傷害較高，復原較慢
鈦合金鎖定骨板肱骨上端	65000	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	1. 骨質疏鬆。2. 複雜性骨折。3. 縮短手術時間。4. 材質較好。	1. 需由專業外科醫師使用。2. 遵照醫師術教規定。3. 不可與不同材質內植物混用。	1. 異物感。2. 術後癒合前疼痛感。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除。
奧林柏斯拋棄式細胞刷#BC-202D-3010	1150	本器械是配合內視鏡使用而設計，以在支氣管內採集組織標本。5mm刷毛範圍可採取到較多的檢體，減少採樣次數所造成的出血可能	支氣管內採集組織標本。為拋棄式設計能避免因消毒滅菌不慎或不完全所導致之交叉感染	限定用途勿使用於其他目的。應由內視鏡專科醫師操作使用，注意採樣後有無出血或其他併發症。	出血。	健保確認癌症的主要檢查方式以切片為主，經審核、健保不納入給付。
奧斯特補骨洞去礦化異體植骨泥膠 1.0cc	23000	本產品是由含有去除礦物質後的人骨組織，經添加一種惰性後製成去礦化骨基質的異體植骨產品。	具有骨引導性和骨誘導性，能在癒合過程中被宿主骨頭吸收、重塑並取代之。	可能含有微量的抗元素（多黏桿菌素B硫酸鹽、枯草桿菌素、健大黴素）、優碘、界面活性劑和其他製程中所使用的溶液，要注意病患是否對這些抗生素或化學藥品過敏。	無	一般健保人工骨為化學成份，生成效果時間較長。DBM成分由人體的骨頭萃取，具有骨引導性和誘導性，生成效果時間較短。
''微創''可旋轉重複開閉軟組織夾#ROCC-D26-230	850	1. 適用於內視鏡下標記，消化道內黏膜及黏膜下層的止血。2. 可重複開合，確定後再擊發。內視鏡手術時配合使用此器械，可快速止血或縫補穿孔之傷口，並可大幅減少手術時間。	可用於結腸內憩室的止血，及腸胃道內腔壁的穿孔的進行保守治療。	1. 須由經過培訓的醫師操作。2. 使用前請檢查有效日期，過期嚴禁使用。3. 產品只能單次使用，不得重複或交叉使用。4. 使用中切勿用力操作產品，否則可能造成損壞。	患者可能組織發炎、穿孔、出血或者黏膜損傷。	可以重複開合，撞到腸胃道腔壁才不會掉落，在較狹窄的腸胃道內仍可以進行使用止血，可以直接對出血點進行止血。
愛派司矛型微型鎖定骨板系統-矛型微型鎖定骨板	50000	本產品為配合骨釘使用之固定用醫材，其依據解剖學及掌趾骨之矯型恢復原理設計，材質為目前臨床文獻生物相容最高之鈦合金ASTM F136認證。	可適用於掌趾骨重建手術、掌趾骨之矯型及骨折固定。	禁忌症包括:過重或肥胖患者可能對產品施壓而導致失敗。對植入物材質過敏。嚴重骨質疏鬆或任何可能增加固定失敗或術後併發症風險。	過敏反應無法適應植入物材質，骨癒合延緩起因於血液循環障礙，植入物引起疼痛及不適感。	無類似功能健保給付品項
愛派司股骨遠端外側鎖定骨板(湯匙9孔型)-金屬鎖定骨板骨釘系統組	59000	APLus愛派司關節周圍互鎖固定板是一種針對亞洲人解剖型設計的互鎖式骨板，針對粉碎性骨折及骨質疏鬆骨折。	依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人骨頭的形狀，使用於股骨遠端外側骨折，關節面提供9個固定螺釘。	1. 本產品不可重複使用，不當之術後活動可能提高植入物斷裂風險。2. 骨折處有明顯感染跡象時，相對上就是一種禁忌。	病人本身對金屬過敏體質，植入物可能引起異物感而不適。	健保品項無互鎖式設計，愛派司骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度。
愛派司脛骨近端內側鎖定骨板(高位脛骨用)-金屬鎖定骨板骨釘系統組	148000	APLus愛派司關節周圍互鎖固定板是一種針對亞洲人解剖型設計的互鎖式骨板，針對粉碎性骨折及骨質疏鬆骨折。	依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人骨頭的形狀，使用於脛骨近端內側骨折。	1. 本產品不可重複使用，不當之術後活動可能提高植入物斷裂風險。2. 骨折處有明顯感染跡象時，相對上就是一種禁忌。	病人本身對金屬過敏體質，植入物可能引起異物感而不適。	健保品項無互鎖式設計，愛派司骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度。
愛派司脛骨近端內側鎖定骨板(解剖T型)-金屬鎖定骨板骨釘系統組	59000	APLus愛派司關節周圍互鎖固定板是一種針對亞洲人解剖型設計的互鎖式骨板，針對粉碎性骨折及骨質疏鬆骨折。	依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人骨頭的形狀，使用於脛骨近端內側骨折。	1. 本產品不可重複使用，不當之術後活動可能提高植入物斷裂風險。2. 骨折處有明顯感染跡象時，相對上就是一種禁忌。	病人本身對金屬過敏體質，植入物可能引起異物感而不適。	健保品項無互鎖式設計，愛派司骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度。

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
愛派司脛骨近端外側 / 後側鎖定骨板-金屬鎖定骨板骨釘系統組	59000	APIus愛派司關節周圍互鎖固定板是一種針對亞洲人解剖型設計的互鎖式骨板，針對粉碎性骨折及骨質疏鬆骨折。	依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人骨頭的形狀，使用於脛骨近端外側/後側骨折。	1. 本產品不可重複使用，不當之術後活動可能提高植入物斷裂風險。 2. 骨折處有明顯感染跡象時，相對上就是一種禁忌。	病人本身對金屬過敏體質，植入物可能引起異物感而不適。	健保品項無互鎖式設計，愛派司骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度。
愛派司遠端鎖骨鎖定骨板(螺旋蛇型)-金屬鎖定骨板骨釘系統組	52000	愛派司骨釘和骨板互鎖的系統是結合亞洲解剖型的3D曲率，可以在身體的承載力下達到最適合的支撐力，病人術後可以提早做關節活動。材質為目前臨床文獻生物相容最高之鈦合金ASTM F136認證，所以不需再次手術拔除。	適用於鎖骨骨折創傷之患者。	禁忌症：骨折處有明顯感染跡象、神經血管結構的解剖位置因關節創傷後損壞而存不確定性、局部性傷口腐敗、嚴重骨質疏鬆或過度肥胖狀況。	副作用與併發症可能有傷口感染、神經與血管損傷、骨延遲癒合與骨不癒合、再骨折或因不當之外力導致植入物破壞變形。	
''愛美迪康''美迪納氣球椎體成形術套組(贈低溫骨水泥)	72000	在椎體內置入可膨脹的球囊，藉由球囊把塌陷處撐開後，灌注骨水泥，達到椎體支撐的效果及穩定椎體。並容易恢復椎體高度及角度，也可以減少骨水泥亂流導致傷到神經。屬於小傷口手術，術後疼痛感可立即獲得減緩，恢復期短。	本案產品雖具撐開壓迫椎體高度之功能，有短期之止痛效果，但長期臨床療效並未優於現行傳統之骨水泥注入治療，故暫不納入健保給付。	1. 術後1-2小時盡量維持脊椎穩定。 2. 術後需保持傷口清潔與乾燥、建議搭配背架使用、避免劇烈運動與不正常的姿勢。 3. 適當的運動可增加骨密度,改善骨質疏鬆症。	術後的可能副作用包含:過敏或過敏性反應，深層或表層的傷口感染。後退的椎體骨頭碎片可能引起脊髓或神經根的損害而導致神經根的病變、局部麻痺或麻痺。	傳統治療方式採經皮椎體成形術，能撐出之椎體高度易受限制。
瑞德艾飛特INFINITY全踝系列組	400000	本品為多件組合式人工全踝關節，可提供最佳的支撐效果，以及重塑整個踝關節的活動與穩定度，使患者術後能儘速恢復其較佳的生活機能。除可讓患者有更佳醫療選擇亦能增加院內收益。	嚴重的類風濕、創傷後或退化性關節炎導致踝關節被破壞。	禁忌症：骨髓炎、過度骨缺失、敗血症、失智症、神經性關節病...	1. 移位或發炎的風險 2. 傷口併發症如：血腫、血管損傷、神經受損、靜脈血栓、傷口延遲癒合...	健保品為埋頭釘或骨髓內釘，僅能實施踝關節融合治療，造成患者踝關節活動角度固定受限。
瑞德賴朋Inbone全踝系列	220000	本品為多件組合式人工全踝關節，可提供最佳的支撐效果，以及重塑整個踝關節的活動與穩定度，使患者術後能儘速恢復其較佳的生活機能。除可讓患者有更佳醫療選擇亦能增加院內收益。	嚴重的類風濕、創傷後或退化性關節炎導致踝關節被破壞。	禁忌症：骨髓炎、過度骨缺失、敗血症、失智症、神經性關節病...	1. 移位或發炎的風險 2. 傷口併發症如：血腫、血管損傷、神經受損、靜脈血栓、傷口延遲癒合...	健保品為埋頭釘或骨髓內釘，僅能實施踝關節融合治療，造成患者踝關節活動角度固定受限。
瑞寶億萬向螺釘-皮質骨螺釘固定系統(微創)	30000	本產品組件均可互相搭配使用，用於胸椎、腰椎、薦椎矯正。可提供骨融合前暫時的穩定性。	本產品用於骨骼成熟的病人，提供脊椎校直及再穩定治療使用，當微創器械以經皮、後側進入時，本系統適用於第一胸椎到第一薦椎(T1-S1)	禁忌症:如嚴重骨質疏鬆、發炎感染、懷孕、骨骼嚴重畸形、白血球增多...等患者，繁多將由醫師視部份或全部的考量來決定及判斷是否進行手術m	失去知覺/藥物治療反應、感染、不明原因的發燒、對植入物過敏、呼吸產生問題、組織神經損傷、壓力或血腫所引起的暫時性或永久性神經受損等..	健保品項的螺紋只能固定在鬆質骨。自費品項的是可以同時咬合在硬骨跟鬆質骨，可以增加穩定度。
瑞寶億預彎長桿-皮質骨螺釘固定系統(微創)	15000	本產品組件均可互相搭配使用，用於胸椎、腰椎、薦椎矯正。可提供骨融合前暫時的穩定性。	本產品用於骨骼成熟的病人，提供脊椎校直及再穩定治療使用，當微創器械以經皮、後側進入時，本系統適用於第一胸椎到第一薦椎(T1-S1)	禁忌症:如嚴重骨質疏鬆、發炎感染、懷孕、骨骼嚴重畸形、白血球增多...等患者，繁多將由醫師視部份或全部的考量來決定及判斷是否進行手術m	失去知覺/藥物治療反應、感染、不明原因的發燒、對植入物過敏、呼吸產生問題、組織神經損傷、壓力或血腫所引起的暫時性或永久性神經受損等..	健保品項的螺紋只能固定在鬆質骨。自費品項的是可以同時咬合在硬骨跟鬆質骨，可以增加穩定度。
瑞寶億預彎短桿-皮質骨螺釘固定系統(微創)	9000	本產品組件均可互相搭配使用，用於胸椎、腰椎、薦椎矯正。可提供骨融合前暫時的穩定性。	本產品用於骨骼成熟的病人，提供脊椎校直及再穩定治療使用，當微創器械以經皮、後側進入時，本系統適用於第一胸椎到第一薦椎(T1-S1)	禁忌症:如嚴重骨質疏鬆、發炎感染、懷孕、骨骼嚴重畸形、白血球增多...等患者，繁多將由醫師視部份或全部的考量來決定及判斷是否進行手術m	失去知覺/藥物治療反應、感染、不明原因的發燒、對植入物過敏、呼吸產生問題、組織神經損傷、壓力或血腫所引起的暫時性或永久性神經受損等..	健保品項的螺紋只能固定在鬆質骨。自費品項的是可以同時咬合在硬骨跟鬆質骨，可以增加穩定度。

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
瑞寶德諾瓦脊椎固定系統- (二節(SX4+RX2))脊椎微創	94000	本產品由鈦合金Ti6Al4V製成的中空骨釘平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶德諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。本產品適用於胸腰椎節段T1-S1。	用於椎體骨折與腫瘤切除後之固定、脊柱側彎與前彎、脊椎滑脫、椎間盤病變、脊椎不穩定。	禁忌症:病態的肥胖；懷孕；患者目前為全身性感染或植入部分；異物過敏；嚴重骨質疏鬆；病患的職業與生活型態(造成植入物不當力量)。	神經受損、感染、出血、延遲癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影日常生活行動、不融合或延遲融合、金屬過敏或對異物過敏、滑囊炎、死亡、癱瘓。	健保品項無法經皮微創置入人體
瑞寶德諾瓦脊椎固定系統- (三節(SX6+RX2))脊椎微創	130000	本產品由鈦合金Ti6Al4V製成的中空骨釘平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶德諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。本產品適用於胸腰椎節段T1-S1。	用於椎體骨折與腫瘤切除後之固定、脊柱側彎與前彎、脊椎滑脫、椎間盤病變、脊椎不穩定。	禁忌症:病態的肥胖；懷孕；患者目前為全身性感染或植入部分；異物過敏；嚴重骨質疏鬆；病患的職業與生活型態(造成植入物不當力量)。	神經受損、感染、出血、延遲癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影日常生活行動、不融合或延遲融合、金屬過敏或對異物過敏、滑囊炎、死亡、癱瘓。	健保品項無法經皮微創置入人體
瑞寶德諾瓦脊椎固定系統- (長型預彎桿)脊椎微創	16000	本產品由鈦合金Ti6Al4V製成的中空骨釘平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶德諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。本產品適用於胸腰椎節段T1-S1。	用於椎體骨折與腫瘤切除後之固定、脊柱側彎與前彎、脊椎滑脫、椎間盤病變、脊椎不穩定。	禁忌症:病態的肥胖；懷孕；患者目前為全身性感染或植入部分；異物過敏；嚴重骨質疏鬆；病患的職業與生活型態(造成植入物不當力量)。	神經受損、感染、出血、延遲癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影日常生活行動、不融合或延遲融合、金屬過敏或對異物過敏、滑囊炎、死亡、癱瘓。	健保品項無法經皮微創置入人體
瑞寶德諾瓦脊椎固定系統- (短型預彎桿)脊椎微創	10000	本產品由鈦合金Ti6Al4V製成的中空骨釘平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶德諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。本產品適用於胸腰椎節段T1-S1。	用於椎體骨折與腫瘤切除後之固定、脊柱側彎與前彎、脊椎滑脫、椎間盤病變、脊椎不穩定。	禁忌症:病態的肥胖；懷孕；患者目前為全身性感染或植入部分；異物過敏；嚴重骨質疏鬆；病患的職業與生活型態(造成植入物不當力量)。	神經受損、感染、出血、延遲癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影日常生活行動、不融合或延遲融合、金屬過敏或對異物過敏、滑囊炎、死亡、癱瘓。	健保品項無法經皮微創置入人體
瑞寶德諾瓦脊椎固定系統- (螺釘杯頭100MM)脊椎微創	19000	本產品由鈦合金Ti6Al4V製成的中空骨釘平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶德諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。本產品適用於胸腰椎節段T1-S1。	用於椎體骨折與腫瘤切除後之固定、脊柱側彎與前彎、脊椎滑脫、椎間盤病變、脊椎不穩定。	禁忌症:病態的肥胖；懷孕；患者目前為全身性感染或植入部分；異物過敏；嚴重骨質疏鬆；病患的職業與生活型態(造成植入物不當力量)。	神經受損、感染、出血、延遲癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影日常生活行動、不融合或延遲融合、金屬過敏或對異物過敏、滑囊炎、死亡、癱瘓。	健保品項無法經皮微創置入人體
瑟諾美Rafugen DBM-泥膠1cc	34500	本產品由去礦物質的人骨基質和具生物相容的載體羧甲基纖維素、澱粉以及甘油所組成之即用型注射器。	本產品用於治療因外科手術或創傷性損傷所致之骨缺損。	勿使用於感染部位，勿治療脊症機能不全的骨折。	儘管本產品做過體內及體外的測試並顯示無明顯抗原反應，然而，仍保留值入後產生免疫反應的可能性。	由去礦物質的人骨基質組成，長骨效果顯著。
聖苜絲EnCor Biopsy Probe 10G (乳房切片)#ECP0110G	16000	適用於截取組織對乳房異常作診斷性取樣，部分或完整切除以進行組織學的檢驗。	可藉由微創方式切除乳房腫瘤，傷口小更美觀。	本產品僅限一次性使用，請勿重覆滅菌。	病發症可能包含了皮膚、血管、肌肉、器官的受傷，出血、血腫及感染。	較傳統手術取樣傷口小，更美觀。
聖苜絲EnCor Biopsy Probe 7G (乳房切片)#ECP017G	16000	適用於截取組織對乳房異常作診斷性取樣，部分或完整切除以進行組織學的檢驗。	可藉由微創方式切除乳房腫瘤，傷口小更美觀。	本產品僅限一次性使用，請勿重覆滅菌。	病發症可能包含了皮膚、血管、肌肉、器官的受傷，出血、血腫及感染。	較傳統手術取樣傷口小，更美觀。
銀聯#Freedom Screw4.5生物 可吸收骨釘	28000	1本產品為生物可吸收植入物，包括骨釘與骨板。2結合適當的固定輔具使用，針對外傷和重建手術，維持骨折、切骨術、關節固定術或骨移植之固定	可吸收材質能被人體吸收，不需二次手術移除，減少感染機率	1不用於取代健康組織或承受全負荷2錯誤的選擇、植入、方位或固定會導致不良後果或植入物、器械斷裂3過早承受負重、活動可能導致植入物折彎、鬆脫、斷裂或移動。	1感染可能導致手術失敗2手術創傷可能導致神經與血管傷害3異體植入物可能誘發發炎或過敏反應。無菌環境中可能發生暫時性局部液體蓄積	1可被人體吸收2不需二次手術移除

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
銀聯#OSC-4555, Cannulated Freedom Screw4.5*55mm	28000	1本產品為生物可吸收植入物，包括骨釘與骨板。2結合適當的固定輔具使用，針對外傷和重建手術，維持骨折、切骨術、關節固定術或骨移植之固定	可吸收材質能被人體吸收，不需二次手術移除，減少感染機率	1不用於取代健康組織或承受全負荷 2錯誤的選擇、植入、方位或固定會導致不良後果或植入物、器械斷裂 3過早承受負重、活動可能導致植入物折彎、鬆脫、斷裂或移動。	1感染可能導致手術失敗 2手術創傷可能導致神經與血管傷害 3異體植入物可能誘發發炎或過敏反應。無菌環境中可能發生暫時性局部液體蓄積	1可被人體吸收 2不需二次手術移除
銀聯concave Plate生物可吸收固定骨板	110000	1本產品為生物可吸收植入物，包括骨釘與骨板2結合適當的固定輔具使用，針對外傷和重建手術，維持骨折、切骨術、關節固定術或骨移植之固定	可吸收材質能被人體吸收，不需二次手術移除，減少感染機率	1不用於取代健康組織或承受全負荷 2錯誤的選擇、植入、方位或固定會導致不良後果或植入物、器械斷裂 3過早承受負重、活動可能導致植入物折彎、鬆脫、斷裂或移動	1感染可能導致手術失敗 2手術創傷可能導致神經與血管傷害 3異體植入物可能誘發發炎或過敏反應。無菌環境中可能發生暫時性局部液體蓄積	1可被人體吸收 2不需二次手術移除
銀聯Freedom Pin生物可吸收固定骨針	20000	1本產品搭配使用適當固定輔具，可應用於上肢與足、踝部之骨折、截骨術關節固定術或骨移植中維持對位與固定	可吸收材質能被人體吸收，不需二次手術移除，減少感染機率	1手術器械可用於幫助精確植入本產品。2使用二個以上骨針時，以發散而非平行插入骨針之效果最好 3過早的活動、負重可能會導致斷裂或鬆脫	1感染可能導致手術失敗 2手術創傷可能導致神經與血管傷害 3異體植入物可能誘發發炎或過敏反應。無菌環境中可能發生暫時性局部液體蓄積	1可被人體吸收 2不需二次手術移除
銀聯Freedom Screw2.0-2.7生物可吸收骨釘	28000	1本產品為生物可吸收植入物，包括骨釘與骨板。2結合適當的固定輔具使用，針對外傷和重建手術，維持骨折、切骨術、關節固定術或骨移植之固定	可吸收材質能被人體吸收，不需二次手術移除，減少感染機率	1不用於取代健康組織或承受全負荷 2錯誤的選擇、植入、方位或固定會導致不良後果或植入物、器械斷裂 3過早承受負重、活動可能導致植入物折彎、鬆脫、斷裂或移動。	1感染可能導致手術失敗 2手術創傷可能導致神經與血管傷害 3異體植入物可能誘發發炎或過敏反應。無菌環境中可能發生暫時性局部液體蓄積	1可被人體吸收 2不需二次手術移除
銀聯Freedom Screw3.5生物可吸收骨釘	28000	1本產品為生物可吸收植入物，包括骨釘與骨板。2結合適當的固定輔具使用，針對外傷和重建手術，維持骨折、切骨術、關節固定術或骨移植之固定	可吸收材質能被人體吸收，不需二次手術移除，減少感染機率	1不用於取代健康組織或承受全負荷 2錯誤的選擇、植入、方位或固定會導致不良後果或植入物、器械斷裂 3過早承受負重、活動可能導致植入物折彎、鬆脫、斷裂或移動。	1感染可能導致手術失敗 2手術創傷可能導致神經與血管傷害 3異體植入物可能誘發發炎或過敏反應。無菌環境中可能發生暫時性局部液體蓄積	1可被人體吸收 2不需二次手術移除
德撫癒可吸收防沾黏凝膠-1.5ml	25000	本品為使用專利 CHAP 自體酯交聯技術製造之透明質酸凝膠，具有高黏稠性及高延展性的凝膠，可附著於塗抹的組織表面，形成一層抗組織沾黏的屏障，以減少手術後組織的沾黏。無額外添加劑，生物相容性高，不易產生過敏反應。主成份為透明質酸組成，生物相容性高，可被人體正常代謝吸收，不易產生過敏反應。且透明質酸具有潤滑、止痛及抗發炎的作用，可緩解患者術後及復健之疼痛、不適感，增加關節活動角度。	適用於預防或減少肌腱、周邊神經及關節攣縮鬆解手術後，組織間產生纖維化或沾黏的發生。	對透明質酸過敏之患者不可使用。不可重新滅菌，開封後 不可重複使用。	臨床使用上，尚未有嚴重不良反應報告。	臨床上，無健保給付之相似品項。

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
德撫癒可吸收防沾黏凝膠-1ml	16000	本品為使用專利 CHAP 自體脂交聯技術製造之透明質酸凝膠，具有高黏稠性及高延展性的凝膠，可附著於塗抹的組織表面，形成一層抗組織沾黏的屏障，以減少手術後組織的沾黏。無額外添加劑，生物相容性高，不易產生過敏反應。主成份為透明質酸組成，生物相容性高，可被人體正常代謝吸收，不易產生過敏反應。且透明質酸具有潤滑、止痛及抗發炎的作用，可緩解患者術後及復健之疼痛、不適感，增加關節活動角度。	適用於預防或減少肌腱、周邊神經及關節攣縮鬆解手術後，組織間產生纖維化或沾黏的發生。	對透明質酸過敏之患者不可使用。不可重新滅菌，開封後 不可重覆使用。	臨床使用上，尚未有嚴重不良反應報告。	臨床上，無健保給付之相似品項。
德撫癒可吸收防沾黏凝膠-2ml	30000	本品為使用專利 CHAP 自體脂交聯技術製造之透明質酸凝膠，具有高黏稠性及高延展性的凝膠，可附著於塗抹的組織表面，形成一層抗組織沾黏的屏障，以減少手術後組織的沾黏。無額外添加劑，生物相容性高，不易產生過敏反應。主成份為透明質酸組成，生物相容性高，可被人體正常代謝吸收，不易產生過敏反應。且透明質酸具有潤滑、止痛及抗發炎的作用，可緩解患者術後及復健之疼痛、不適感，增加關節活動角度。	適用於預防或減少肌腱、周邊神經及關節攣縮鬆解手術後，組織間產生纖維化或沾黏的發生。	對透明質酸過敏之患者不可使用。不可重新滅菌，開封後 不可重覆使用。	臨床使用上，尚未有嚴重不良反應報告。	臨床上，無健保給付之相似品項。
歐尼克” 手部骨板系統/H型鎖定骨板-創傷骨釘骨板系統	53000	"歐尼克" 創傷骨板骨釘系統是用來固定各種骨折的固定、幫助骨融合及截骨術操作使用。達到互鎖的成角穩定性，針對不同骨質亦提供了多樣性鎖定螺釘的選擇，達到對於病人更全面性的照護，幫助病人縮短恢復時間。	"歐尼克" 創傷骨板骨釘系統是被預期使用在下述範圍的骨骼閉合或骨骼固定：腕部骨骼手術、手部骨骼手術、足部骨骼手術。	骨感染、關節疾病、神經性肌肉疾病、懷孕、金屬材質過敏...等患者不建議使用。請洽專業醫師諮詢後使用。	可能發生傷口感染、神經與血管損傷、骨折延遲癒合或骨不癒合、再骨折...等狀況發生。	固定強度與支撐性皆優於健保給付產品，縮短恢復期。
歐尼克” 遠端橈骨鎖定骨板-創傷骨釘骨板系統	56000	"歐尼克" 創傷骨板骨釘系統是用來固定各種骨折的固定、幫助骨融合及截骨術操作使用。達到互鎖的成角穩定性，針對不同骨質亦提供了多樣性鎖定螺釘的選擇，達到對於病人更全面性的照護，幫助病人縮短恢復時間。	"歐尼克" 創傷骨板骨釘系統是被預期使用在下述範圍的骨骼閉合或骨骼固定：腕部骨骼手術、手部骨骼手術、足部骨骼手術。	骨感染、關節疾病、神經性肌肉疾病、懷孕、金屬材質過敏...等患者不建議使用。請洽專業醫師諮詢後使用。	可能發生傷口感染、神經與血管損傷、骨折延遲癒合或骨不癒合、再骨折...等狀況發生。	固定強度與支撐性皆優於健保給付產品，縮短恢復期。
歐立奇椎體前側置換裝置 (ADD PLUS)	155000	是一種可旋轉撐開的金屬椎間籠附有翼形結構供脊椎固定,若患者需實施頸椎切除術,可於術後用來做椎間連結,椎體前側置換裝置植入物提供前側脊柱伸展機制,以校正脊椎剖面並穩固前側脊柱植骨穩定融合。	用於上段脊椎多節段滑脫(第三節頸椎到第三節胸椎)因腫瘤或骨折導致椎體破壞而進行完全或部分椎體切除術後造成的多發性不穩定。	禁忌症:急性感染，已知對植入物金屬材質過敏，過往骨科病史例如：嚴重的骨質疏鬆症、骨質減少、骨髓炎。	1.若病人對金屬植入物有過敏,可能會引發不正常的免疫反應。2.病人若無法於術後配合醫護人員做正確的照護及復健,將會有產品失效的疑慮。	健保無類似產品。
歐特美 手部1.6mm 12洞直型鎖定骨板	38000	骨釘及骨板有多種形狀及尺寸，並有加壓和鎖定孔洞的設計，植入體材質設計皆由鈦與鈦合金製成。	1.依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀。2.骨板分成左右邊不同，更細分為內外側使用，符合人體骨頭需求。	本系統僅限授予有執照的醫療人員使用。	無	1.無需彎曲骨板，可減少手術時間，降低感染機會2.骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度可提早自主活動，增進生活品質。
歐特美 手部1.6mm 3x8 T型鎖定骨板	38000	骨釘及骨板有多種形狀及尺寸，並有加壓和鎖定孔洞的設計，植入體材質設計皆由鈦與鈦合金製成。	1.依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀。2.骨板分成左右邊不同，更細分為內外側使用，符合人體骨頭需求。	本系統僅限授予有執照的醫療人員使用。	無	1.無需彎曲骨板，可減少手術時間，降低感染機會2.骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度可提早自主活動，增進生活品質

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
歐特美 手部1.6mm 4x8 T型鎖定骨板	38000	骨釘及骨板有多種形狀及尺寸，並有加壓和鎖定孔洞的設計，植入體材質設計皆由鈦與鈦合金製成。	1.依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀。2.骨板分成左右邊不同，更細分為內外側使用，符合人體骨頭需求。	本系統僅限授予有執照的醫療人員使用。	無	1.無需彎曲骨板，可減少手術時間，降低感染機會2.骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度可提早自主活動，增進生活品質。
歐特美 手部1.6mm L型鎖定骨板（右）	38000	骨釘及骨板有多種形狀及尺寸，並有加壓和鎖定孔洞的設計，植入體材質設計皆由鈦與鈦合金製成。	1.依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀。2.骨板分成左右邊不同，更細分為內外側使用，符合人體骨頭需求。	本系統僅限授予有執照的醫療人員使用。	無	1.無需彎曲骨板，可減少手術時間，降低感染機會2.骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度可提早自主活動，增進生活品質。
歐特美 手部1.6mm L型鎖定骨板（左）	38000	骨釘及骨板有多種形狀及尺寸，並有加壓和鎖定孔洞的設計，植入體材質設計皆由鈦與鈦合金製成。	1.依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀。2.骨板分成左右邊不同，更細分為內外側使用，符合人體骨頭需求。	本系統僅限授予有執照的醫療人員使用。	無	1.無需彎曲骨板，可減少手術時間，降低感染機會2.骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度可提早自主活動，增進生活品質。
歐特美 手部1.6mm Y型鎖定骨板	38000	骨釘及骨板有多種形狀及尺寸，並有加壓和鎖定孔洞的設計，植入體材質設計皆由鈦與鈦合金製成。	1.依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀。2.骨板分成左右邊不同，更細分為內外側使用，符合人體骨頭需求。	本系統僅限授予有執照的醫療人員使用。	無	1.無需彎曲骨板，可減少手術時間，降低感染機會2.骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度可提早自主活動，增進生活品質。
歐特美 手部1.6mm 髌骨鎖定骨板	38000	骨釘及骨板有多種形狀及尺寸，並有加壓和鎖定孔洞的設計，植入體材質設計皆由鈦與鈦合金製成。	1.依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀。2.骨板分成左右邊不同，更細分為內外側使用，符合人體骨頭需求。	本系統僅限授予有執照的醫療人員使用。	無	1.無需彎曲骨板，可減少手術時間，降低感染機會2.骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度可提早自主活動，增進生活品質。
歐特美 手部2.0mm 12洞直型鎖定骨板	38000	骨釘及骨板有多種形狀及尺寸，並有加壓和鎖定孔洞的設計，植入體材質設計皆由鈦與鈦合金製成。	1.依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀。2.骨板分成左右邊不同，更細分為內外側使用，符合人體骨頭需求。	本系統僅限授予有執照的醫療人員使用。	無	1.無需彎曲骨板，可減少手術時間，降低感染機會2.骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度可提早自主活動，增進生活品質。
歐特美 手部2.0mm 2x8 T型鎖定骨板	38000	骨釘及骨板有多種形狀及尺寸，並有加壓和鎖定孔洞的設計，植入體材質設計皆由鈦與鈦合金製成。	1.依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀。2.骨板分成左右邊不同，更細分為內外側使用，符合人體骨頭需求。	本系統僅限授予有執照的醫療人員使用。	無	1.無需彎曲骨板，可減少手術時間，降低感染機會2.骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度可提早自主活動，增進生活品質。
歐特美 手部2.0mm 3x8 T型鎖定骨板	38000	骨釘及骨板有多種形狀及尺寸，並有加壓和鎖定孔洞的設計，植入體材質設計皆由鈦與鈦合金製成。	1.依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀。2.骨板分成左右邊不同，更細分為內外側使用，符合人體骨頭需求。	本系統僅限授予有執照的醫療人員使用。	無	1.無需彎曲骨板，可減少手術時間，降低感染機會2.骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度可提早自主活動，增進生活品質。
歐特美 手部2.0mm 6洞直型鎖定骨板	38000	骨釘及骨板有多種形狀及尺寸，並有加壓和鎖定孔洞的設計，植入體材質設計皆由鈦與鈦合金製成。	1.依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀。2.骨板分成左右邊不同，更細分為內外側使用，符合人體骨頭需求。	本系統僅限授予有執照的醫療人員使用。	無	1.無需彎曲骨板，可減少手術時間，降低感染機會2.骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度可提早自主活動，增進生活品質。

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
歐特美 手部2.0mm L型鎖定骨板（左）	38000	骨釘及骨板有多種形狀及尺寸，並有加壓和鎖定孔洞的設計，植入體材質設計皆由鈦與鈦合金製成。	1.依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀。2.骨板分成左右邊不同，更細分為內外側使用，符合人體骨頭需求。	本系統僅限授予有執照的醫療人員使用。	無	1.無需彎曲骨板，可減少手術時間，降低感染機會2.骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度可提早自主活動，增進生活品質。
歐特美 手部2.0mm L型鎖定骨板(右)	38000	骨釘及骨板有多種形狀及尺寸，並有加壓和鎖定孔洞的設計，植入體材質設計皆由鈦與鈦合金製成。	1.依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀。2.骨板分成左右邊不同，更細分為內外側使用，符合人體骨頭需求。	本系統僅限授予有執照的醫療人員使用。	無	1.無需彎曲骨板，可減少手術時間，降低感染機會2.骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度可提早自主活動，增進生活品質。
歐特美 手部2.0mm Y型鎖定骨板	38000	骨釘及骨板有多種形狀及尺寸，並有加壓和鎖定孔洞的設計，植入體材質設計皆由鈦與鈦合金製成。	1.依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀。2.骨板分成左右邊不同，更細分為內外側使用，符合人體骨頭需求。	本系統僅限授予有執照的醫療人員使用。	無	1.無需彎曲骨板，可減少手術時間，降低感染機會2.骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度可提早自主活動，增進生活品質。
歐特美 手部2.0mm 髌骨鎖定骨板	38000	骨釘及骨板有多種形狀及尺寸，並有加壓和鎖定孔洞的設計，植入體材質設計皆由鈦與鈦合金製成。	1.依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀。2.骨板分成左右邊不同，更細分為內外側使用，符合人體骨頭需求。	本系統僅限授予有執照的醫療人員使用。	無	1.無需彎曲骨板，可減少手術時間，降低感染機會2.骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度可提早自主活動，增進生活品質。
歐特美手部1.6mm 6洞直型鎖定骨板	38000	骨釘及骨板有多種形狀及尺寸，並有加壓和鎖定孔洞的設計，植入體材質設計皆由鈦與鈦合金製成。	1.依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀。2.骨板分成左右邊不同，更細分為內外側使用，符合人體骨頭需求。	本系統僅限授予有執照的醫療人員使用。	無	1.無需彎曲骨板，可減少手術時間，降低感染機會2.骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度可提早自主活動，增進生活品質。
歐特美手部鎖定骨釘 /1.6mm*6-24mm全螺紋斜角	3000	骨釘及骨板有多種形狀及尺寸，並有加壓和鎖定孔洞的設計，植入體材質設計皆由鈦與鈦合金製成。	1.依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀。2.骨板分成左右邊不同，更細分為內外側使用，符合人體骨頭需求。	本系統僅限授予有執照的醫療人員使用。	無。	1.無需彎曲骨板，可減少手術時間，降低感染機會2.骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度可提早自主活動，增進生活品質。
歐特美手部鎖定骨釘 /2.0mm*6-36mm全螺紋斜角	3000	骨釘及骨板有多種形狀及尺寸，並有加壓和鎖定孔洞的設計，植入體材質設計皆由鈦與鈦合金製成。	1.依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀。2.骨板分成左右邊不同，更細分為內外側使用，符合人體骨頭需求。	本系統僅限授予有執照的醫療人員使用。	無。	1.無需彎曲骨板，可減少手術時間，降低感染機會2.骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度可提早自主活動，增進生活品質。
潔美快可數片#196 QuikCLOT 2*2（滅菌）	1065	高嶺土成份來促始凝血加快，對於有使用抗凝血藥物或抗血小板藥物的病人能輕易止血	加速人體凝血功能,達到止血作用。	無	對高嶺土成分過敏者禁用	此品項目前無健保品項物品可比較，目前所有止血數片只有本產品有取得自費碼可收費
潔美快可數片#460 TraumaPad 30cm*30cm	19300	高嶺土成分在與血液接觸,立即活化XII因子啟動凝血過程,加速人體凝血功能,達到止血作用。	加速人體凝血功能,達到止血作用。	無法被人體吸收，因此必須在傷口閉合前自傷口上移除。避免接觸眼睛。禁止消毒重覆使用	對高嶺土成分過敏者禁用	高嶺土可加快，活化人體凝血XII因子，比起傳統紗布可減少75%的加壓止血時間，並可於3-5分鐘內，達到止血效果
潔美快可數片#487 Z-Fold 7.6cm*3.7m	19500	高嶺土成分在與血液接觸,立即活化XII因子啟動凝血過程,加速人體凝血功能,達到止血作用。	加速人體凝血功能,達到止血作用。	無法被人體吸收，因此必須在傷口閉合前自傷口上移除。避免接觸眼睛。禁止消毒重覆使用	對高嶺土成分過敏者禁用	高嶺土可加快，活化人體凝血XII因子，比起傳統紗布可減少75%的加壓止血時間，並可於3-5分鐘內，達到止血效果

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表						
品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
擎力美(單球11g)擎力得球囊椎體成型術套組(贈骨水泥)	105000	本產品是在灌入骨水泥之前先置入一個可以擴張的球囊，將塌陷的脊椎骨復位，並行成一個可以安全灌注骨水泥空隙，效果比其他方式都來的好，幾乎可以完全避免因骨水泥外漏壓迫脊髓神經而導致癱瘓的嚴重併發症。	用於椎體骨折復位或在脊椎的鬆植骨中製造空隙，包括球囊椎體成型術中，搭配骨水泥使用。	骨骼結構不穩定或缺損的椎體、感染病例、爆裂骨折或嚴重心臟血管疾病、控制不良糖尿病患者、懷孕婦女、腎功能不全、對金屬或顯影劑過敏之患者為禁忌症。	神經傷害，包括會導致神經根病變、癱瘓或神經根穿刺。脂肪栓塞、血栓或其他物質可能導致病狀性肺栓塞或其他後遺症。血胸或氣胸。深層或表淺的傷口感染。球囊破裂顯影劑滲漏，可能會引起過敏反應。	健保給付品項不含球囊導管，本產品含球囊導管，可在脊椎的鬆質骨中製造空隙，最大程度降低骨水泥洩漏，恢復椎體高度較顯著，將來發生鄰近椎體骨折率較低。
擎力美(雙球11g)擎力得球囊椎體成型術套組(贈骨水泥)	115000	本產品是在灌入骨水泥之前先置入一個可以擴張的球囊，將塌陷的脊椎骨復位，並行成一個可以安全灌注骨水泥空隙，效果比其他方式都來的好，幾乎可以完全避免因骨水泥外漏壓迫脊髓神經而導致癱瘓的嚴重併發症。	用於椎體骨折復位或在脊椎的鬆植骨中製造空隙，包括球囊椎體成型術中，搭配骨水泥使用。	骨骼結構不穩定或缺損的椎體、感染病例、爆裂骨折或嚴重心臟血管疾病、控制不良糖尿病患者、懷孕婦女、腎功能不全、對金屬或顯影劑過敏之患者為禁忌症。	神經傷害，包括會導致神經根病變、癱瘓或神經根穿刺。脂肪栓塞、血栓或其他物質可能導致病狀性肺栓塞或其他後遺症。血胸或氣胸。深層或表淺的傷口感染。球囊破裂顯影劑滲漏，可能會引起過敏反應。	健保給付品項不含球囊導管，本產品含球囊導管，可在脊椎的鬆質骨中製造空隙，最大程度降低骨水泥洩漏，恢復椎體高度較顯著，將來發生鄰近椎體骨折率較低。
擎力美CeraOss ICC生物可吸收骨替代材料	40000	本產品主要材料組成包括磷酸三鈣及生物活性玻璃45S5，具骨引導性，在骨組織中可逐漸被人體吸收並由新生骨取代，達成骨損傷修復目的。	適用於填補因手術、創傷、感染及腫瘤移除造成之骨空隙或缺損。	手術後應避免過早下床活動或是過度活動，以避免骨替代材料承受壓力，造成骨替代材料產生塌陷或位移。	包括但不限於1.手術部位的骨骼變形2.傷口併發症3.植入物失去前突或移位4.植入部位組織萎縮。	較健保療效更具骨傳導-誘導功能。提供自費選擇
擎力美CeraOss 2.5CC生物可吸收骨替代材料	55000	本產品主要材料組成包括磷酸三鈣及生物活性玻璃45S5，具骨引導性，在骨組織中可逐漸被人體吸收並由新生骨取代，達成骨損傷修復目的。	適用於填補因手術、創傷、感染及腫瘤移除造成之骨空隙或缺損。	手術後應避免過早下床活動或是過度活動，以避免骨替代材料承受壓力，造成骨替代材料產生塌陷或位移。	包括但不限於1.手術部位的骨骼變形2.傷口併發症3.植入物失去前突或移位4.植入部位組織萎縮。	較健保療效更具骨傳導-誘導功能。提供自費選擇
擎力美CeraOss 5CC生物可吸收骨替代材料	82000	本產品主要材料組成包括磷酸三鈣及生物活性玻璃45S5，具骨引導性，在骨組織中可逐漸被人體吸收並由新生骨取代，達成骨損傷修復目的。	適用於填補因手術、創傷、感染及腫瘤移除造成之骨空隙或缺損。	手術後應避免過早下床活動或是過度活動，以避免骨替代材料承受壓力，造成骨替代材料產生塌陷或位移。	包括但不限於1.手術部位的骨骼變形2.傷口併發症3.植入物失去前突或移位4.植入部位組織萎縮。	較健保療效更具骨傳導-誘導功能。提供自費選擇
聯合康膝人工膝關節:高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊，高貼合式-適用高彎曲度	72500	透過伽瑪射線(gamma ray)照射的方式，提高聚乙烯材料分子鏈間的交聯(cross-link)程度，大幅度提高材料對於磨耗的抵抗能力。同時於製程中含有再熔製(remelting)熱處理，可完全消滅於交聯反應過程中產生的自由基，降低材料因氧化而造成的材料結構破壞。經實驗證實，具有高交聯製程的材料相較於傳統UHMWPE材料，可有效降低76%的磨耗率，提升產品的耐用程度。	廠商不同意核定結果，暫未納入。 適用於人工膝關節置換手術，經置換本產品後可減輕或解除關節疼痛	1.術後移動病人需小心。2.注意勿過度施壓於手術的膝關節。3.術後需定期做X光檢查。4.聽從醫師指示，小心並限制活動。	由於植入物是用人工材料製造，將其植入人體，以期恢復患者活動能力或減少疼痛。然而由於這些植入物受到諸多生物學、力學和物理化學因素的影響，而對這些影響又無法做體內評定，因此不能期望這些植入物能無限承受正常健康骨骼的活動程度和負荷。植入不當、植入物或體內骨、韌帶的鬆弛而引起脫位、半脫位、轉動、腿的長度變長或變短。脛骨、股骨或髌骨的骨折：手術中的骨折和再次手術、先天性畸形或已有嚴重骨質疏鬆症有關。感染、神經性疾病、心臟血管疾病、組織反應、皮膚結痂或傷口延遲癒合。	長期使用下，使用此材料的元件具有較佳的抗磨耗表現，故能長時期地維持產品功能作動正常，且降低因磨屑刺激產生骨溶蝕、造成骨缺損及元件鬆脫的風險。

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
聯合康膝人工膝關節:高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊-適用高彎曲度	53000	透過伽瑪射線(gamma ray)照射的方式，提高聚乙烯材料分子鏈間的交聯(cross-link)程度，大幅度提高材料對於磨耗的抵抗能力。同時於製程中含有再熔製(remelting)熱處理，可完全消滅於交聯反應過程中產生的自由基，降低材料因氧化而造成的材料結構破壞。經實驗證實，具有高交聯製程的材料相較於傳統UHMWPE材料，可有效降低76%的磨耗率，提升產品的耐用程度。	廠商不同意核定結果，暫未納入。適用於人工膝關節置換手術，經置換本產品後可減輕或解除關節疼痛。	1.術後移動病人需小心。2.注意勿過度施壓於手術的膝關節。3.術後需定期做X光檢查。4.聽從醫師指示，小心並限制活動。	由於植入物是用人工材料製造，將其植入人體，以期恢復患者活動能力或減少疼痛。然而由於這些植入物受到諸多生物學、力學和物理化學因素的影響，而對這些影響又無法做體內評定，因此不能期望這些植入物能無限承受正常健康骨骼的活動程度和負荷。植入不當、植入物或體內骨、韌帶的鬆弛而引起脫位、半脫位、轉動、腿的長度變長或變短。脛骨、股骨或髌骨的骨折：手術中的骨折和再次手術、先天性畸形或已有嚴重骨質疏鬆症有關。感染、神經性疾病、心臟血管疾病、組織反應、皮膚結痂或傷口延遲癒合。	長期使用下，使用此材料的元件具有較佳的抗磨耗表現，故能長時期地維持產品功能作動正常，且降低因磨屑刺激產生骨溶蝕、造成骨缺損及元件鬆脫的風險。
聯合康膝人工膝關節:高耐磨聚乙烯髌骨植入物	38000	透過伽瑪射線(gamma ray)照射的方式，提高聚乙烯材料分子鏈間的交聯(cross-link)程度，大幅度提高材料對於磨耗的抵抗能力。同時於製程中含有再熔製(remelting)熱處理，可完全消滅於交聯反應過程中產生的自由基，降低材料因氧化而造成的材料結構破壞。經實驗證實，具有高交聯製程的材料相較於傳統UHMWPE材料，可有效降低76%的磨耗率，提升產品的耐用程度。	廠商不同意核定結果，暫未納入。適用於人工膝關節置換手術，經置換本產品後可減輕或解除關節疼痛。	1.術後移動病人需小心。2.注意勿過度施壓於手術的膝關節。3.術後需定期做X光檢查。4.聽從醫師指示，小心並限制活動。	由於植入物是用人工材料製造，將其植入人體，以期恢復患者活動能力或減少疼痛。然而由於這些植入物受到諸多生物學、力學和物理化學因素的影響，而對這些影響又無法做體內評定，因此不能期望這些植入物能無限承受正常健康骨骼的活動程度和負荷。植入不當、植入物或體內骨、韌帶的鬆弛而引起脫位、半脫位、轉動、腿的長度變長或變短。脛骨、股骨或髌骨的骨折：手術中的骨折和再次手術、先天性畸形或已有嚴重骨質疏鬆症有關。感染、神經性疾病、心臟血管疾病、組織反應、皮膚結痂或傷口延遲癒合。	長期使用下，使用此材料的元件具有較佳的抗磨耗表現，故能長時期地維持產品功能作動正常，且降低因磨屑刺激產生骨溶蝕、造成骨缺損及元件鬆脫的風險。

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表

品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
聯合康膝人工膝關節-高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊穩定加強型	70000	透過伽瑪射線(gamma ray)照射的方式，提高聚乙烯材料分子鏈間的交聯(cross-link)程度，大幅度提高材料對於磨耗的抵抗能力。同時於製程中含有再熔製(remelting)熱處理，可完全消滅於交聯反應過程中產生的自由基，降低材料因氧化而造成的材料結構破壞。經實驗證實，具有高交聯製程的材料相較於傳統UHMWPE材料，可有效降低76%的磨耗率，提升產品的耐用程度。	廠商不同意核定結果，暫未納入。 適用於人工膝關節置換手術，經置換本產品後可減輕或解除關節疼痛	1.術後移動病人需小心。2.注意勿過度施壓於手術的膝關節。3.術後需定期做X光檢查。4.聽從醫師指示，小心並限制活動。	由於植入物是用人工材料製造，將其植入人體，以期恢復患者活動能力或減少疼痛。然而由於這些植入物受到諸多生物學、力學和物理化學因素的影響，而對這些影響又無法做體內評定，因此不能期望這些植入物能無限承受正常健康骨骼的活動程度和負荷。植入不當、植入物或體內骨、韌帶的鬆弛而引起脫位、半脫位、轉動、腿的長度變長或變短。脛骨、股骨或髌骨的骨折：手術中的骨折和再次手術、先天性畸形或已有嚴重骨質疏鬆症有關。感染、神經性疾病、心臟血管疾病、組織反應、皮膚結痂或傷口延遲癒合。	長期使用下，使用此材料的元件具有較佳的抗磨耗表現，故能長時期地維持產品功能作動正常，且降低因磨屑刺激產生骨溶蝕、造成骨缺損及元件鬆脫的風險。
癒立安HealiAid 10*10CM膠原蛋白敷料	34500	一、促進血小板聚集,填補傷口處後,可防止血凝塊收縮引起的續發性裂。二、具有良好的生物相容性,有助於促進傷口癒合,可應用於各類傷口癒合。三、使用於外科手術上的止血,當結紮止血或傳統止血無效或無法控制時,作為止血的輔助品。	使傷口止血、恢復加快,亦可作為腫瘤移除後填補原有組織的功能,使傷口生長新的組織。	有嚴重過敏史之患者或對牛膠原蛋白過敏者不適用。	無	健保給付止血品項無組織增生與傷口癒合之療效。
癒立安HealiAid ICC膠原蛋白敷料	9500	一、促進血小板聚集,填補傷口處後,可防止血凝塊收縮引起的續發性裂。二、具有良好的生物相容性,有助於促進傷口癒合,可應用於各類傷口癒合。三、使用於外科手術上的止血,當結紮止血或傳統止血無效或無法控制時,作為止血的輔助品。	使傷口止血、恢復加快,亦可作為腫瘤移除後填補原有組織的功能,使傷口生長新的組織。	有嚴重過敏史之患者或對牛膠原蛋白過敏者不適用。	無	健保給付止血品項無組織增生與傷口癒合之療效。
癒立安HealiAid 2CC膠原蛋白敷料	15000	一、促進血小板聚集,填補傷口處後,可防止血凝塊收縮引起的續發性裂。二、具有良好的生物相容性,有助於促進傷口癒合,可應用於各類傷口癒合。三、使用於外科手術上的止血,當結紮止血或傳統止血無效或無法控制時,作為止血的輔助品。	使傷口止血、恢復加快,亦可作為腫瘤移除後填補原有組織的功能,使傷口生長新的組織。	有嚴重過敏史之患者或對牛膠原蛋白過敏者不適用。	無	健保給付止血品項無組織增生與傷口癒合之療效。
癒立安HealiAid 5CC膠原蛋白敷料	30800	一、促進血小板聚集,填補傷口處後,可防止血凝塊收縮引起的續發性裂。二、具有良好的生物相容性,有助於促進傷口癒合,可應用於各類傷口癒合。三、使用於外科手術上的止血,當結紮止血或傳統止血無效或無法控制時,作為止血的輔助品。	使傷口止血、恢復加快,亦可作為腫瘤移除後填補原有組織的功能,使傷口生長新的組織。	有嚴重過敏史之患者或對牛膠原蛋白過敏者不適用。	無	健保給付止血品項無組織增生與傷口癒合之療效。
瀚醫生技防粘連可吸收膠10ml (濃度40mg/ml)	15000	Barrigel是透明且黏稠的大分子玻尿酸凝膠不需要靠人體溫度讓它產生自鏈結,所以barrigel不受溫度影響較好推擠及塗抹	用於避免或減少手術後組織粘黏的發生率	冷藏保存(2-8℃),不可冷凍	無	暫無健保替代醫材

寶建醫療社團法人寶建醫院「自費特材項目」收費一覽表						
品項名稱	自費金額	產品特性	使用原因	應注意事項	副作用	與健保給付品項之療效比較
※說明：依據健保審字第1010075875號函「全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範」辦理。						
瀚醫生技防粘連可吸收膠 5ml (濃度40mg/ml)	8500	Barrigel是透明且黏稠的大分子玻尿酸凝膠不需要靠人體溫度讓它產生自鏈結,所以barrigel不受溫度影響較好推擠及塗抹	用於避免或減少手術後組織粘黏的發生率	冷藏保存(2-8℃),不可冷凍	無	暫無健保替代醫材
靈威特#CKP-3501帕普洛縫合錨釘 3.5mm	22500	本產品是一種(PEEK)非吸收性縫合錨釘搭配高強度Hi-Fi縫線包的縫合錨釘系統。此系統使用只需將縫線穿過破損之軟組織,再將縫線帶入錨釘中(無須打結)即可將軟組織重新附著於骨頭上。	它可使用於,例如:韌帶、鍵或關節囊,重新附著到骨頭。治療期間結合適當的術後固定,縫合錨釘系統可藉此使受損的軟組織更穩固。錨釘為(PEEK)材質,健保不給付。	本產品需按醫師指示使用。	深層與表面的感染,過敏症、組織過敏/發炎以及對器材才值得其他反應。	錨釘為(PEEK)材質,非健保品之金屬材質。
靈威特#CKP-4502帕普洛縫合錨釘 4.5mm	22500	本產品是一種(PEEK)非吸收性縫合錨釘搭配高強度Hi-Fi縫線包的縫合錨釘系統。此系統使用只需將縫線穿過破損之軟組織,再將縫線帶入錨釘中(無須打結)即可將軟組織重新附著於骨頭上。	它可使用於,例如:韌帶、鍵或關節囊,重新附著到骨頭。治療期間結合適當的術後固定,縫合錨釘系統可藉此使受損的軟組織更穩固。錨釘為(PEEK)材質,健保不給付。	本產品需按醫師指示使用。	深層與表面的感染,過敏症、組織過敏/發炎以及對器材才值得其他反應。	錨釘為(PEEK)材質,非健保品之金屬材質。
靈威特Y型全縫線縫合錨釘 #Y1301	35000	非可吸收縫線錨釘是在骨科手術過程中,用來將軟組織再連接到骨頭上	它可使用於,例如:韌帶、肌腱或關節囊,重新附著到骨頭。結合適當的術後固定,縫線錨釘系統可藉此使受損的軟組織更穩固。錨釘為全縫線式設計,健保不給付	包裝、標明與消毒效期	不良反應包括感染發炎及過敏、骨損壞或骨折、傷及周圍組織或血管,血栓或血塊產生、神經損害或癱瘓、處置或植入失敗。	錨釘為全縫線式設計,非健保品之金屬材質錨釘,適用於金屬過敏之病人
靈威特Y型縫合錨釘 #YRC02	35000	非可吸收縫線錨釘是在骨科手術過程中,用來將軟組織再連接到骨頭上	它可使用於,例如:韌帶、肌腱或關節囊,重新附著到骨頭。結合適當的術後固定,縫線錨釘系統可藉此使受損的軟組織更穩固。錨釘為全縫線式設計,健保不給付	包裝、標明與消毒效期	深層與表面的感染,過敏症、組織過敏/發炎以及對器材才值得其他反應。	錨釘為全縫線式設計,非健保品之金屬材質錨釘,適用於金屬過敏之病人
靈威特克洛特縫合固定錨釘 4.5mm	23000	本產品縫合錨釘由聚乳酸共聚物及β三鈣磷酸鹽製造而成,以滅菌預先裝配在單次使用的起子上並穿有2到3根2號帶針或不帶針(5metric)Hi-Fi縫線的形式提供。治療期間結合適當的術後固定,縫合錨釘系統可以藉此使受損的軟組織更穩固。	本產品可以用在關節鏡手術或者開創手術程序中。當縫合錨釘固定骨頭以後,可以用來將軟組織,例如:韌帶、腱或者關節囊,重新附著到骨頭。	本產品是暫時的內部固定器材,切勿重複使用。	1.感染、包括:深處與表面。2.過敏症、組織過敏/發炎以及對器材材質的其他反應。3.異物過敏。	錨釘為金屬材質,適用於將軟組織固定在骨頭上。
靈威特懸吊固定裝置	19000	本產品適用於將軟組織固定到骨頭的骨科手術。有各種不同尺寸連續環線以提供不同的骨通道長度使用來方便將軟組織固定到本裝置。	它可使用於,例如:前十字韌帶修復、後十字韌帶修復、內側副韌帶修復、外側副韌帶修復。目前無相關產品納入健保給付項目。	請勿對本產品進行再滅菌,只能跟專用器械一起使用。	深層或表面潛在手術感染,對鈦、聚乙烯或聚酯的過敏反應。	目前無相關產品納入健保給付項目。

※若有收費標準異動者,以實際計價當時之價格為準。

113.01修訂