

Amiyu

【IAMIY】Amiyu® 200mL/Bot

ATC Code : B05BA01

中文名：安命優注射液 «中化»

適應症：急、慢性腎不全時氨基酸之補給。

成分：Each mL contains:

Essential Amino Acid	mg/mL	W/V%
L-Isoleucine	7.2	0.720
L-Leucine	11.25	1.125
L-Lysine Acetate	11.55	1.155
L-Methionine	11.25	1.125
L-Phenylalanine	11.25	1.125
L-Threonine	5.15	0.515
L-Tryptophan	2.55	0.255
L-Valine	8.20	0.820
Non-Essential Amino Acid		
L-Histidine	5.60	0.560
Total Amino Acid	74.00	7.400
Total Nitrogen	9.0 mg/L	
Na ⁺	Ca. 13 mEq/mL	
pH	7.0-7.8	

藥理分類：Amino acids, Intravenous Nutritional Therapy.

用法用量：**Chronic renal insufficiency:**

Adults, 200 mL/day by slow IV infusion (200 mL/120-180 mins).

Acute renal insufficiency

Adults, 200-400 mL/day by slow IV infusion.

- 1.慢性腎不全：通常成人 1 日 1 回 200ml 經由靜脈緩慢輸注，輸注速度成人 200ml 約 120~180 分鐘(1 分鐘約 25~15 滴)為基準。小孩、老人嚴重患者須特別緩慢輸注，又施行透析療法時於透析終了 90~60 分鐘前由透析回路之靜脈側輸注之。
- 2.急性腎不全：通常成人 1 日 200~400ml 由靜脈緩慢輸注，高熱量輸液法從中心靜脈內持續點滴注入。劑量依年齡、症狀、體重適宜的增減。

不良反應：發疹、酸中毒、心悸亢進、頭痛、噁心、嘔吐。

- 注意事項：
- 1.瓶內之注射液不完全澄清時，請勿使用。
 - 2.開封後應立即使用，切勿再使用殘液。
 - 3.若有結晶析出，可在 50~60°C 溶解後，冷卻至體溫左右再使用。
 - 4.本品含有 Na 約 13mEq/L，Acetate 約 56 mEq/L，大量投與或與電解質液併用時，須注意電解質的平衡。
 - 5.緩慢的靜脈輸注給藥。

儲存：貯存於 25°C 以下，並妥善控制溫度以防止結晶析出。