

Heparinoid

【TCIV2】Cividoid® 20g/Tube

ATC Code : C05BA01

中文名：喜美凝膠 «杏輝»

適應症：外傷傷痕及腫炎、手術後之疤痕、血栓靜脈炎、靜脈曲張之潰瘍、發炎症癰和癰。

成分：Each g contains:

Heparinoid natural 3 mg

Propylene glycol 40 mg

Alcohol 95% 120 mg

Chloroxylenol 3 mg

Sodium EDTA 0.25 mg

用法用量：2-3 times/day. Apply 3-5 cm of the gel to the affected area.

不良反應：過敏症有發赤、發疹(應終止使用本劑)。

注意事項：1. 每天二至三次，在患處擦上 3 至 5 公分長之藥膏，再小心按摩。
2. 如因局部腫脹引起痛楚，可在患處四週敷上喜美凝膠再用繃帶包紮妥當，同時亦可用喜美凝膠按摩患處附近，以增加療效。
3. 如作軟化疤痕用，乳膏應用力擦在患處。
4. 出血性血液疾患(如血友病、血小板減少症、紫斑症)禁用。

儲存：於室溫 25 °C 以下保存。