

Lidocaine, Prilocaine

【TFOR】Fortacin® cutaneous spray

ATC Code : N01BB20

中文名：賦久勁外用噴霧劑 «友華生技»

主成分：Each mL contains:

Lidocaine..... 150 mg, prilocaine..... 50 mg

※(7.5mg lidocaine, 2.5mg prilocaine)/ 50 microlitres /spray

適應症：治療成年男性之原發性早發性射精。

藥理分類：**Analgesic, Topical; Local Anesthetic.**

用法用量：**Note:** The recommended dose is 3 actuations applied to cover the glans penis. Each dose consists of a total of 22.5 mg lidocaine and 7.5 mg prilocaine per application (1 dose is equal to 3 actuations). A maximum of 3 doses can be used within 24 hours with at least 4 hours between doses.

Administration and Dosage:

- Fortacin® is only indicated for application to the **glans penis**.
- Before initial use, the spray container should be **briefly shaken** and then primed by spraying it into the air **three times**.
- Before each subsequent use, it should be **briefly shaken** and then the spray container should be re-primed by spraying it once.
- Any foreskin should be retracted from the glans penis. Once the can is held upright (valve up), 1 dose of Fortacin® should be applied to the entire glans penis, by actuating the valve 3 times. One third of the glans penis should be covered with each actuation. After 5 minutes any excess spray should be wiped off prior to intercourse.

注意事項：

1. 每個 5 毫升容器最少可送出 12 劑(36 噴)。
2. 建議劑量是按 3 下使藥劑覆蓋於龜頭。每一劑共含 22.5 毫克 lidocaine 和 7.5 毫克 prilocaine (1 劑等於按 3 下)。
3. 最高使用劑量為「24 小時內最多可給予 3 劑，每一劑相隔至少 4 小時」。
4. 第一次使用前應短暫搖晃噴霧器、然後朝空中噴三次，以完成準備作業。
5. 往後每次使用前，應短暫搖晃噴霧器，然後噴一次以重新完成準備作業。
6. 龜頭應完全退去包皮。應於直立拿著藥罐(氣閥朝上)時按下氣閥 3 次，對整個龜頭施用 1 劑 Fortacin®。每按一下應覆蓋三分之一的龜頭。5 分鐘後，應在性交前抹掉多餘藥液。
7. 若病人或其伴侶對主成分或賦形劑過敏，或曾對醯胺類(amide type)局部麻醉劑過敏，應避免使用。
8. 病人或其伴侶為葡萄糖-6-磷酸脫氫酶(G-6-PD)缺乏症應謹慎使用。
9. 正在使用第三類抗心律不整藥品 (如 amiodarone) 的病人，應謹慎治療。
10. 搭配含聚氨酯的女用和男用保險套時，過去曾觀察到保險套變質。

不良反應：男性生殖器感覺減弱、勃起功能障礙、生殖器灼熱感。女性伴侶陰戶陰道灼熱感、感覺減弱。

懷孕期：目前沒有或幾乎沒有 lidocaine 和 prilocaine 用於孕婦的相關資料。動物研究未指出生殖毒性。最好避免在懷孕期間使用 Fortacin，除非已採取有效的男性屏障避孕措施以防止可能的胎兒暴露。

授乳期： Lidocaine 和 prilocaine 可分泌至人類乳汁，不過在 Fortacin 的治療用劑量下，活性物質由男性病人轉移至女性伴侶身上不預期會對喝母乳的新生兒/嬰兒造成影響。

儲存： 保存在不超過 25°C 的溫度。請勿冷凍。